

DE Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung und Zusammensetzung

HydroClean Mini ist eine hydroaktive Wundauflage, die als zentralen Bestandteil ein in Cellulose- und Zellstoffasern eingebettetes superabsorbierendes Polyacrylat (SAP) enthält, das mit Ringerlösung (aktiviert [befeuchtet]) ist. Das Wundkissen ist von einem Gestrick aus Polypropylen umhüllt.

Eigenschaften und Wirkungsweise

HydroClean Mini gibt bis zu drei Tage Ringerlösung an die Wunde ab. Da die Wundauflage Deesichtschicht Wundauflage und Wundauflage, sowie interaktive und kontinuierliche Wundspülung ein. Da im HydroClean Mini verwendete SAP inaktiviert wundheilungsstörende Matrix-metallproteinasen (MMP),

Zweckbestimmung

HydroClean Mini eignet sich zur Nachsorge von Wunden. Der Verband sollte nur von medizinischem Fachpersonal oder von Laien, die von medizinischem Fachpersonal geschult wurden, verwendet werden.

Indikationen

HydroClean Mini ist für die Nachsorge von trockenen, leicht und mäßig nässenden Wunden, besonders von Wunden mit beeinträchtigter Heilungstendenz, angezeigt. Das Produkt eignet sich besonders zur Behandlung von chronischen und schwer heilenden Wunden in der Reinigungs- und Granulationsphase.

Anlegen und Verbandswechsel

Die Verpackung und der Verband sollten auf Beschädigungen überprüft werden. Werden Beschädigungen festgestellt, sollte HydroClean Mini nicht verwendet werden. Vor dem Öffnen die Produktverpackung sorgfältig auf Beschädigungen überprüfen. Dabei sind insbesondere die Unversehrtheit der Verpackungsoberflächen und der gesamten Siegfelgflächen vollständig bei geeigneten Lichtverhältnissen (Weißlicht oder Tageslicht) zu prüfen. Das Produkt nicht verwenden, wenn sichtbare Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, z. B. Risse, Nuten, Einstichlöcher oder ungleichmäßige, abgelöste, gerissene oder unvollständige Sieglung. Der Verbandswechsel sollte gemäß geltenden medizinischen Standards vorgenommen werden. Insbesondere sollte er unter aseptischen Bedingungen erfolgen. Der Verband darf deshalb nicht mit unsterilen Händen/Handschuhen oder Instrumenten in Kontakt kommen. Das Wundkissen sollte vor der Anwendung nicht ausgedrückt werden.

- Für tiefe Wunden:
 - HydroClean Mini wird in die Wunde gelegt.
 - HydroClean Mini muss in Kontakt mit dem Wundgrund stehen.
 - HydroClean Mini sollte mit einem HydroClean Wundkissen abgedeckt werden.
 - Das obere HydroClean Mini sollte den Wundrand überlappen.
 - HydroClean sollte mit geeigneten Materialien fixiert werden.
- Falls HydroClean Mini in eine Wunde eingebracht wird, bei der die Wundverhältnisse eine Abdeckung mit einem HydroClean Verband nicht zulassen, kann stattdessen auch ein Filmverband verwendet werden.
- Für weniger tiefe Wunden:
 - HydroClean Mini wird auf die Wunde gelegt.
 - HydroClean Mini muss in Kontakt mit dem Wundgrund stehen.
 - HydroClean Mini sollte den Wundrand überlappen.
 - HydroClean Mini sollte mit einem Folienverband fixiert werden.
- Dabei ist darauf zu achten, dass der Filmverband genügend gewahrt wird, um eine sichere Fixierung zu gewährleisten. Dies gilt vor allem für Bereiche, an denen die Fixierung durch Bewegung besonders belastet wird. Bei der Verwendung von einem Filmverband sollte außerdem darauf geachtet werden, dass nicht durch Druck Ringerlösung aus dem Wundkissen austritt und so eine sichere Fixierung verhindert.
- HydroClean Mini ist auch zur Anwendung unter Kompressionsbandagen oder -strümpfen geeignet. Ein Verbandswechsel muss vorgenommen werden, wenn dieser mechanisch angezeigt ist oder aber spätestens nach drei Tagen. Ein Verbandswechsel ist angezeigt, wenn die Aufnahmekapazität erschöpft ist oder der Verband vorzeitig austrocknet. In den meisten Fällen lässt sich HydroClean Mini eine zusätzliche Schmerzen von der Wunde entfernen. Falls das Wundkissen an der Wunde festhaften sollte, kann die Wundauflage vor dem Entfernen mit einer sterilen physiologischen Kochsalz- oder Ringerlösung unterspült werden, um die Verklebung zu lösen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen
Vor jeder Behandlung von Wunden mit beeinträchtigter Heilungstendenz ist eine ärztliche Beurteilung des Wundzustandes und der Ursachen der Wundheilungsstörungen notwendig. Die Behandlung mit HydroClean Mini kann eine Kausalbehandlung der Wundheilungsstörungen nicht ersetzen. HydroClean Mini darf nicht zugeschnitten oder anderweitig mechanisch beschädigt werden. Wenn HydroClean Mini auf der Fußsohle angewendet wird, darf der Patient den Fuß weder beim Stehen noch beim Laufen belasten, da der Verband platzen könnte. Ist der Verband beschädigt, könnten SAP-Partikel und Fasern in die Wunde gelangen. Diese sollten mit einer sterilen physiologischen Kochsalz- oder Ringerlösung weggespült werden. Infizierte und bakteriell stark belastete Wunden sollten nur unter ärztlicher Aufsicht behandelt werden, besonders wenn ein Filmverband zur Fixierung verwendet wird. Von der Anwendung von Nasenbändern wie HydroClean Mini zur Behandlung von trockenen nekrotischen Wunden an den Füßen, die auf eine arterielle Verschlusskrankheit zurückzuführen sind, wird abgeraten. Verbrennungen dritten Grades müssen vor der Anwendung von HydroClean Mini chirurgisch behandelt werden. Topische Arzneimittel oder Desinfektionsmittel sollten während der Behandlung mit HydroClean Mini nicht aufgetragen werden. Der Verband könnte die Mittel absorbieren oder anderweitig ihre Wirksamkeit beeinträchtigen. HydroClean Mini sollte nicht zur Behandlung stark nässender Wunden angewendet werden. Ist die Haut im Wundbereich besonders empfindlich und angegriffen, empfiehlt es sich, diese mit einem geeigneten Hautschutzpräparat zu schützen. Bei Patienten mit erhöhter Blutungsneigung (z. B. bedingt durch blutverdünnende Präparate) sollte HydroClean Mini bei Wundverschluss besonders vorsichtig entfernt werden.

Geebenerfalls sollte HydroClean Mini vorher, wie oben beschrieben, mit Ringer- oder physiologischer Kochsalzlösung unterspült werden. Die Sicherheit und Wirksamkeit bei Schwangeren und Kindern wurden nicht untersucht.

Kontraindikationen
HydroClean Mini sollte nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe vorliegt.

Nebenwirkungen
Zu Beginn der HydroClean Mini Therapie kann es durch Abbau von bereits irreversibel geschädigtem Gewebe zu einer Vergrößerung der Wunde kommen. Dies kann ein Zeichen der einsetzenden Wundheilung sein. Während der Nachsorge kann es zu einer Rötung der Wundränder kommen, was in der Regel ein Zeichen reaktiver Durchblutung infolge der einsetzenden Wundheilung ist. Die Ursache muss aber in jedem Fall individuell beurteilt werden. Die HydroClean Mini Therapie verursacht keine Schmerzen. Jedoch ist die offene Wunde oft selbst sehr empfindlich gegenüber mechanischen Reizen. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob eine angemessene Schmerztherapie angezeigt ist. Die Schmerztherapie Ringerlösung führt zwar nicht zur Mazeration vitaler Zellen, kann jedoch planare Hornhaut kühlen lassen, was als weiches Belag sichtbar wird. In seltenen Fällen wurde bei querschnittsgelähmten Patienten mit Dekubitis am Kreuzbein eine unspezifische Aktivierung der Gefäß- und Skeinmuskulatur festgestellt. Nach Entfernung des Wunderbands klang die Symptomatik sofort ab.

Produktentstgung
Auf das Risiko potenzieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten Wegwerfkomponenten des Medizinprodukts gemäß den geltenden lokalen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen sowie den Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.

Besondere Hinweise
Die Wiederverwendung von HydroClean Mini kann zu Hautirritationen, einer verlängerten Wundheilung, Schmerzen und/oder Infektionen führen. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen.

Meldung von Vorkommnissen
Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte); wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.

Stand der Information: 2022-11-17

AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. - 2355 Wiener Neudorf
CH – IVF HARTMANN AG - 8212 Neuhausen

EN Instructions for use

Product description and composition

HydroClean Mini is a hydroactive wound dressing that contains, as a core component, a superabsorbent polyacrylate (SAP) embedded in cellulose fibres and activated (premoistened) with Ringer's solution. The wound pad is covered with a knitted fabric consisting of polypropylene.

Properties and mode of action

HydroClean Mini delivers Ringer's solution to the wound for up to three days. During this time, interactive and continuous wound irrigation takes place, due to the wound dressing pad also absorbing wound exudate. The SAP used in HydroClean Mini inactivates matrix metalloproteinases (MMP) which may impair wound healing.

Intended use

HydroClean Mini is suitable for wet/moist treatment of wounds. The dressing should be used by healthcare professionals or laypersons trained by healthcare professionals.

Indications

HydroClean Mini is indicated for the wet management of dry, light and moderately exuding wounds, in particular of wounds with impaired healing tendency. The product is especially suitable for the treatment of chronic and poorly healing wounds during the cleansing and granulation stage.

Mode of application and dressing change

The packaging and the dressing should be checked for damage. HydroClean Mini should not be used if damage is detected. Before opening the product packaging, inspect it carefully for signs of damage. In particular, examine the integrity of the packaging surfaces and the entire seal area completely under suitable lighting conditions (white light or daylight). Do not use the product if there are visible signs of damage, such as cracks, channels, pinholes, or nonuniform, torn or incomplete seals. The dressing change should be carried out according to current medical standards. It should especially be carried out under aseptic conditions. The dressing must therefore not be touched with unsterile hands/gloves or instruments. The wound pad should not be pressed out prior to its application.

For deep wounds:

- HydroClean Mini is placed into the wound.
- HydroClean Mini must be in contact with the wound bed.
- HydroClean Mini should be covered with a HydroClean wound dressing pad.
- If it faut veiller à choisir un pansement suffisamment grand pour assurer une fixation sûre.
- HydroClean Mini should be secured with suitable dressing retention material.
- If HydroClean Mini is inserted into a wound with a condition that does not allow it to be covered with a HydroClean dressing, a film dressing can be used instead.

For less deep wounds:

- HydroClean Mini is placed onto the wound.
- HydroClean Mini must be in contact with the wound bed.
- HydroClean Mini should overlap the wound edges.
- HydroClean Mini should be secured with a film dressing.
- Attention should be paid to choosing a large enough film dressing to ensure secure fixation. This applies in particular to localisations where the fixation is stressed considerably by movement. When using a film dressing one should also ensure that Ringer's solution does not leak from the wound dressing pad as a result of pressure, thus preventing secure fixation.

HydroClean Mini is also suitable to be used under compression bandages or stockings. The dressing can remain in situ for up to three days, depending on clinical judgement. The dressing should be changed if the absorption capacity is exhausted or the dressing dries out prematurely. In most cases, HydroClean Mini can be removed from the wound without causing additional pain. Should the wound dressing pad adhere to the wound, it can be irrigated with a sterile physiological saline or Ringer's solution prior to removal to loosen the adhesion.

Special precautions

Before treating wounds with impaired healing tendency, the wound condition and the causes of the impairment must always be assessed by a physician or other healthcare professional. Treatment with HydroClean Mini cannot replace treatment of the cause of impaired wound healing. HydroClean Mini must not be cut to size or otherwise damaged mechanically. If HydroClean Mini is applied on the sole of a foot, the patient must not stand or walk on it because the dressing may burst. If the dressing is damaged, SAP particles and fibers may get into the wound. They should be rinsed out with a sterile physiological saline or Ringer's solution. Infected wounds and wounds highly exposed to bacteria should only be treated under the supervision of a physician or other healthcare professional, particularly if a film dressing is used for fixation. Moisturizing dressings like HydroClean Mini are not recommended to be used to treat dry necrotic foot diseases caused by arterial occlusive disease. Third degree burns must be treated by surgical procedures prior to the use of HydroClean Mini. Topical medication or disinfectants should not be applied during treatment with HydroClean Mini. The dressing may absorb or otherwise compromise the efficacy of the agents. HydroClean Mini should not be used to treat heavily exuding wounds. If the skin around the wound is particularly sensitive and impaired, it is advisable to protect the skin with suitable skin protection. In patients with a risk of excessive bleeding (e.g. due to blood-thinning medications), HydroClean Mini should be removed with caution at each dressing change. If necessary, HydroClean Mini should first be irrigated with Ringer's solution or physiological saline solution as described above. Safety and effectiveness in pregnant women and children have not been established.

Contraindications
Do not use HydroClean Mini on patients with an intolerance to any of its components.

Side effects

At the start of the treatment with HydroClean Mini, breakdown of irreversibly damaged tissue can lead to an increase in the size of the wound. This can be a sign that wound healing has commenced. Reddening of the wound edges can occur during wet/moist treatment; this is normally a sign that blood circulation has been reactivated as the wound begins to heal. However, the cause must be assessed individually in each case. HydroClean Mini therapy itself does not cause any pain. However, an open wound is often highly sensitive to mechanical stimuli. The question whether an adequate analgesic therapy is indicated must be considered on a case-by-case basis. Whilst wet/moist treatment with Ringer's solution does not lead to maceration of vital cells, it can cause swelling of the soaked plantar horny layer, which then appears as a whitish coating. In rare cases, unspecific activation of gluteal and leg muscles had been observed in paraplegic patients with sacral wounds. The symptoms were immediately resolved after the removal of the dressing.

Product disposal
To minimize the risk of potential infection hazards, or environmental pollution, disposable components of the medical device should follow disposal procedures according to applicable and local laws, rules, regulations and infection prevention standards.

Special instructions
Re-use of HydroClean Mini may cause skin irritations, a prolonged healing time, pain, and/or infections. Reprocessing devices, in order to reuse them, may seriously damage their integrity and their performance.

Incident reporting
For a patient/user/third party in the European Union and in countries with identical regulatory regime (Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices); if, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and/or its authorized representative and to your national authority.

Date of revision of the text: 2022-11-17

AT – PAUL HARTMANN Pty. Ltd. - Macquarie Park, NSW 2113
AU – PAUL HARTMANN Ltd. - Heywood/Greater Manchester OL3 2DT
ZA – HARTMANN South Africa - Northridge, Johannesburg, Gauteng

FR Instructions of utilisation

Description du produit et composition
HydroClean Mini est un pansement hydroactif constitué principalement d'un polyacrylate superabsorbant (SAP) inclus dans des fibres de cellulose et activé (prémouillifié) par la solution de Ringer. Le coussinet est recouvert d'un tricot en polypropylène.

Propriétés et mode d'action
HydroClean Mini libère la solution de Ringer dans la plaie jusqu'à trois jours. Pendant ce temps, l'irrigation interactive et continue de la plaie a lieu grâce au coussinet du pansement qui absorbe également l'exsudat de la plaie. Le SAP présent dans HydroClean Mini inactive les métalloprotéinasas matricielles (MMP) qui altèrent la cicatrisation des plaies.

Utilisation prévue

HydroClean Mini convient pour le traitement des plaies en milieu humide. Le pansement doit être utilisé par des professionnels de santé ou par des personnes formées par des professionnels de santé.

Indications

HydroClean Mini est indiqué pour le soin en milieu humide des plaies sèches, légèrement et modérément exsudatives, et en particulier des plaies dont la cicatrisation est entravée. Ce produit est particulièrement indiqué pour le traitement des plaies chroniques et dont la cicatrisation est difficile lors de la phase de détersion et de granulation.

Mode d'utilisation et renouvellement de pansement

L'emballage et le pansement doivent être contrôlés pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. HydroClean Mini ne doit pas être utilisé si des dommages sont constatés. Avant d'ouvrir l'emballage du produit, veuillez l'inspecter minutieusement pour détecter tout signe de dommage. Veuillez en particulier examiner l'intégrité des surfaces de l'emballage et de toute la zone de scellage sous un éclairage approprié (lumière blanche ou lumière du jour). Ne pas utiliser le produit si l présente des signes de dommage tels que des déchirures, des cheminées, des trous d'épingle ou des scellages non uniformes, déchirés ou incomplets. Les renouvellements de pansement doit être effectués conformément aux directives médicales en vigueur. Il doit en particulier être réalisé dans des conditions d'asepsie. Le pansement ne doit donc pas être touché avec des mains, des gants ou des instruments non stériles. Le pansement ne doit pas être extrait avant son utilisation.

Pour les plaies profondes :

- HydroClean Mini est placé dans la plaie.
- HydroClean Mini doit être en contact avec le lit de la plaie.
- HydroClean Mini peut être recouvert avec un pansement HydroClean.
- La partie supérieure du pansement HydroClean doit recouvrir les berges de la plaie.
- HydroClean Mini doit être fixé avec un dispositif de fixation de pansement approprié.
- Si HydroClean Mini est inséré dans une plaie le cas où les conditions non consentement di copirha avec une medicatione HydroClean, è possible utilizzare al suo posto una medicatione in pellicola.

Pour les plaies peu profondes :

- HydroClean Mini est placé sur la plaie.
- HydroClean Mini doit être en contact avec le lit de la plaie.
- La partie supérieure du coussinet HydroClean Mini doit recouvrir les berges de la plaie.
- HydroClean Mini doit être fixé avec un dispositif de fixation type film.
- Il faut veiller à choisir un pansement suffisamment grand pour assurer une fixation sûre. Cela s'applique en particulier aux emplacements où la fixation est fortement sollicitée par le mouvement. Lors de l'utilisation d'un dispositif de fixation type film, il faut également s'assurer que la solution de Ringer ne s'écoule pas du pansement sous l'effet de la pression, ce qui empêcherait une fixation sûre.

HydroClean Mini peut également être utilisé sous des bandages de compression ou des bas de contention. Le pansement peut rester en place jusqu'à trois jours, selon l'avis médical. Le pansement doit être remplacé si la capacité d'absorption est épuisée ou si le pansement sèche prématurément. Dans la plupart des cas, HydroClean Mini peut être retiré de la plaie sans causer de douleur supplémentaire. Si le pansement adhère à la plaie, il peut être imprégné d'un soluté physiologique stérile ou d'une solution de Ringer avant le retrait pour décoller l'adhérence.

Précautions particulières

Avant de traiter des plaies dont la tendance à la cicatrisation est altérée, l'état de la plaie et les causes de l'altération doivent toujours être évalués par un médecin ou un autre professionnel de santé. Le traitement avec HydroClean Mini ne peut pas remplacer le traitement de la cause de l'altération de la cicatrisation des plaies. HydroClean Mini ne doit pas être coupé sur mesure ou endommagé mécaniquement. Si HydroClean Mini est appliqué sur la plante d'un pied, le patient ne peut pas se tenir debout ou marcher dessus, car le pansement pourrait éclater. Si le pansement est endommagé, des particules et des fibres de SAP pourraient pénétrer dans la plaie. Il faut la rincer avec un soluté physiologique stérile ou une solution de Ringer. Les plaies infectées et les plaies pour lentes exposées aux bactéries ne doivent être traitées que sous la supervision d'un médecin ou d'un autre professionnel de santé, en particulier si un film est utilisé pour la fixation. Les pansements hydroactifs comme HydroClean Mini ne sont pas recommandés pour traiter les plaies nécrotiques séches ou trait causées par une maladie occlusive artérielle. Les brûlures du troisième degré doivent être traitées par des procédures chirurgicales avant l'utilisation d'HydroClean Mini. Le ne faut pas appliquer de médicaments topiques ou de désinfectants pendant le traitement avec HydroClean Mini. Le pansement peut absorber ou compromettre l'efficacité des agents. HydroClean Mini ne doit pas être utilisé pour traiter les plaies fortement exsudatives. Il la peau autour de la plaie est particulièrement sensible et altérée, il est conseillé de la protéger avec une protection cutanée appropriée. Chez les patients présentant un risque de saignement excessif (p. ex. en raison de médicaments anticoagulants), HydroClean Mini doit être retiré avec prudence à chaque renouvellement de pansement. Si nécessaire, HydroClean Mini doit d'abord être imprégné de solution de Ringer ou de soluté physiologique comme décrit ci-dessus. L'innocuité et l'efficacité chez les femmes enceintes et les enfants n'ont pas été établies.

Contre-indications

N'utilisez HydroClean Mini en caso diipersensibilità ad uno dei componenti.

Effetti collaterali

All'inizio del trattamento con HydroClean Mini, una rottura di tessuto danneggiato in modo irreversibile può portare a un aumento di dimensioni della ferita. Ciò può tuttavia indicare che la guarigione della ferita è iniziata. Durante il trattamento in ambiente umido possono verificarsi arrossamenti dei margini della ferita, che è norma rappresentare un segnale della riattivazione della circolazione sanguigna mentre la ferita inizia a guarire. Tuttavia, è necessario valutare la causa individualmente in ciascun caso. Il trattamento con HydroClean Mini di per sé non causa alcun dolore. Tuttavia, una ferita aperta è spesso molto sensibile a sollecitazioni meccaniche. È necessario valutare caso per caso se interpretare una terapia analgesica idonea. Mentre il trattamento in ambiente umido con soluzione di Ringer non determina la macerazione di cellule vitali, può causare gonfiore dello strato corneo umido dell'epidermide plantare, il quale si manifesta come una patina di colore bianco. In rari casi, è stata osservata un'attivazione aspecifica dei piedi e dei muscoli delle gambe in pazienti paraplegici con ferite sacrali. I sintomi si sono risolti immediatamente dopo aver rimosso la medicazione.

Smaltimento del prodotto
Per ridurre il rischio di potenziali pericoli di infezione o di inquinamento ambientale, i componenti monouso dei dispositivi medici devono essere smaltiti secondo le procedure di smaltimento in conformità alle leggi locali vigenti e a norme, regolamenti e standard di prevenzione delle infezioni applicabili.

Avvertenze particolari
Il riutilizzo di HydroClean Mini può causare irritazioni della pelle, un tempo di guarigione prolungato, dolore e/o infezioni. La modifica dei dispositivi per il riutilizzo degli stessi può danneggiare gravemente l'integrità e le prestazioni.

Segnalazione dei incidenti
Per un paziente/utlizzatore/terso parte nell'Unione europea e in paesi con regime normativo identico (Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici); se, durante l'uso del presente dispositivo o come risultato del suo utilizzo, si è verificato un incidente grave, segnalare quest'ultimo al fabbricante e/o al rappresentante autorizzato e alla propria autorità nazionale.

Data di revisione del testo: 2022-11-17

FR – Laboratoires PAUL HARTMANN S.à.r.l. - Châtenois – 67607 Sélestat CEDEX

I Istruzioni per l'uso
Descrizione e composizione del prodotto
HydroClean Mini è una medicazione per ferite idroattiva che contiene come componente di base un poliacrilato superassorbente (SAP) immerso in fibre di cellulosa e attivato (preumidificato) con soluzione di Ringer. La medicazione è coperta da un tessuto a maglia in polipropilene.

Proprietà e modo di azione
HydroClean Mini rilascia la soluzione di Ringer sulla ferita fino a un massimo di tre giorni. In questo lasso di tempo, si verifica un'irrigazione interattiva e continua della ferita, poiché il cuscinetto della medicazione assorbe anche l'esudato della ferita stessa. Il SAP utilizzato in HydroClean Mini desattiva las metaloproteinasas de matriz (MMP) que pueden alterar la cicatrización.

Us previsto
HydroClean Mini es adecuado para el tratamiento húmedo de heridas. El apósito está destinado a uso por parte de profesionales sanitarios o personas sin experiencia debidamente formadas por profesionales sanitarios.

Indicaciones
HydroClean Mini está indicado para el tratamiento húmedo de heridas secas y con exudado moderado y leve, en especial, heridas difíciles de cicatrizar. El producto es idóneo para el

deve essere utilizzata da operatori sanitari o operatori non sanitari addestrati da operatori sanitari.

Indicazioni

HydroClean Mini è indicato per la gestione in ambiente umido di ferite asciutte, da lievemente a moderatamente esudanti, in particolare di ferite con tendenza alla guarigione compromessa. Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento di ferite croniche e che guariscono difficilmente nello stadio di purificazione e granulazione.

Modalità di applicazione e sostituzione della medicazione

Deve essere verificata la presenza di eventuali danni alla confezione e alla medicazione. Non utilizzare HydroClean Mini se si riscontrano danni. Prima di aprire la confezione del prodotto, ispezionarla accuratamente per verificare che non ci siano segni di danneggiamento. In particolare, esaminare accuratamente l'integrità delle superfici della confezione e l'intera area di sigillatura in condizioni di illuminazione adeguate (luce bianca o diurna). Non utilizzare il prodotto se presenta segni visibili di danneggiamento, come crepe, scanalature, fori o spilli open sigilli non uniformi, strappati o incompleti. La sostituzione della medicazione deve essere effettuata secondo gli attuali standard medici. In particolare, deve essere svolta in condizioni asettiche. Pertanto, la medicazione non deve essere toccata con mani/ganti o strumenti non sterili. La medicazione non deve essere scaricata prima della sua applicazione. Per ferite profonde:

- HydroClean Mini è posizionato nella ferita.
- HydroClean Mini deve essere a contatto con il letto della ferita.
- HydroClean Mini deve essere coperto con una medicazione HydroClean.
- La medicazione superiore HydroClean deve sovrapporsi ai margini della ferita stessa.
- fissare HydroClean con materiali appropriati.
- Se HydroClean Mini è inserito in una ferita le cui condizioni non consentono di coprirlo con una medicatione HydroClean, è possibile utilizzare al suo posto una medicatione in pellicola.

Per ferite poco profonde:

- HydroClean Mini è posizionato nella ferita.
- HydroClean Mini deve essere a contatto con il letto della ferita.
- HydroClean Mini deve sovrapporsi ai margini della ferita stessa.
- fissare HydroClean Mini con una medicatione in pellicola.
- fare attenzione a scegliere una medicatione in pellicola di dimensioni sufficienti, in modo da garantire il fissaggio sicuro. Ciò vale soprattutto per i punti in cui il fissaggio è particolarmente sollecitato dal movimento. Quando si utilizza una medicatione in pellicola, bisogna garantire anche che la soluzione di Ringer non fuoriesca dalla medicazione della ferita per via della pressione, impedendo così un fissaggio sicuro.

HydroClean Mini è adatto inoltre per l'utilizzo sotto una cappa compressiva. La medicazione può rimanere applicata in situ per un massimo di tre giorni, a seconda del giudizio clinico. La medicazione deve essere sostituita se la capacità di assorbimento si esaurisce o se la medicazione si essicca prematuramente. Nella maggioranza dei casi, è possibile rimuovere HydroClean Mini dalla ferita senza provocare ulteriori dolore. Qualora il cuscinetto della medicazione aderisca alla ferita, prima della rimozione può essere irrigato con una soluzione salina fisiologica sterile o con soluzione di Ringer per allentare l'aderenza.

Precauzioni particolari

Prima di trattare le ferite con tendenza alla guarigione compromessa, la condizione della ferita e le cause della compromissione devono essere sempre valutate da un medico o da altro operatore sanitario. Il trattamento con HydroClean Mini non può sostituire il trattamento della causa della guarigione compromessa della ferita. HydroClean Mini non deve essere ritagliato su misura o altrimenti danneggiato meccanicamente. Se HydroClean Mini viene applicato sulla pianta del piede, il paziente non deve stare in piedi o camminare sulla medicazione poiché questa potrebbe scoppiare. Qualora la medicazione venga danneggiata, potrebbero penetrare nella ferita particelle e fibre di SAP. In tal caso è necessario pulire con una soluzione salina fisiologica sterile o soluzione di Ringer. Ferite infette e ferite altamente esposte a batteri devono essere trattate unicamente sotto la supervisione di un medico o di altro operatore sanitario, in particolare se per il fissaggio viene utilizzata una medicazione in pellicola. L'utilizzo di medicazioni unificate come HydroClean Mini è consigliato nel trattamento di ferite asciutte necrotiche al fine causate da malattia occlusiva delle arterie periferiche. Le ustioni di terzo grado devono essere trattate con procedura chirurgica prima dell'utilizzo di HydroClean Mini. Durante il trattamento con HydroClean Mini, non applicare disinfettanti o medicazioni topiche. La medicazione potrebbe assorbire o in altre modo compromettere l'efficacia degli agenti. Non utilizzare HydroClean Mini per trattare ferite molto esudanti.

Se la pelle attorno alla ferita è particolarmente sensibile e compromessa, si consiglia di proteggerla con una protezione per la pelle idonea. In pazienti con rischio di sanguinamento eccessivo (ad. es. a causa di farmaci anticoagulanti) è necessario rimuovere HydroClean Mini con cautela a ogni sostituzione della medicazione. Se necessario, HydroClean Mini deve essere prima irrigato con soluzione di Ringer o soluzione fisiologica salina come descritto sopra. Non è stata valutata la sicurezza e l'efficacia in donne in stato di gravidanza e bambini.

Controindicazioni

N'utilizzare HydroClean Mini in caso diipersensibilità ad uno dei componenti.

Effetti collaterali

All'inizio del trattamento con HydroClean Mini, una rottura di tessuto danneggiato in modo irreversibile può portare a un aumento di dimensioni della ferita. Ciò può tuttavia indicare che la guarigione della ferita è iniziata. Durante il trattamento in ambiente umido possono verificarsi arrossamenti dei margini della ferita, che è norma rappresentare un segnale della riattivazione della circolazione sanguigna mentre la ferita inizia a guarire.

Tuttavia, è necessario valutare la causa individualmente in ciascun caso. Il trattamento con HydroClean Mini di per sé non causa alcun dolore. Tuttavia, una ferita aperta è spesso molto sensibile a sollecitazioni meccaniche. È necessario valutare caso per caso se interpretare una terapia analgesica idonea. Mentre il trattamento in ambiente umido con soluzione di Ringer non determina la macerazione di cellule vitali, può causare gonfiore dello strato corneo umido dell'epidermide plantare, il quale si manifesta come una patina di colore bianco. In rari casi, è stata osservata un'attivazione aspecifica dei piedi e dei muscoli delle gambe in pazienti paraplegici con ferite sacrali. I sintomi si sono risolti immediatamente dopo aver rimosso la medicazione.

Smaltimento del prodotto
Per ridurre il rischio di potenziali pericoli di infezione o di inquinamento ambientale, i componenti monouso dei dispositivi medici devono essere smaltiti secondo le procedure di smaltimento in conformità alle leggi locali vigenti e a norme, regolamenti e standard di prevenzione delle infezioni applicabili.

Avvertenze particolari
Il riutilizzo di HydroClean Mini può causare irritazioni della pelle, un tempo di guarigione prolungato, dolore e/o infezioni. La modifica dei dispositivi per il riutilizzo degli stessi può danneggiare gravemente l'integrità e le prestazioni.

Segnalazione di incidenti
Per un paziente/utlizzatore/terza parte nell'Unione europea e in paesi con regime normativo identico (Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici); se, durante l'uso del presente dispositivo o come risultato del suo utilizzo, si è verificato un incidente grave, segnalare quest'ultimo al fabbricante e/o al rappresentante autorizzato e alla propria autorità nazionale.

Data di revisione del testo: 2022-11-17

IT – PAUL HARTMANN S.p.A. - 37139 Verona

ES Instrucciones de uso

Composición e descripción del producto
HydroClean Mini es un apósito hidractivo que tiene como componente principal un poliacrilato superabsorbente (SAP) incrustado en celulosa y activado (humedecido) con solución Ringer. La compresa está cubierta por tela de punto, confeccionada con polipropileno.

Características y principio de acción
HydroClean Mini transporta solución Ringer a la herida hasta tres días. Al mismo tiempo, el apósito absorbe y retiene exudado de la herida, facilitando su limpieza interactiva y continua. El SAP utilizado en HydroClean Mini desactiva las metaloproteinasas de matriz (MMP) que pueden alterar la cicatrización.

Indicaciones
HydroClean Mini está indicado para el tratamiento húmedo de heridas secas y con exudado moderado y leve, en especial, heridas difíciles de cicatrizar. El producto es idóneo para el

tratamiento de heridas crónicas o difíciles de cicatrizar, especialmente en las etapas de limpieza y granulación.

Modo de aplicación y cambio del apósito

Se debe comprobar si el embalaje y el apósito presentan daños. HydroClean Mini no debe utilizarse si se detectan daños. Antes de abrir el embalaje del producto, inspecciónelo cuidadosamente para ver si presenta señales de daños. En particular, examine la integridad de las superficies del embalaje y el área completa del sellado bajo una iluminación adecuada (luz blanca o a la luz del día). No use el producto si hay señales de daños visibles, como grietas, scanaladuras, perforaciones o un sellado no uniforme, rasgado o incompleto. El cambio del apósito debe realizarse según las normas sanitarias en vigor. En especial, debe realizarse en condiciones asépticas. En consecuencia, no debe tocarse el apósito con guantes, instrumentos o manos sin esterilizar. No se debería aplicar la compresa antes de su aplicación.

Para heridas profundas:

- HydroClean Mini se coloca en la herida.
- HydroClean Mini debe estar en contacto con el lecho de la herida.
- HydroClean Mini debe cubrirse con un apósito HydroClean.
- El apósito superior HydroClean deberá sobrepasar ligeramente el contorno de la herida.
- HydroClean deberá fijarse con materiales adecuados.
- Si HydroClean Mini se introduce en una herida profunda no permite la cobertura con el apósito HydroClean, también se puede utilizar en su lugar un apósito de película.

Para heridas menos profundas:

- HydroClean Mini se coloca sobre la herida.
- HydroClean Mini debe estar en contacto con el lecho de la herida.
- HydroClean Mini deberá sobrepasar ligeramente el contorno de la herida.
- HydroClean Mini deberá fijarse con un apósito de película.
- Se debe elegir un apósito de película de la lagura suficiente para garantizar una buena fijación. Esto se aplica en especial a posiciones en las que el apósito está expuesto a importante tensión por movimiento. Al utilizar un apósito

w zależności od oceny klinicznej. Opatrunek należy zmienić w przypadku wyczerpania zdolności absorpcyjnej lub jego przedwczesnego wyschnięcia. W większości przypadków opatrunek HydroClean Mini można usunąć z rany bez powodowania dodatkowego bólu. Jeżeli opatrunek przywarł do rany, wówczas przed jego usunięciem można go nasączyć sterylnym roztworem soli fizjologicznej lub roztworem Ringera, aby zmniejszyć przywieranie.

Szczegółowe środki ostrożności

Każdorazowo przed przysięgnięciem do leczenia ran trudno gojących się konieczna jest kontrola stanu rany przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia oraz wyjaśnienie przyczyn zaburzeń w gojeniu się rany. Opatrnywanie rany za pomocą opatrunku HydroClean Mini nie może zastąpić przyczynowego leczenia zabiegów operacyjnych na rany. Opatrunek HydroClean Mini nie wolno przyczyna na wymiar ani uszkadzać mechanicznie. W przypadku umieszczenia opatrunku HydroClean Mini na podzeszwy stopu pacjent nie może na niego stawiać ani chodzić, opierając się o niego, ponieważ opatrunek może utraci zerowanie. Jeśli opatrunek ulegnie uszkodzeniu, częstęgi SAP i włókna celulozy mogą przedostać się do rany. Należy je wyproduk sterylnym roztworem soli fizjologicznej lub roztworem Ringera. Rany zakazane i narzone na powstanie infekcji powinny być leczone tylko pod nadzorem lekarza lub innego pracownika opieki zdrowotnej, szczególnie jeśli do zamocowania opatrunku używamy jest opatrunek foliowy. Opatrunków do wilgotnego opatrnywania ran, takich jak HydroClean Mini, nie zaleca się do stosowania w leczeniu suchych ran martwiczych stopy spowodowanych przez miażdżycę niedokrwienie tętnic. Opatrzania trzeciego stopnia należy leczyć chirurgicznie przed zastosowaniem opatrunku HydroClean Mini. W trakcie leczenia z zastosowaniem opatrunku HydroClean Mini nie należy stosować leków ani środków dezynfekcyjnych o działaniu miejscowym, ponieważ opatrunek ten może wchłaniać takie środki lub w inny sposób obniżyć ich skuteczność. Opatrunek HydroClean Mini nie należy stosować do leczenia ran o dużym wysięku. Jeśli skóra w rejonie rany jest szczególnie naczieniami i osłabiona, zaleca się zastosowanie jej ochrony przy użyciu odpowiedniego preparatu do ochrony skóry. W przypadku pacjentów ze skłonnością do nasilonego krwawienia (np. ze względu na przyjmowanie preparatów rozrzedzających krew), należy przy zmianie opatrunku szczególnie ostrożnie zdejmować opatrunek HydroClean Mini. W razie konieczności przed zdjęciem opatrunku HydroClean Mini należy delikatnie odgiąć jego brzo i nasączyć niewielką ilością roztworu Ringera lub soli fizjologicznej. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania wyrobu w przypadku kobiet w ciąży i dzieci.

Przeciwwskazania

Przygotowanie HydroClean Mini nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

Działania niepożądane

Na początku terapii z wykorzystaniem opatrunku HydroClean Mini rana może ulec powiększeniu na skutek usuwania nieodwracalnie uszkodzonej tkanki. Zjawisko to może być oznaką rozpoczynającego się procesu gojenia rany. W czasie leczenia rany metodą wilgotnego opatrnywania może wystąpić zaczerwienienie jej brzegów, będące z reguły objawem poprawy uknienia wskazyw k postępującego procesu gojenia. Jego przyczynę należy jednak w każdym przypadku wyjaśnić indywidualnie. Rana u użytych opatrunku HydroClean Mini jest sama w sobie bezbolesna. Każdy opatrunek pokrojony na otwartą ranę może być jednak przyczyną bólu. W każdym indywidualnym przypadku należy sprawdzić, czy wskazana jest odnowiana terapia bólu. Terapia metodą wilgotnego opatrnywania ran z zastosowaniem roztworu Ringera nie powoduje maseracji żywych komórek, może jednak powodować spęczenie warstwy rogowej naskórka na stopach, objawiające się obecnością białawego nalotu. W niektórych przypadkach obserwowano niespecyficzną aktywację mięśni posładołków i nóg u parapelegików z ranami okolicy krzyżowej. Objawy te natychmiast należy przystopować u usunięciu opatrunku.

Utylizacja produktu

Aby zminimalizować ryzyko potencjalnego zakażenia lub zanieczyszczenia środowiska, materiał jednorazowego użytku zawarte w wyrobie medycznym należy utylizować zgodnie z procedurami określonymi przez stosowne lokalne przepisy i regulacje oraz standardy dotyczące zapobiegania zakażeniom.

Specjalne instrukcje

Ponowne wykorzystanie opatrunku HydroClean Mini może powodować podrażnienia skóry, wydłużenie czasu gojenia, ból i/lub zakażenia. Przygotowywanie wyrobów do ponownego użycia może powożnie naruszyć ich integralność i wpłynąć na prawidłowość ich działania.

Zgłaszanie incydentów

Dotyczy pacjentów/użytkowników/innos trzecich w Unii Europejskiej lub w krajach o takim samym systemie regulacyjnym (Rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych): jeśli podczas lub wskutek użytkowania niniejszego wyrobu doszło do poważnego incydentu, należy zgłosić to producentowi i/lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi oraz właściwemu organom państwa. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu: 2022-11-17

PL – PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. - 95-200 Pabianice

HU Használati útmutató

Termékleírás és összetétel

A HydroClean Mini egy hidroaktív kötszer, amelynek alapvető összetevője cellulózosztopka gúgyzótt szuperabszorbezős poliakrilát (SAP), Ringer-oldattal aktívált (előnedvesített) formában. A sebzáróan polipropilénl szálalmazás köölt anyag borítja.

Tulajdonságai és hatásmechanizmusa

A HydroClean Mini akár három napon keresztül képes a Ringer-oldatot a sebbejuttatni. Ezáltal az idő alatt a folyamat, interaktív sebbelítés biztosított annak kúszónként. Akár a sebzárma egyidejűleg a sebzárdaéktól k félszárja. A HydroClean Mini SAP alkotója inaktíválja a mátrix metalloproteinázokat (MMP), amelyek a sebgúgyulást hátráltathatják.

Rendeltetési cél

A HydroClean Mini a sebek nedves kezelésére is alkalmas. A kötszét egészségügyi dolgozók és átlakult betanított laikusok is alkalmazhatják.

Javallatok

A HydroClean Mini alkalmazása száraz, enyhén és közepesen váladékozó sebek nedves kezelésére javallott, különösen ajánlott a gennyge gúgyulást hajlamosító mutató sebek esetén. A termék különösen alkalmas a krónikus, és rosszul gúgyuló sebek kezelésére a tisztulási és granulációs fázisban.

A kötszét helyezelése és cseréje

Használat előtt ellenőrizni kell a csomagolást és a kötszer, hogy nem sérült-e. A HydroClean Mini a kötszer sérülése esetén nem használható. Mielőtt kibontaná a terméket, ellenőrizze, hogy nem sérült-e a csomagolás. Vizsgálja meg alaposan a csomagolás feltételeit és a teljes leírásnak a értelmezését megfelelő fényviszonyok mellett (fehér fény vagy természetes fény). Ne használja a terméket, ha azon sérülés látható, pl. szakadások, nyomódások, lyukak, vagy egyenetlen, sérült vagy hiányos lezárások. A kötszét cseréjét az aktuális egészségügyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A csece során különös figyelmet kell fordítani a steril körülményekre. A kötszét tilos hozzárúli sterilizálattalan kézzel/kesztyűvel, illetve műszerral. A sebzáróból nem szabad kinyomni a nedvesegést az alkalmazása előtt.

Mély sebekhez:

- A HydroClean Mini a sebbe helyezendő.
- A HydroClean Mini érintkezzen a seballappal.

- A HydroClean Mini kötszét HydroClean sebzáróval kell felenni.

- A felső HydroClean sebzáróknak át kell fednie a sebzelleket.
- A HydroClean megfelelő kötszérrel rögzítendő.
- Ha a HydroClean Mini kötszét olyan sebbe illesztik, amelynek az állapota nem teszi lehetővé a HydroClean kötszérrel történő lefedést, filmkötszert is lehet alkalmazni. Kevesé mély sebekhez:
- A HydroClean Mini a sebre helyezendő.
- A HydroClean Mini érintkezzen a seballappal.
- A HydroClean Mini fedje át a sebzelleket.
- A HydroClean Mini filmkötszérrel rögzítendő.

Figyelem arra, hogy elég nagy filmkötszert választson, hogy biztos legyen a rögzítés. Ez külön azokra az elhelyezésekre vonatkozik, ahol a rögzítéshöz szükséges hatékony gyakorol a mozgás. Amikor filmkötszert használ, akkor azt is be kell tartania kell, hogy a Ringer-oldat ne folyjon ki a sebzárma alól nyomás következtében, ezáltal megakadályozza a biztonságos rögzítést.

A HydroClean Mini kompressziós pólya és kompressziós harsínya mellett is használható. A kötszét legfeljebb három napig maradhát a helyén, Klinikai megteleléstől függően. A kötszét akkor kell cserélni, ha abszorpció kapacitása kimerül, vagy ha a kötsz idő előtt kiszárad. A legtöbb esetben a HydroClean Mini különösebb fájdalom nélkül eltávolítható. Ha a sebzárma

beleaprad a sebbe, leázatható steril fiziológias sóoldattal vagy Ringer-oldattal a kötszer eltávolítása előtt.

Különbözés biztonsági előírások

A késleltetett gúgyulási hajlami sebek kezelése előtt egy orvosnak vagy egészségügyi szakembernek mindig fel kell mérnie a seb állapotát, és a sebgúgyulási zavart okait.

A HydroClean Mini-kezelés a sebgúgyulási zavartok terápiáját nem helyettesíti.

A HydroClean Mini kötszert nem szabad mérete vagy egyéb mechanikai károsodások hiányában HydroClean Mini talpon vagy a betegnek a betegnek nem szabad ráállnia vagy sétálnia, mivel ez a sebzét szakadásához vezet. Ha a kötsz megérült, SAP részecskéi és rostok juthatnak a sebbe. Ezeket steril fiziológias sóoldattal vagy Ringer-oldattal kell kibírtelni a sebből. A felfúzott vagy magas baktériális terheléssel kített sebeket kizárólag egy egészségügyi szakember felügyelete alatt szabad kezelni, különösen akkor, ha a rögzítéshez filmkötszert használtak. A nedves kötszert, mint például a HydroClean Mini alkalmazása artériás érbegetések (érszűkület) következtében kialakult száraz, necroticus fekélyre ellenjavallt. A harmadokú érési sérüléseket a HydroClean Mini alkalmazása előtt műtéti eljárással kell kezelni. Helyileg alkalmazott gúgyózási készítményeket és fertőtlenítőszereket nem szabad felvinni az érintett területre a HydroClean Mini-kezelés során. A kötsz megtárolásához, vagy más módon befolyásolható csebek az anyagoknak a hatékonyaságát. A HydroClean Mini alkalmazása nagyon erősben valódeköz sebek esetén nem javasolt. Ha a seb környékén különösen érzékeny a bőr, javasolt megfelelő bőrvédő termékekkel védeni az adott területet. Vérékénység kórkózatának fennállása esetén (pl. vérhígító gyógyszer alkalmazása miatt) a HydroClean Mini eltávolítása minden kötszerkezeléssel óvatosan történjen. Szükség esetén a HydroClean Mini kötszert elsőként Ringer-oldattal vagy fiziológias sóoldattal kell lekezelni, a helyet szerezni. Terhes nők és gyermekek esetén a biztonságos és hatékony használatot nem teszteltük.

Ellenjavallatok

Ne használja a HydroClean Mini kötszert olyan betegeknél, akiknél valamelyik összetevőjével szemben túlérzékenység áll fenn.

Mellékhatások

A HydroClean Mini-kezelés kezdetén a visszafordíthatatlannal károsodott szövetek lebontása a seb méretének növekedéséhez vezethet. Ez a sebgúgyulás kezdetének jele lehet. A sebzellek károsodása nedves kezelés soránja szálhat, azáltal a vérkeringés ábraktiválódásának jele, amely a sebgúgyulás megkezdésének kísérője. Az okokat azonban minden egyes esetben meg kell vizsgálni. A HydroClean Mini-kezelés önmagában nem okoz fájdalmat. Azonban a nyílt sebek gyakran igen érzékenyek a mechanikus ingerekre. Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy szükség van-e kiegészítő fájdalomcsillapító terápiára. Míg a Ringer-oldattal végzett nedves kezelés nem okoz macerációt az életképes sebekben, felfúzott talpi szaruréteg esetén duzzanatot okozhat, amely fehéres bevonattal jelenik meg. Ritka esetekben a gútelési és a lábizom nem specifikus aktiválódású fítyeiket meg keresztcsonti sebekkel rendelkező paraplegiás betegekben is megtalálható. A kötsz eltávolítása után azonnal megszűnnek a tünetek.

Hulladékkezelés

A potenciális fertőzésveszély és a környezetszennyezős elkerülése érdekében az orvosvtechnikai eszközök eldobható komponenseit a helyi vonatkozó jogszabályok, irányelvek és fertőzésmegelőzési előírások szerint kell ártalmatlantítani.

Használati tanácsok

A HydroClean Mini ismételt felhasználásához először a kötszét gúgyulási oldát és/vagy fertőtlenítőt ökolozhat. Az újbóli használat érdekében újra feldolgozhat, egyszer használatos termékek integritása és teljesítménye jelentősen mértékeben károsodhat.

Váratlan események jelentése

Az Európai Unióban és az azonos szabályozási rendszerrel (EU) 2017/745-rendelet az orvosvtechnikai eszközökről) rendelkező országokban lévő páciensek/felhasználók/harmadik felek esetén; ha súlyos váratlan esemény következik be az eszköz használatá során vagy annak következményeként, kérjük, jelezze azt a gyártóának és/vagy felhatalmazott képviselőjének, valamint a nemzeti hatóságának. Az szöveg ellenőrzésének dátuma: 2022-11-17

HU – HARTMANN-RICO Hungária Kft. - 2051 Bátorbány, Budapest

RU Инструкции по применению

Описание и состав изделия

Дотуры пациентов/уżytkowników/innos trzecich w Unii Europejskiej lub w krajach o takim samym systemie regulacyjnym (Rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych): jeśli podczas lub wskutek użytkowania niniejszego wyrobu doszło do poważnego incydentu, należy zgłosić to producentowi i/lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi oraz właściwemu organom państwa.

Свойства и принцип действия
Поправка HydroClean Mini предназначена для лечения ран в влажной среде. Повязка должна использоваться медицинскими работниками или непрофессионалами, обученными медицинскими работниками.
Показания к применению
HydroClean Mini предназначен для лечения сухих, слабо и умеренно экссудирующих ран, особенно ран с нарушенной тенденцией к заживлению. Повязка особенно подходит для лечения хронических и тяжело заживающих ран на стадии очищения и образования грануляционной ткани.
Указания по наложению и смене повязки
Раневую повязку и ее упаковку следует проверить на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не используйте повязку HydroClean Mini. Перед открытием упаковки продукта тщательно осмотрите ее на наличие следов повреждений. В частности, проверьте всю поверхность упаковки и весь шов запаяны в нормальных условиях освещения (при белом или дневном свете). Не используйте продукт при обнаружении видимых следов повреждения упаковки (например, трещин, следов повреждения или проколов на упаковке, а также если шов запаяны неравномерный, поврежденный или неполный). Смену повязки следует выполнять с соблюдением применяемых медицинских стандартов. Особенно важно проводить процедуру в асептических условиях. Раневую повязку не следует трогать нестерильными руками/перчатками или инструментами. Подушечки раневой повязки не следует отделять перед применением.
В случае глибоких ран:

- Поместите повязку HydroClean Mini в рану.
- Повязка HydroClean Mini должна контактировать с раневым ложем.
- Накройте повязку HydroClean Mini подушечкой раневой повязки HydroClean.
- Верхняя подушечка раневой повязки HydroClean должна перекрывать края раны.
- Для фиксации раневой повязки HydroClean следует использовать подпоходящие материалы.

Назначение
Повязка HydroClean Mini предназначена для лечения ран во влажной среде. Повязка должна использоваться медицинскими работниками или непрофессионалами, обученными медицинскими работниками.
Показания к применению
HydroClean Mini предназначен для лечения сухих, слабо и умеренно экссудирующих ран, особенно ран с нарушенной тенденцией к заживлению. Повязка особенно подходит для лечения хронических и тяжело заживающих ран на стадии очищения и образования грануляционной ткани.
Указания по наложению и смене повязки
Раневую повязку и ее упаковку следует проверить на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не используйте повязку HydroClean Mini. Перед открытием упаковки продукта тщательно осмотрите ее на наличие следов повреждений. В частности, проверьте всю поверхность упаковки и весь шов запаяны в нормальных условиях освещения (при белом или дневном свете). Не используйте продукт при обнаружении видимых следов повреждения упаковки (например, трещин, следов повреждения или проколов на упаковке, а также если шов запаяны неравномерный, поврежденный или неполный). Смену повязки следует выполнять с соблюдением применяемых медицинских стандартов. Особенно важно проводить процедуру в асептических условиях. Раневую повязку не следует трогать нестерильными руками/перчатками или инструментами. Подушечки раневой повязки не следует отделять перед применением.
В случае глибоких ран:

- Поместите повязку HydroClean Mini в рану.
- Повязка HydroClean Mini должна контактировать с раневым ложем.
- Накройте повязку HydroClean Mini подушечкой раневой повязки HydroClean.
- Верхняя подушечка раневой повязки HydroClean должна перекрывать края раны.
- Для фиксации раневой повязки HydroClean следует использовать подпоходящие материалы.

Назначение
Повязка HydroClean Mini предназначена для лечения ран во влажной среде. Повязка должна использоваться медицинскими работниками или непрофессионалами, обученными медицинскими работниками.
Показания к применению
HydroClean Mini предназначен для лечения сухих, слабо и умеренно экссудирующих ран, особенно ран с нарушенной тенденцией к заживлению. Повязка особенно подходит для лечения хронических и тяжело заживающих ран на стадии очищения и образования грануляционной ткани.
Указания по наложению и смене повязки
Раневую повязку и ее упаковку следует проверить на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не используйте повязку HydroClean Mini. Перед открытием упаковки продукта тщательно осмотрите ее на наличие следов повреждений. В частности, проверьте всю поверхность упаковки и весь шов запаяны в нормальных условиях освещения (при белом или дневном свете). Не используйте продукт при обнаружении видимых следов повреждения упаковки (например, трещин, следов повреждения или проколов на упаковке, а также если шов запаяны неравномерный, поврежденный или неполный). Смену повязки следует выполнять с соблюдением применяемых медицинских стандартов. Особенно важно проводить процедуру в асептических условиях. Раневую повязку не следует трогать нестерильными руками/перчатками или инструментами. Подушечки раневой повязки не следует отделять перед применением.
В случае глибоких ран:

- Поместите повязку HydroClean Mini в рану.
- Повязка HydroClean Mini должна контактировать с раневым ложем.
- Накройте повязку HydroClean Mini подушечкой раневой повязки HydroClean.
- Верхняя подушечка раневой повязки HydroClean должна перекрывать края раны.
- Для фиксации раневой повязки HydroClean следует использовать подпоходящие материалы.

Назначение
Повязка HydroClean Mini предназначена для лечения ран во влажной среде. Повязка должна использоваться медицинскими работниками или непрофессионалами, обученными медицинскими работниками.
Показания к применению
HydroClean Mini предназначен для лечения сухих, слабо и умеренно экссудирующих ран, особенно ран с нарушенной тенденцией к заживлению. Повязка особенно подходит для лечения хронических и тяжело заживающих ран на стадии очищения и образования грануляционной ткани.
Указания по наложению и смене повязки
Раневую повязку и ее упаковку следует проверить на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не используйте повязку HydroClean Mini. Перед открытием упаковки продукта тщательно осмотрите ее на наличие следов повреждений. В частности, проверьте всю поверхность упаковки и весь шов запаяны в нормальных условиях освещения (при белом или дневном свете). Не используйте продукт при обнаружении видимых следов повреждения упаковки (например, трещин, следов повреждения или проколов на упаковке, а также если шов запаяны неравномерный, поврежденный или неполный). Смену повязки следует выполнять с соблюдением применяемых медицинских стандартов. Особенно важно проводить процедуру в асептических условиях. Раневую повязку не следует трогать нестерильными руками/перчатками или инструментами. Подушечки раневой повязки не следует отделять перед применением.
В случае глибоких ран:

- Поместите повязку HydroClean Mini в рану.
- Повязка HydroClean Mini должна контактировать с раневым ложем.
- Накройте повязку HydroClean Mini подушечкой раневой повязки HydroClean.
- Верхняя подушечка раневой повязки HydroClean должна перекрывать края раны.
- Для фиксации раневой повязки HydroClean следует использовать подпоходящие материалы.

Назначение
Повязка HydroClean Mini предназначена для лечения ран во влажной среде. Повязка должна использоваться медицинскими работниками или непрофессионалами, обученными медицинскими работниками.
Показания к применению
HydroClean Mini предназначен для лечения сухих, слабо и умеренно экссудирующих ран, особенно ран с нарушенной тенденцией к заживлению. Повязка особенно подходит для лечения хронических и тяжело заживающих ран на стадии очищения и образования грануляционной ткани.
Указания по наложению и смене повязки
Раневую повязку и ее упаковку следует проверить на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не используйте повязку HydroClean Mini. Перед открытием упаковки продукта тщательно осмотрите ее на наличие следов повреждений. В частности, проверьте всю поверхность упаковки и весь шов запаяны в нормальных условиях освещения (при белом или дневном свете). Не используйте продукт при обнаружении видимых следов повреждения упаковки (например, трещин, следов повреждения или проколов на упаковке, а также если шов запаяны неравномерный, поврежденный или неполный). Смену повязки следует выполнять с соблюдением применяемых медицинских стандартов. Особенно важно проводить процедуру в асептических условиях. Раневую повязку не следует трогать нестерильными руками/перчатками или инструментами. Подушечки раневой повязки не следует отделять перед применением.
В случае глибоких ран:

- Поместите повязку HydroClean Mini в рану.
- Повязка HydroClean Mini должна контактировать с раневым ложем.
- Накройте повязку HydroClean Mini подушечкой раневой повязки HydroClean.
- Верхняя подушечка раневой повязки HydroClean должна перекрывать края раны.
- Для фиксации раневой повязки HydroClean следует использовать подпоходящие материалы.

Назначение
Повязка HydroClean Mini предназначена для лечения ран во влажной среде. Повязка должна использоваться медицинскими работниками или непрофессионалами, обученными медицинскими работниками.
Показания к применению
HydroClean Mini предназначен для лечения сухих, слабо и умеренно экссудирующих ран, особенно ран с нарушенной тенденцией к заживлению. Повязка особенно подходит для лечения хронических и тяжело заживающих ран на стадии очищения и образования грануляционной ткани.
Указания по наложению и смене повязки
Раневую повязку и ее упаковку следует проверить на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не используйте повязку HydroClean Mini. Перед открытием упаковки продукта тщательно осмотрите ее на наличие следов повреждений. В частности, проверьте всю поверхность упаковки и весь шов запаяны в нормальных условиях освещения (при белом или дневном свете). Не используйте продукт при обнаружении видимых следов повреждения упаковки (например, трещин, следов повреждения или проколов на упаковке, а также если шов запаяны неравномерный, поврежденный или неполный). Смену повязки следует выполнять с соблюдением применяемых медицинских стандартов. Особенно важно проводить процедуру в асептических условиях. Раневую повязку не следует трогать нестерильными руками/перчатками или инструментами. Подушечки раневой повязки не следует отделять перед применением.
В случае глибоких ран:

- Поместите повязку HydroClean Mini в рану.
- Повязка HydroClean Mini должна контактировать с раневым ложем.
- Накройте повязку HydroClean Mini подушечкой раневой повязки HydroClean.
- Верхняя подушечка раневой повязки HydroClean должна перекрывать края раны.
- Для фиксации раневой повязки HydroClean следует использовать подпоходящие материалы.

Назначение
Повязка HydroClean Mini предназначена для лечения ран во влажной среде. Повязка должна использоваться медицинскими работниками или непрофессионалами, обученными медицинскими работниками.
Показания к применению
HydroClean Mini предназначен для лечения сухих, слабо и умеренно экссудирующих ран, особенно ран с нарушенной тенденцией к заживлению. Повязка особенно подходит для лечения хронических и тяжело заживающих ран на стадии очищения и образования грануляционной ткани.
Указания по наложению и смене повязки
Раневую повязку и ее упаковку следует проверить на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не используйте повязку HydroClean Mini. Перед открытием упаковки продукта тщательно осмотрите ее на наличие следов повреждений. В частности, проверьте всю поверхность упаковки и весь шов запаяны в нормальных условиях освещения (при белом или дневном свете). Не используйте продукт при обнаружении видимых следов повреждения упаковки (например, трещин, следов повреждения или проколов на упаковке, а также если шов запаяны неравномерный, поврежденный или неполный). Смену повязки следует выполнять с соблюдением применяемых медицинских стандартов. Особенно важно проводить процедуру в асептических условиях. Раневую повязку не следует трогать нестерильными руками/перчатками или инструментами. Подушечки раневой повязки не следует отделять перед применением.
В случае глибоких ран:

- Поместите повязку HydroClean Mini в рану.
- Повязка HydroClean Mini должна контактировать с раневым ложем.
- Накройте повязку HydroClean Mini подушечкой раневой повязки HydroClean.
- Верхняя подушечка раневой повязки HydroClean должна перекрывать края раны.
- Для фиксации раневой повязки HydroClean следует использовать подпоходящие материалы.

Назначение
Повязка HydroClean Mini предназначена для лечения ран во влажной среде. Повязка должна использоваться медицинскими работниками или непрофессионалами, обученными медицинскими работниками.
Показания к применению
HydroClean Mini предназначен для лечения сухих, слабо и умеренно экссудирующих ран, особенно ран с нарушенной тенденцией к заживлению. Повязка особенно подходит для лечения хронических и тяжело заживающих ран на стадии очищения и образования грануляционной ткани.
Указания по наложению и смене повязки
Раневую повязку и ее упаковку следует проверить на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не используйте повязку HydroClean Mini. Перед открытием упаковки продукта тщательно осмотрите ее на наличие следов повреждений. В частности, проверьте всю поверхность упаковки и весь шов запаяны в нормальных условиях освещения (при белом или дневном свете). Не используйте продукт при обнаружении видимых следов повреждения упаковки (например, трещин, следов повреждения или проколов на упаковке, а также если шов запаяны неравномерный, поврежденный или неполный). Смену повязки следует выполнять с соблюдением применяемых медицинских стандартов. Особенно важно проводить процедуру в асептических условиях. Раневую повязку не следует трогать нестерильными руками/перчатками или инструментами. Подушечки раневой повязки не следует отделять перед применением.
В случае глибоких ран:

- Поместите повязку HydroClean Mini в рану.
- Повязка HydroClean Mini должна контактировать с раневым ложем.
- Накройте повязку HydroClean Mini подушечкой раневой повязки HydroClean.
- Верхняя подушечка раневой повязки HydroClean должна перекрывать края раны.
- Для фиксации раневой повязки HydroClean следует использовать подпоходящие материалы.

Назначение
Повязка HydroClean Mini предназначена для лечения ран во влажной среде. Повязка должна использоваться медицинскими работниками или непрофессионалами, обученными медицинскими работниками.
Показания к применению
HydroClean Mini предназначен для лечения сухих, слабо и умеренно экссудирующих ран, особенно ран с нарушенной тенденцией к заживлению. Повязка особенно подходит для лечения хронических и тяжело заживающих ран на стадии очищения и образования грануляционной ткани.
Указания по наложению и смене повязки
Раневую повязку и ее упаковку следует проверить на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не используйте повязку HydroClean Mini. Перед открытием упаковки продукта тщательно осмотрите ее на наличие следов повреждений. В частности, проверьте всю поверхность упаковки и весь шов запаяны в нормальных условиях освещения (при белом или дневном свете). Не используйте продукт при обнаружении видимых следов повреждения упаковки (например, трещин, следов повреждения или проколов на упаковке, а также если шов запаяны неравномерный, поврежденный или неполный). Смену повязки следует выполнять с соблюдением применяемых медицинских стандартов. Особенно важно проводить процедуру в асептических условиях. Раневую повязку не следует трогать нестерильными руками/перчатками или инструментами. Подушечки раневой повязки не следует отделять перед применением.
В случае глибоких ран:

- Поместите повязку HydroClean Mini в рану.
- Повязка HydroClean Mini должна контактировать с раневым ложем.
- Накройте повязку HydroClean Mini подушечкой раневой повязки HydroClean.
- Верхняя подушечка раневой повязки HydroClean должна перекрывать края раны.
- Для фиксации раневой повязки HydroClean следует использовать подпоходящие материалы.

Назначение
Повязка HydroClean Mini предназначена для лечения ран во влажной среде. Повязка должна использоваться медицинскими работниками или непрофессионалами, обученными медицинскими работниками.
Показания к применению
HydroClean Mini предназначен для лечения сухих, слабо и умеренно экссудирующих ран, особенно ран с нарушенной тенденцией к заживлению. Повязка особенно подходит для лечения хронических и тяжело заживающих ран на стадии очищения и образования грануляционной ткани.
Указания по наложению и смене повязки
Раневую повязку и ее упаковку следует проверить на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не используйте повязку HydroClean Mini. Перед открытием упаковки продукта тщательно осмотрите ее на наличие следов повреждений. В частности, проверьте всю поверхность упаковки и весь шов запаяны в нормальных условиях освещения (при белом или дневном свете). Не используйте продукт при обнаружении видимых следов повреждения упаковки (например, трещин, следов повреждения или проколов на упаковке, а также если шов запаяны неравномерный, поврежденный или неполный). Смену повязки следует выполнять с соблюдением применяемых медицинских стандартов. Особенно важно проводить процедуру в асептических условиях. Раневую повязку не следует трогать нестерильными руками/перчатками или инструментами. Подушечки раневой повязки не следует отделять перед применением.
В случае глибоких ран:

- Поместите повязку HydroClean Mini в рану.
- Повязка HydroClean Mini должна контактировать с раневым ложем.
- Накройте повязку HydroClean Mini подушечкой раневой повязки HydroClean.
- Верхняя подушечка раневой повязки HydroClean должна перекрывать края раны.
- Для фиксации раневой повязки HydroClean следует использовать подпоходящие материалы.

В случае прилипания раневой подушечки повязки к ране ее можно смочить стерильным физиологическим раствором или раствором Рингера для облегчения снятия.

Основные меры предосторожности

Прежде чем начинать лечение ран с тенденцией к нарушению заживления, врач или другой медицинский работник должен провести оценку состояния раны и определить причины нарушения процесса заживления. Лечение с помощью повязки HydroClean Mini не заменяет лечения, направленного на устранение причины плохого заживления. Повязка HydroClean Mini должна применяться только на ране, которая не подвергается явным механическим повреждениям. В случае наличия повреждений повязки HydroClean Mini на подшосу стопы пациент не должен наступать на травмированную ногу или ходить, поскольку повязка может порваться. При повреждении повязки частицы в волокна САП могут попасть в рану. В этом случае их необходимо вымыть из раны стерильным физиологическим раствором или раствором Рингера. Лечение инфицированных ран и ран, краие повреждениях воздействии бактерий, должно проводиться под наблюдением врача или другого медицинского работника, в частности если для фиксации повязки на ране используют плечевую повязку. Не рекомендуется использовать увлажняющие повязки HydroClean Mini для лечения некротических ран стоп, вызванных окклюзионным забоеванием артерий. Перед использованием повязки HydroClean Mini для лечения ожогов третьей степени следует выполнить соответствующие хирургические вмешательства. В процессе лечения с помощью повязок HydroClean Mini не следует применять препараты местного действия или дезинфицирующие средства. Повязка может впитать или иным образом препятствовать эффективному воздействию таких препаратов. Повязку HydroClean Mini не следует использовать для лечения сильно экссудирющих ран. Если кожа вокруг раны слишком чувствительна и повреждена, рекомендуется защитить кожу соответствующими средствами. Если у пациента имеется риск развития обильного кровотечения (например, ввиду приема антикоагулянтов), при каждой перевязке повязку HydroClean Mini следует снимать с осторожностью. При необходимости повязку HydroClean Mini следует сперва снимать раствором Рингера или физиологическим раствором, как описано выше. Безопасность и эффективность изделия для беременных женщин и детей не изучены.

Противопоказания

Не используйте HydroClean Mini при наличии повышенной чувствительности к какому-либо из ее компонентов.

Побочные эффекты

В начале лечения повязкой HydroClean Mini разрыв необратимо поврежденных тканей может привести к увеличению площади раны. Это может означать, что процесс заживления раны начался. Во время лечения раны во влажной среде возможно возникновение покраснения на краях раны; обычно это указывает на восстановление циркуляции крови в процессе заживления раны. Однако в каждом случае при возникновении таких покраснений следует оценивать индивидуально. Само по себе лечение с помощью повязки HydroClean Mini не вызывает болевых ощущений. Тем не менее, следует учитывать, что открытая рана зачастую очень чувствительна к механическому воздействию. Вопрос системного применения должного обезболивающего лечения должен решаться индивидуально в каждом случае. Лечение во влажной среде с использованием раствора Рингера не приводит к размягчению живых клеток, однако может стать причиной воспаления размягченного рогового слоя подошвы стопы, которое будет проявляться в виде белого налета. В редких случаях у пациентов с ранами крестца, страдающих параличом нижних конечностей, наблюдалась неспецифическая активация ягодичных мышц и мышц ног. Симптомы сразу же исчезли после снятия раневой повязки.

Утилизация изделия

Повязка HydroClean Mini может вызвать раздражение кожи, усиление времени заживления раны, болевые ощущения и (или) развитие инфекции. Полное удаление изделия и целью повторного применения может нанести серьезный вред их целостности и работоспособности.

Сообщения о нежелательных явлениях

Для пациента, пользователя или третьего лица на территории Европейского союза и стран с идентичной системой нормативного регулирования (Regament (EC) 2017/745 о медицинских изделиях): в случае возникновения серьезного нежелательного явления в процессе или в результате использования данного изделия об этом следует сообщить производителю изделия и (или) его официальному представителю, а также в государственный регулирующий орган в вашей стране.

Последняя редакция текста: 2022-11-17

RU – PAUL HARTMANN OOO - TIS1T4 Moskva

HK 使用說明

產品說明和成分

HydroClean mini 是一種水活性傷口敷料，其核心成分為高吸收性聚丙烯酸鹽 (SAP) 嵌在纖維素的纖維中，已用林格氏溶液濕潤。敷料墊層為聚丙烯針織布料。