



**INSTRUCTIONS FOR USE / GEBRUIKSAANWEISUNG /  
ISTRUZIONI PER L'USO / MODE D'EMPLOI /  
INSTRUCCIONES DE USO / INSTRUÇÕES DE  
UTILIZAÇÃO / GEBRUIKSINSTRUCTIES /  
BRUKSANVISNING / KÄYTÖTÖHÖJET /  
BRUGSANVISNING / BRUKSANVISNING /  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / KULLANIM TALIMATLARI**

تغییرات الاستخدام

## en ENGLISH

## PRODUCT DESCRIPTION

AQUACEL® Foam Pro dressing is a sterile, Hydrofiber™ foam wound dressing, consisting of:

- a waterproof, breathable outer polyurethane film which provides a bacterial and viral barrier
- a soft, multi-layered, absorbent central pad containing polyurethane foam and hydrogel (sodium carboxymethylcellulose). The pad absorbs and retains moisture, exudates and bacteria.
- a perforated silicone adhesive wound/skin contact layer to adhere the dressing to the patient.

## CLINICAL BENEFITS

AQUACEL® Foam Pro is designed to protect fragile skin from moisture, shear and friction damage with a gentle but effective adhesive silicone contact layer. AQUACEL® Foam Pro is also designed to provide a moist wound healing environment, whilst effectively managing excess exudate levels which may further damage the wound bed and surrounding skin.

## INTENDED USE

AQUACEL® Foam dressings may be used, with the consultation of a healthcare professional, for the management of exuding, non-exuding wounds and protection of intact skin.

AQUACEL® Foam Pro dressing may be included in a comprehensive protocol of care to protect intact skin against breakdown.

## INDICATIONS

AQUACEL® Foam Pro dressing is indicated for the treatment of:

- Leg ulcers
- Pressure Ulcers
- Diabetic Foot Ulcers
- Surgical Wounds
- Traumatic Wounds

## INTENDED USERS

AQUACEL® Foam dressings are to be used by health care professionals, patients and carers.

## TARGET PATIENT POPULATION

AQUACEL® Foam Pro is intended to be used on patients with chronic or acute wounds or those who require protection from skin breakdown.

## CONTRAINdications

AQUACEL® Foam dressings should not be used on individuals who are sensitive to or who have had an allergic reaction to the dressing or components stated above.

AQUACEL® Foam dressings are not compatible with oxidising agents such as hydrogen peroxide or hypochlorite solutions.

## PRECAUTIONS AND OBSERVATIONS

Sterile is guaranteed unless the pouch is damaged or opened prior to use. Do not use the device if the sterile barrier is damaged or opened prior to use and dispose of the device according to local regulations.

AQUACEL® Foam dressings are for single-use only, do not reuse. Reuse may lead to increased risk of infection and cross-contamination and delayed healing.

If the dressing is cut, additional tape may be required to secure it in place. This dressing is not to be used with other wound care products without first consulting a healthcare professional.

AQUACEL® Foam dressings are water resistant however, should not be submerged during bathing or swimming.

AQUACEL® Foam dressings are not compatible with oil-based products. A healthcare professional should be consulted if any of the following are observed during dressing changes: irritation (reddening, inflammation), maceration (whitening of skin), hyper-granulation (excess tissue formation), signs of infection (increased pain, bleeding, warmth/redness of surrounding tissue, wound exude), or a change in wound colour or odour.

After use, this product may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with medical practice and applicable local state and federal laws and regulations.

If during the use of this device or as a result of its use a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

## CONTACT AND DURATION OF USE

AQUACEL® Foam dressings can be worn for up to 7 days, dressings should be changed earlier if clinically indicated, and are safe for continuous use.

## DIRECTIONS FOR USE

## 1. Storage

Store at room temperature (10 °C - 25 °C/50 °F - 77 °F). Protect from light. Keep dry.

## 2. Wound Site Preparation and Skin Cleansing:

Before applying the dressing, cleanse the area with an appropriate wound cleanser and dry the surrounding skin.

## 3. Dressing Removal:

a. When removing to intact skin choose a dressing which covers the entire vulnerable area.

b. When applying to a wound choose a dressing size to ensure that the central absorbent pad is at least 1cm (1/3 inch) larger than the wound.

c. Remove the dressing from the sterile pack.

d. Remove the release liner, minimising finger contact with the adhesive surface.

e. Hold the dressing over the wound or area of skin to be protected and line up the centre of the dressing with the centre of the wound or area of skin to be protected.

f. Ensure the dressing is not stretched upon application. Smooth down the adhesive border. Ensure joints are sufficiently flexed to allow patient mobility.

g. The dressing may be cut; additional tape or film dressing should be used to create a seal and ensure a bacterial barrier.

4. Dressing Removal:

a. The dressing should be changed when clinically indicated (the dressing should not be allowed to get saturated or if it becomes damaged/soiled).

b. To remove the dressing, press down gently on the skin and carefully lift one corner of the dressing, continue until all edges are free. Carefully lift away the dressing and discard as per local clinical protocols.

c. Only during preventive care, dressing corner can be lifted for inspection of skin and reseal. Dressing must be changed if skin is broken.

Visit us online at [www.convatec.com](http://www.convatec.com). Made in UK

© 2023 Convatec Inc.

®/™ indicates a trademark of Convatec Inc. AQUACEL, the AQUACEL logo and Hydrofiber are registered trademarks

## de DEUTSCH

## PRODUKTBESCHREIBUNG

AQUACEL® Foam Pro Schaumverband ist ein steriler Hydrofiber™ Schaumstoff-Wundverband und besteht aus:

• einem wasserdichten, mehrschichtigen äußeren Polyurethanfolien, die als Barriere gegen Bakterien und Viren dient.

• einem weichen, mehrdrägigen saugfähigen Wundkissen, das aus einer Polyurethanschaum- und Hydrofiber™-Schicht (Natrium-Carboxymethylcellulose) besteht. Das Wundkissen absorbiert und speichert Feuchtigkeit, Exsudat und Bakterien

• einer perforierten adhäsiven Silikonwand- bzw. Hautkontaktschicht für eine einfache Applikation und Entfernung am Patienten

## KLINISCHER NUTZEN

AQUACEL® Foam Pro ist dafür konzipiert, empfindliche Haut mit einer sanften, aber effektiven Wundversorgung vor Schädigungen durch Feuchtigkeit, Scherkräfte und Reizung zu schützen.

AQUACEL® Foam Pro ist außerdem dafür konzipiert, eine feuchte Umgebung der Wundheilung zu schaffen und gleichzeitig überschüssige Exsudaten, die das Wundbett und die umgebende Haut weiter schädigen können, effektiv zu handhaben.

## ZWECKBESTIMMUNG

AQUACEL® Foam Pro Schaumverbande können unter medizinischer Aufsicht zur Behandlung von exsudierenden und nicht exsudierenden Wunden sowie zum Schutz der intakten Haut eingesetzt werden.

Der AQUACEL® Foam Pro Schaumverband kann als Teil eines umfassenden Pflegeprotokolls eingesetzt werden, um die intakte Haut vor Läsionen zu schützen.

## INDIKATIONEN

AQUACEL® Foam Pro Schaumverband ist indiziert für die Behandlung von:

- Ulzera cruris
- Dekubitus
- Diabetische Fußulzera
- Chirurgische Wunden
- Traumatische Wunden

## VORGESEHENHE ANWENDER

AQUACEL® Foam Pro Schaumverbande sind zur Verwendung durch medizinische Fachkräfte, Pflegekräfte und Patienten unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft bestimmt.

## VORGESEHENHE PATIENTENGRUPPE

AQUACEL® Foam Pro ist zur Verwendung bei Patienten mit chronischen oder akuten Wunden bzw. Patienten bestimmt.

AQUACEL® Foam Pro Schaumverbande sind für die Verwendung bei Patienten mit einer der „Indikationen“ aufgeführten Wundtypen konzipiert.

## KONTRAINDIKATIONEN

AQUACEL® Foam Pro Schaumverbande sollen nicht bei bekannten Unverträglichkeiten gegen den Verband oder Bestandteile des Verbands verwendet werden.

Verwenden Sie AQUACEL® Foam Pro Schaumverbande nicht mit Oxidationsmitteln wie Wasserstoffperoxid oder Hypochloritlösungen.

## VORSICHTSMASSNAHMEN UND BEOBACHTUNGEN

Die Sterilität ist nur dann gewährleistet, wenn der Beutel vor Gebrauch unbeschädigt bleibt und ist nicht geöffnet wurde. Das Produkt nicht verwenden, wenn die Verpackung vor Gebrauch beschädigt oder geöffnet wurde. In diesem Fall ist das Produkt genau den von Ort geltenden Vorschriften zu entsorgen.

Nicht nach den angegebenen Verfallsdaten verwenden.

AQUACEL® Foam Pro Schaumverbande und deren Komponenten dürfen nicht wieder verwendet werden. Eine Wiederverwendung kann ein erhöhtes Risiko für Infektionen, Kreuzkontamination und verzögerte Heilung zur Folge haben. Nachdem der Verband zugeschnitten wurde, ist evtl. ein zusätzlicher Fixierverband erforderlich, um den Resten auf der Wunde zu halten.

Dieser Wundverband sollte nicht mit anderen Wundversorgungsprodukten verwendet werden, ohne vorher eine medizinische Fachkraft zu konsultieren.

AQUACEL® Foam Pro Schaumverbande sind wasserfest, sollten jedoch beim Baden oder Schwimmen nicht untergetaucht werden.

AQUACEL® Foam Pro Schaumverbande sind mit Produkten auf Olbasis nicht

kompatibel.

Falls Sie beim Verbandwechsel Hautreizungen (Rötung, Entzündung), Mazeration (Aufweichung der Haut mit weißer Verfärbung), Hypergranulation (übermäßiges Gewebeaufwuchs) oder Zeichen einer Infektion (zunehmende Schmerzen, Blasen, Wundauflösungen) bemerken, entfernen Sie den Wundverband und kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder das Pflegepersonal.

Nach seiner Verwendung stellt dieses Produkt möglicherweise eine Biogefährdung dar. Es muss jedoch allgemein ärztekundlicher Praxis sowie anwendbarer lokaler, staatlicher und bundestatlicher Gesetze gehandhabt und entsorgt werden.

Falls während der Verwendung dieses Produkts oder aufgrund seiner Verwendung ein schwerer oder lebensbedrohlicher Vorfall auftritt, melden Sie dieses bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem Mitgliedsstaat, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig ist.

## KONTAKT UND DAUER DER ANWENDUNG

AQUACEL® Foam Pro Schaumverbande können bis zu 7 Tage lang getragen werden. Bei entsprechender klinischer Indikation muss der Wundverband früher erfolgen. Der Verband ist sicher für die kontinuierliche Anwendung.

## ANWENDUNGSHINWEISE

1. Lagerung

Bei Zimmertemperatur lagern (10 °C - 25 °C/50 °F - 77 °F). Lichtgeschützt aufbewahren. Trocken aufbewahren.

2. Vorbereitung und Reinigung der Wunde und der Haut:

Reinigen Sie vor dem Anlegen des Verbändes den Wundbereich mit einem geeigneten Wundreiniger und trocknen Sie die Wundumgebung.

3. Vorbereitung und Anlegen des Verbändes:

a. Wenn der Verband auf intakter Haut angelegt wird, wählen Sie die Größe, die den gesamten gefährdeten Bereich abdeckt.

b. Wenn der Verband auf einer Wunde angelegt wird, wählen Sie die Größe und Form des Verbändes so, dass die saugfähige Wundkissen in der Mitte auf allen Seiten (ca. 1/3 Zoll) größer ist als die Wundfläche.

c. Entnehmen Sie den Verband aus der sterilen Verpackung.

d. Entfernen Sie die Schutzfolie. Berühren Sie die Hartfläche dabei möglichst nicht mit den Fingern.

e. Halten Sie den Verband so über die Wunde bzw. den schützenden Hautebereich, dass die Mitte des Verbändes über dem Zentrum der Wunde bzw. des schützenden Hautebereichs liegt.

f. Stellen Sie sicher, dass der Verband beim Anbringen nicht gedehnt wird.

g. Der Verband kann bei Bedarf zuschnitten werden, eine zusätzliche Fixierung mit einem Folienverband sichert die Haftung und gewährleistet eine Barriere gegen Bakterien.

4. Abnehmen des Verbändes:

a. Der Verband sollte gewechselt werden, wenn dies klinisch indiziert ist (eine Übersättigung des Verbändes ist zu vermeiden) oder wenn er beschädigt bzw. verschmutzt ist.

b. Zum Abnehmen des Verbändes drücken Sie sanft auf die Haut und heben vorsichtig an. Falten Sie den Verband nicht zu sehr, um die Wunde bzw. den schützenden Hautebereich zu verletzen.

c. Nehmen Sie den Verband bei Bedarf wieder ab. Heben Sie ihn vorsichtig ab.

5. Verarbeitung und Reinigung der Wunde und der Haut:

Reinigen Sie vor dem Anlegen des Verbändes die Wundumgebung.

6. Verarbeitung und Anlegen des Verbändes:

a. Wenn der Verband auf intakter Haut angelegt wird, wählen Sie die Größe, die den gesamten gefährdeten Bereich abdeckt.

b. Wenn der Verband auf einer Wunde angelegt wird, wählen Sie die Größe und Form des Verbändes so, dass die saugfähige Wundkissen in der Mitte auf allen Seiten (ca. 1/3 Zoll) größer ist als die Wundfläche.

c. Entnehmen Sie den Verband aus der sterilen Verpackung.

d. Entfernen Sie die Schutzfolie. Berühren Sie die Hartfläche dabei möglichst nicht mit den Fingern.

e. Halten Sie den Verband so über die Wunde bzw. den schützenden Hautebereich, dass die Mitte des Verbändes über dem Zentrum der Wunde bzw. des schützenden Hautebereichs liegt.

f. Stellen Sie sicher, dass der Verband beim Anbringen nicht gedehnt wird.

g. Der Verband kann bei Bedarf zuschnitten werden, eine zusätzliche Fixierung mit einem Folienverband sichert die Haftung und gewährleistet eine Barriere gegen Bakterien.

7. Lagerung

Bei Zimmertemperatur lagern (10 °C - 25 °C/50 °F - 77 °F). Lichtgeschützt aufbewahren. Trocken aufbewahren.

8. Vorbereitung und Reinigung der Wunde und der Haut:

Reinigen Sie vor dem Anlegen des Verbändes die Wundumgebung.

9. Vorbereitung und Anlegen des Verbändes:

a. Wenn der Verband auf intakter Haut angelegt wird, wählen Sie die Größe, die den gesamten gefährdeten Bereich abdeckt.

b. Wenn der Verband auf einer Wunde angelegt wird, wählen Sie die Größe und Form des Verbändes so, dass die saugfähige Wundkissen in der Mitte auf allen Seiten (ca. 1/3 Zoll) größer ist als die Wundfläche.

c. Entnehmen Sie den Verband aus der sterilen Verpackung.

d. Entfernen Sie die Schutzfolie. Berühren Sie die Hartfläche dabei möglichst nicht mit den Fingern.

paikallisten määristyten mukaisesti.

Ei saa käyttää ilmoitettu viimeisen käyttöpäivämään jälkeen.

AQUACEL® Foam Pro -sidokset ovat ainoastaan kertakäytöisiä. Niitä ei saa käyttää uudelleen. Uudelleenkäytö saattaa johtaa lisääntymiseen infektiota ja seurauksena seuraavat vaarat:

Jos sidokset leikataan, senkinnyttämisen varmistamiseksi voidaan tarvita lisätäipä. Sidokset ei saa käyttää muiden haavanharjoitusten kanssa kesteklematta ensin asiasta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

AQUACEL® Foam Pro -sidokset ovat vedenkestäviä, mutta niitä ei kuitenkaan pidä upottua veteen kyljyllä tai ulimisen yhteydessä.

Käytä hyvin terveydenhuollon ammattilaisen puoleen, jos sidokseen valihon yhteydessä esimerkiksi johtuu seuraavista aiheestaan (purunerumi, tulohdus), määräteko ihon valaamisesta, hypergranulatio (ihon kudoksen muodostumisen), merkit infektiosta (ilsiäntyynti kipu, verenuvotto, ympäriovän kudoksen läpennemisen/punitus, erite haavasta) tai seuraavista ihon läiskien ja säästöistä mukaisesti.

Käytön aikana tällä tuote saatetaan olla biologisesti vaarallista jäteitä. Käsittele ja hävitä sidoksia hyväksyttyillä lääketieteellisten käytäntöiden sekä soveltuvalle mukaisesti.

Jos sidokset leikataan, niiden aikana tai seuraavaksi on tapahtunut vakava vaarallinen, ilmoittaa sitä valmisteilta ja toimivaltaisille viranomaisille siinä jäsenvaltiossa, jossa käytäjä ja/tai potilaat ovat.

## KONTAKT JA KÄYTÖN KESTO

AQUACEL® Foam Pro -sidokset voidaan käyttää enintään seitsemän päivää; sidokset on valihetkissä alkaisemmin, jos se on klinisesti tarpeen, ja niiden jatkova käytöstoimi on turvallista.

## KÄYTÖNHOJJEET

1. Säilytys:  
Säilytä huoneenlämpössä (10–25 °C / 50–77 °F). Suojattava valoita. Pidettävä kuivana.

2. Huuha-alueen valmistelu ja ihon pudistus:  
Puhdistaa alue sopivalla huuhan puhdistusmateriaalilla ja kuivaa ympäriovia ihoen sidokseen asetamalla paikalleen.

3. Sidoksen valmistelu ja asettaminen:

a. Kun tuote asetetaan ehjälle iholle, valitse sidos, joka peittää herkän alueen kokonaan.

b. Kun laitataan sidokseen haavaala, valitse sidoksen koko niin, että sen keskellä oleva imukynnyksen haavatyvyyden vähintään 1 cm suurempi kuin haava.

c. Poista suojapaperi siten, sormet koskettavat liimapinta mahdollisimman vähän.

d. Pitää sidosta haavan ja suojaavan ihon päällä ja kohdistaa sidokseen keskiosa haavan ja tuojaavan iholaukun keskiosaan.

e. Sidokset ei saa vennytä, kun sitä asetetaan paikalleen. Tasolla kiinnitytä reuna. Varmista, että polttain nivellet pääsevät likkumauksiin riittävästi.

f. Sidokset voi leikata, tallon iläkeittävät ihosi teipäi tai kalvostusta, joilla sidos voidaan suukea ja baiteeraan pääsy haavaan estää.

4. Sidoksen poistaminen:  
AQUACEL® Foam Pro -sidokset on se klinisesti valihetkissä (sidokset ei saa antaa ylikäytävää) tai kun seuraava vuoroluukkuasuuha.

b. Poista sidos paianhalua ihoa varoittaen, kohottamalla varovasti sidokseen yhtä kulumaa ja jatkamalla näin, kannen kaikki reunat ovat irri. Irrota sidos varoista ja hävitä se paikallisten klinisten käytäntöjen mukaisesti.

c. Sidoksen kulum voi nostaa ihon tarkistusta varten ja sulkea sitten uudelella vain, kun se on ennaltaehkäisevä hoito. Jos iho on rikkoutunut, sidos on valihetkissä uuteen.

Internetosoitteenne on [www.convatec.com](http://www.convatec.com).

Varmistettu Isossa-Britanniassa

© 2023 Convatec Inc.  
©™-merkki osoittaa Convatec Inc. -yhtiön tavaramerkkiä. AQUACEL, AQUACEL-logo ja Hydrofiber ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä

## (da) DANSK

### PRODUKTBEKRÆVELSE

AQUACEL® Foam Pro bandage er en steril, Hydrofiber™ skumkasseret sårbandage, der består af:

- en vandret, andbar dyre polyuretanfil, som danner en bakteriel og viral barrier.
- en hydrofug, absorberende midtspude, der indeholder polyurethanfil og hydrofiber (natriumkarboksymetylcelloose). Puden absorberer og fastholder fugt, ekstrakter og bakterier.
- et perfektet sår/hudkontaktlag med silikonkleber til at klæbe bandagen til huden.

### KLINISKE FORDELER

AQUACEL® Foam Pro er designet til at beskytte skrøbelig hud mod fugt, forsyring og fraktionsskader med et blidt, men effektivt klæbende silikonkontaktlag.

AQUACEL® Foam Pro er også designet til at give et fugtigt sårhelingssmør, mens man håndterer overskydende ekstrasud, der yderligere beskytter sårbandagen og den omgivende hud.

### TILSIGTET ANVENDELSE

AQUACEL® Foam Pro bandage kan anvendes, efter anvisning fra sundhedspersonalet til behandling af væskende sår, ikke-væskende sår og til beskyttelse af intakt hud.

AQUACEL® Foam Pro bandage kan indgå i en omfattende plejeprotokol for at beskytte intakt hud mod nedtryndning.

### INDIKATIONER

AQUACEL® Foam Pro bandage er indikeret til behandlingen af:

- Bensár
- Tryksár
- Diabetiske fodsår
- Operationsår
- Traumatiske sår

### MALPVENTILPOPULATION

AQUACEL® Foam Pro er bereget til at blive brugt på patienter med kroniske eller akutte sår eller patienter, der har brug for beskyttelse mod hidudtryndning.

### KONTRAINDIKATIONER

AQUACEL® Foam Pro bandage er indikeret til behandlingen af:

- En vandret, andbar dyre polyuretanfil, som danner en bakteriel og viral barrier.
- En hydrofug, absorberende midtspude, der indeholder polyurethanfil og hydrofiber (natriumkarboksymetylcelloose). Puden absorberer og fastholder fugt, ekstrakter og bakterier.
- Et perfektet sår/hudkontaktlag med silikonkleber til at klæbe bandagen til huden.

AQUACEL® Foam Pro er designet til at beskytte skrøbelig hud mod fugt, forsyring og fraktionsskader med et blidt, men effektivt klæbende silikonkontaktlag.

AQUACEL® Foam Pro er også designet til at give et fugtigt sårhelingssmør, mens man håndterer overskydende ekstrasud, der yderligere beskytter sårbandagen og den omgivende hud.

AQUACEL® Foam Pro bandage kan anvendes, efter anvisning fra sundhedspersonalet, til behandling af væskende sår, ikke-væskende sår og til beskyttelse af intakt hud.

AQUACEL® Foam Pro bandage kan indgå i en omfattende plejeprotokol for at beskytte intakt hud mod nedtryndning.

AQUACEL® Foam Pro er ikke kompatibel med oxidationsmidler som hydroperoxid eller hypokloritsolnger.

FORSIGTIGHEDSREGLER OG OBSERVATIONER

Sterilitet garanteres, med mindre posen er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen. Produktet må ikke anvendes, hvis den sterile barrierie er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen, og skal bortskaffes i henhold til lokale forordninger.

AQUACEL® Foam Pro bandage er kun til engangsbruk. Må ikke genbruges.

Genbrug kan medføre øget risiko for infektion og krysskontamination samt forsirkel sårheling.

Hvis der klippes i bandagen, kan der blive brug for yderligere tape til at holde den på plads.

Denne bandage må ikke anvendes sammen med andre sårhelingssmører, irritation (redme og inflammation), maceration (huden bliver hvilgig), hypergranulation (overdriven vævudvikling) eller forsyning (vævudvikling).

AQUACEL® Foam Pro bandage er ikke kompatibel med oxidationsmidler som hydroperoxid eller hypokloritsolnger.

FORSIGTIGHEDSREGLER OG OBSERVATIONER

Sterilitet garanteres, med mindre posen er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen. Produktet må ikke anvendes, hvis den sterile barrierie er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen, og skal bortskaffes i henhold til lokale forordninger.

AQUACEL® Foam Pro bandage er kun til engangsbruk. Må ikke genbruges.

Genbrug kan medføre øget risiko for infektion og krysskontamination samt forsirkel sårheling.

Hvis der klippes i bandagen, kan der blive brug for yderligere tape til at holde den på plads.

Denne bandage må ikke anvendes sammen med andre sårhelingssmører, irritation (redme og inflammation), maceration (huden bliver hvilgig), hypergranulation (overdriven vævudvikling) eller forsyning (vævudvikling).

AQUACEL® Foam Pro bandage er ikke kompatibel med oxidationsmidler som hydroperoxid eller hypokloritsolnger.

FORSIGTIGHEDSREGLER OG OBSERVATIONER

Sterilitet garanteres, med mindre posen er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen. Produktet må ikke anvendes, hvis den sterile barrierie er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen, og skal bortskaffes i henhold til lokale forordninger.

AQUACEL® Foam Pro bandage er kun til engangsbruk. Må ikke genbruges.

Genbrug kan medføre øget risiko for infektion og krysskontamination samt forsirkel sårheling.

Hvis der klippes i bandagen, kan der blive brug for yderligere tape til at holde den på plads.

Denne bandage må ikke anvendes sammen med andre sårhelingssmører, irritation (redme og inflammation), maceration (huden bliver hvilgig), hypergranulation (overdriven vævudvikling) eller forsyning (vævudvikling).

AQUACEL® Foam Pro bandage er ikke kompatibel med oxidationsmidler som hydroperoxid eller hypokloritsolnger.

FORSIGTIGHEDSREGLER OG OBSERVATIONER

Sterilitet garanteres, med mindre posen er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen. Produktet må ikke anvendes, hvis den sterile barrierie er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen, og skal bortskaffes i henhold til lokale forordninger.

AQUACEL® Foam Pro bandage er kun til engangsbruk. Må ikke genbruges.

Genbrug kan medføre øget risiko for infektion og krysskontamination samt forsirkel sårheling.

Hvis der klippes i bandagen, kan der blive brug for yderligere tape til at holde den på plads.

Denne bandage må ikke anvendes sammen med andre sårhelingssmører, irritation (redme og inflammation), maceration (huden bliver hvilgig), hypergranulation (overdriven vævudvikling) eller forsyning (vævudvikling).

AQUACEL® Foam Pro bandage er ikke kompatibel med oxidationsmidler som hydroperoxid eller hypokloritsolnger.

FORSIGTIGHEDSREGLER OG OBSERVATIONER

Sterilitet garanteres, med mindre posen er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen. Produktet må ikke anvendes, hvis den sterile barrierie er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen, og skal bortskaffes i henhold til lokale forordninger.

AQUACEL® Foam Pro bandage er kun til engangsbruk. Må ikke genbruges.

Genbrug kan medføre øget risiko for infektion og krysskontamination samt forsirkel sårheling.

Hvis der klippes i bandagen, kan der blive brug for yderligere tape til at holde den på plads.

Denne bandage må ikke anvendes sammen med andre sårhelingssmører, irritation (redme og inflammation), maceration (huden bliver hvilgig), hypergranulation (overdriven vævudvikling) eller forsyning (vævudvikling).

AQUACEL® Foam Pro bandage er ikke kompatibel med oxidationsmidler som hydroperoxid eller hypokloritsolnger.

FORSIGTIGHEDSREGLER OG OBSERVATIONER

Sterilitet garanteres, med mindre posen er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen. Produktet må ikke anvendes, hvis den sterile barrierie er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen, og skal bortskaffes i henhold til lokale forordninger.

AQUACEL® Foam Pro bandage er kun til engangsbruk. Må ikke genbruges.

Genbrug kan medføre øget risiko for infektion og krysskontamination samt forsirkel sårheling.

Hvis der klippes i bandagen, kan der blive brug for yderligere tape til at holde den på plads.

Denne bandage må ikke anvendes sammen med andre sårhelingssmører, irritation (redme og inflammation), maceration (huden bliver hvilgig), hypergranulation (overdriven vævudvikling) eller forsyning (vævudvikling).

AQUACEL® Foam Pro bandage er ikke kompatibel med oxidationsmidler som hydroperoxid eller hypokloritsolnger.

FORSIGTIGHEDSREGLER OG OBSERVATIONER

Sterilitet garanteres, med mindre posen er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen. Produktet må ikke anvendes, hvis den sterile barrierie er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen, og skal bortskaffes i henhold til lokale forordninger.

AQUACEL® Foam Pro bandage er kun til engangsbruk. Må ikke genbruges.

Genbrug kan medføre øget risiko for infektion og krysskontamination samt forsirkel sårheling.

Hvis der klippes i bandagen, kan der blive brug for yderligere tape til at holde den på plads.

Denne bandage må ikke anvendes sammen med andre sårhelingssmører, irritation (redme og inflammation), maceration (huden bliver hvilgig), hypergranulation (overdriven vævudvikling) eller forsyning (vævudvikling).

AQUACEL® Foam Pro bandage er ikke kompatibel med oxidationsmidler som hydroperoxid eller hypokloritsolnger.

FORSIGTIGHEDSREGLER OG OBSERVATIONER

Sterilitet garanteres, med mindre posen er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen. Produktet må ikke anvendes, hvis den sterile barrierie er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen, og skal bortskaffes i henhold til lokale forordninger.

AQUACEL® Foam Pro bandage er kun til engangsbruk. Må ikke genbruges.

Genbrug kan medføre øget risiko for infektion og krysskontamination samt forsirkel sårheling.

Hvis der klippes i bandagen, kan der blive brug for yderligere tape til at holde den på plads.

Denne bandage må ikke anvendes sammen med andre sårhelingssmører, irritation (redme og inflammation), maceration (huden bliver hvilgig), hypergranulation (overdriven vævudvikling) eller forsyning (vævudvikling).

AQUACEL® Foam Pro bandage er ikke kompatibel med oxidationsmidler som hydroperoxid eller hypokloritsolnger.

FORSIGTIGHEDSREGLER OG OBSERVATIONER

Sterilitet garanteres, med mindre posen er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen. Produktet må ikke anvendes, hvis den sterile barrierie er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen, og skal bortskaffes i henhold til lokale forordninger.