PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Siga as instruções de utilização, as diretrizes de fabricante e as precauções/avisos de instalação para o administração de infusão.
DESCRIÇÃO
A seringa BD PosiFlush™ SP é um dispositivo médico pronto a usar (do tipo LOT) que contém 10 ml de 0,9% (9 mg/ml) de cloreto de sódio estéril. O conteúdo é uma seringa de polipropileno que contém solução de cloreto de sódio a 0,9% isotónica e estéril e apropriada ao contacto de sangue e quaisquer fluidos intravenosos.
UTILIZAÇÃO A QUE SE DESTINA/INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- As seringas BD PosiFlush™ SP destinam-se a ser utilizadas APENAS com fluidos IV, para os dispositivos de cateteres intravenosos periféricos (PIVC), cateteres centrais (CVC) e portas de acesso venoso implantadas.
- Seringas BD PosiFlush™ SP não está indicada para a medicação de qualquer tipo, para a diluição de medicamentos nem para qualquer uso que não está indicado uma hospitalização intravenosa com cloreto de sódio.
- **NÃO UTILIZE A SERINGA SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA.**

POPULAÇÃO DE DOENTES PRETENDIDA
A seringa BD PosiFlush™ SP destina-se a ser utilizada em doentes com cateteres intravenosos periféricos (PIVC) ou cateteres venosos de inserção periférica (PICC), cateteres venosos centrais (CVC) e portas de acesso venoso implantadas.
UTILIZADOR PRETENDIDO
- A seringa BD PosiFlush™ SP destina-se a ser utilizada por profissionais de saúde com experiência no acesso vascular e na utilização de fluidos e dispositivos. As seringas BD PosiFlush™ SP são dispositivos menores que podem ser utilizados por qualquer profissional de saúde que tenha características humanas diferentes, nomeadamente o tamanho das mãos e a destreza.

CONTRA-INDICAÇÕES
- Não utilizar em pacientes que sofram de hipernatremia e de retenção de líquidos graves. Avaliação de todos os pacientes quanto à propensão para o desenvolvimento de sobrecarga de volume.
- Não utilize a seringa BD PosiFlush™ SP num doente com alergia conhecida a qualquer dos seus componentes, materiais ou a solução de cloreto de sódio a 0,9%. Se houver a poderá levar a uma reação alérgica ou anafilática.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
- Interoperabilidade com dispositivos de acesso vascular (VAD).
- Todas as seringas (1 ml, 3 ml, e 10 ml) têm um cilindro com as mesmas 10 ml de diâmetro, pelo que a pressão de irrigação é semelhante para todas as tamanhos.

AVISOS
- Não usar se a embalagem estéril ou se o conteúdo estiverem danificados.
- Não utilize se o produto tiver atingido a temperatura de congelamento.
- Verifique a data de validade/data de fabrico antes de utilizar o produto. Não use se a data de validade/data do produto tiver expirado.
- Não utilize se a turvação do líquido, se o produto estiver descolorido.
- Não utilize se a solução estiver turva ou colorida, contiver precipitado ou se o selo estiver danificado.
- NÃO REUTILIZE. A reutilização pode causar infeção, doença ou doença/lesão.
- A via pode perpetuar representam um perigo potencial de asfixia. Após a utilização, elimine as peças pequenas de acordo com o protocolo do seu hospital.
- Não reesterilizar.
- As possíveis complicações e/ou reações adversas associadas à irrigação podem incluir sepsis, infeção (localizada/sistémica) em que existe risco, mucosites e sangue, expansão e agregação plaquetárias transitórias pelo sangue, embolia, perda de sangue, hemólise, coagulação do sangue. Reúne, tape por pouse resultar em exposição a hémacs/fluido corporal. Além disso, a não utilização de técnicas assépticas ou a utilização de solução sobre normal contaminada pode resultar em infeção e possível morte.
- A não utilização de uma técnica asséptica e a exposição a fluidos e diretrizes de irrigação podem resultar em: infeção da corrente sanguínea relacionada com o cateter e/ou infeção do local de inserção, febre, dor, coloração, complicações relacionadas com o cateter tais como oclusão, infiltração, extravasamento, edema, infeção ou dor.

PRECAUÇÕES
- Não reesterilizar.
- Não utilizar se a temperatura ambiente (mín 15–25°C). Pode manter-se à temperatura ambiente até 30 dias.
- Consulte as instruções de utilização do fabricante para garantir a compatibilidade antes de utilizar com um cateter. Não utilize a seringa BD PosiFlush™ SP se a embalagem estiver danificada.
- Não utilize se a embalagem estiver danificada ou se o selo estiver aberto.
- Não utilize se o produto estiver fora do seu prazo de validade.
- Não utilize se a solução estiver turva ou colorida, contiver precipitado ou se o selo estiver danificado.
- Não reesterilizar. A reutilização pode causar infeção, doença ou doença/lesão.
- A via pode perpetuar representam um perigo potencial de asfixia. Após a utilização, elimine as peças pequenas de acordo com o protocolo do seu hospital.
- Não reesterilizar.

COMPOSIÇÃO POR UNIDADE
- Cada seringa BD PosiFlush™ contém 10 ml de 0,9% (9 mg/ml) de Cloreto de Sódio para Injetáveis.
- Solução salina : dentro de sódio a 9 g/l (NaCl a 0,9%), água destilada estéril q.s.p.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
A embalagem BD PosiFlush™ inclui o Folheto de Uso de Borracha Natural. Solução salina : dentro de sódio a 9 g/l (NaCl a 0,9%), água destilada estéril q.s.p.

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

Seguire le istruzioni per l'uso, le linee guida del produttore e le precauzioni/le avvertenze per l'installazione del dispositivo di infusione.
DESCRIZIONE
La siringa BD PosiFlush™ SP è un dispositivo medico pronto all'uso (del tipo LOT) che contiene 10 ml di 0,9% (9 mg/ml) di cloruro di sodio (del Consiglio). Il flotta di siringa di polipropilene che contiene soluzione di cloruro di sodio allo 0,9% isotonica e sterile e appropriata per il contatto con sangue e qualsiasi fluidi per infusione.
DESTINAZIONE D'USO/INDICAZIONI PER L'USO
- La siringa BD PosiFlush™ SP è destinata a essere utilizzata ESCLUSIVAMENTE con fluidi per infusione per dispositivi per cateteri intravenosi periferici (PIVC), cateteri centrali (CVC) e porte di accesso vascolare impiantate.
- Il dispositivo BD PosiFlush™ SP Syringe non è indicato per la somministrazione di farmaci di alcun tipo, per la diluizione di farmaci o nel caso in cui è indicato una ospedalizzazione con flusso di soluzione fisiologica.
- **NON UTILIZZARE LA SIRINGA SE LA CONFEZIONE È DANNEGGIATA.**

POPOLAZIONE DI PAZIENTI PREVISTA
La siringa BD PosiFlush™ SP è destinata a essere utilizzata su pazienti con cateteri endovenosi periferici (PIVC), cateteri centrali inseriti perifericamente (PICC), cateteri centrali a inserimento centrale (CVC) e porte impiantabili.
UTILIZZATORE PREVISTO
- La siringa BD PosiFlush™ SP è destinata a essere utilizzata da operatori sanitari esperti nell'accesso vascolare e nell'uso di liquidi e dispositivi. La siringa BD PosiFlush™ SP è un dispositivo più piccolo che può essere utilizzato da un singolo operatore sanitario con caratteristiche umane differenti, come ad esempio la dimensione delle mani e la flessibilità.

CONTROINDICAZIONI
- Non utilizzare in pazienti affetti da ipernatriemia e ritenzione di liquidi grande. Valutazione di tutti i pazienti per la propensione allo sviluppo di sovraccarico di volume.
- Non utilizzare la siringa BD PosiFlush™ SP su un paziente presente allergie nota a qualsiasi dei suoi componenti, materiali o alla soluzione di cloruro di sodio allo 0,9%. In caso contrario, potrebbero verificarsi una reazione allergica o anafilattica.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
- Interoperabilità con dispositivi di accesso vascolare (VAD).
- Tutte le siringhe (da 1 ml, 3 ml, e 10 ml) hanno lo stesso diametro del cilindro delle siringhe da 10 ml, pertanto la pressione di irrigazione è simile per tutte le siringhe di tutte le misure.

AVVERTENZE
- Non utilizzare il prodotto se la confezione sterile o il contenuto risultano danneggiati.
- Non utilizzare se il prodotto è stato lasciato a temperature di congelamento.
- Controllare la data di utilizzo/la data di produzione prima di utilizzare il prodotto. Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare se il liquido presenta della parte o il tempo è di gomma della stringa sono disgregazione.
- Non utilizzare se la soluzione è torbida o colorata oppure contiene un precipitato o qualsiasi tipo di particella in sospensione.
- NON RIUTILIZZARE. Il riutilizzo può causare infezione e altre patologie, malattie/lesioni.
- Le piccole parti rappresentano un potenziale pericolo di soffocamento. Dopo l'uso, eliminare le piccole parti in base al protocollo della struttura.
- Non risterilizzare.
- Le possibili complicazioni e/o reazioni avverse associate a irrigazione possono includere sepsi, infezione (localizzata/sistemica) che coinvolge mucosite e sanguigna, espansione e aggregazione piastrinica transitoria nello stesso, embolia, perdita di sangue, emolisi, coagulazione del sangue. Riattivi, tape per posa risultare em esposição a hémacs/fluido corporal. Inoltre, la mancata adozione di tecniche asettiche o l'utilizzo di soluzione salina normale contaminata può risultare in infezione e possibile morte.
- La mancata adozione di una tecnica asettica e l'esposizione a fluidi e linee guida per l'irrigazione possono causare: infezione del flusso sanguigno correlata a catetere e lesione o decesso associati, malfunzionamento del catetere come occlusione, infiltrazione, stravaso, edema, infezione o dolore.

PRECAUZIONI
- Conservare ad una temperatura controllata (15-25°C). Tollerate temperature fino a 30°C. Non lasciare il prodotto ad una temperatura di riscaldamento concernenti le risorse.
- Consultare le istruzioni per l'uso del produttore del farmaco per verificare la compatibilità prima di utilizzare con un catetere. Non utilizzare la siringa BD PosiFlush™ SP se la confezione è danneggiata.
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata o se il sigillo è aperto.
- Non utilizzare se il prodotto è scaduto.
- Non utilizzare se il liquido presenta della parte o il tempo è di gomma della stringa sono disgregazione.
- Non utilizzare se la soluzione è torbida o colorata oppure contiene un precipitato o qualsiasi tipo di particella in sospensione.
- NON RIUTILIZZARE. Il riutilizzo può causare infezione e altre patologie, malattie/lesioni.
- Le piccole parti rappresentano un potenziale pericolo di soffocamento. Dopo l'uso, eliminare le piccole parti in base al protocollo della struttura.
- Non risterilizzare.

COMPOSIZIONE/CONTENUTO
- Ogni siringa BD PosiFlush™ contiene 10 ml di Cloruro di Sodio per Iniezione.
- Soluzione salina : dentro di sodio a 9 g/l (NaCl a 0,9%), acqua distillata sterile q.s.p.

ISTRUZIONI PER L'USO
La confezione BD PosiFlush™ include il Foglio Istruzioni in Gomma Naturale. Soluzione salina : dentro di sodio a 9 g/l (NaCl a 0,9%), acqua distillata sterile q.s.p.

FRANÇAIS

NOTICE D'UTILISATION

Suivre le mode d'emploi, les recommandations du fabricant pour les dispositifs de perfusion et les précautions/mises en garde d'installation concernant le soluté.
DESCRIPTION
La seringue BD PosiFlush™ SP est un dispositif médical prêt à l'emploi (selon le type LOT) contenant 10 ml de 0,9 % (9 mg/ml) de chlorure de sodium stérile. Le contenu est une seringue en polypropylène qui contient une solution de chlorure de sodium à 0,9 % isotonique et stérile et appropriée au contact avec le sang et tout soluté intraveineux.
DESTINATION D'USAGE/INDICATIONS
- La seringue BD PosiFlush™ SP est destinée à être utilisée UNIQUEMENT avec des solutés intraveineux pour dispositifs de cathéters intraveineux périphériques (PIVC), cathéters centraux (CVC) et ports d'accès veineux implantés.
- La seringue BD PosiFlush™ SP n'est pas destinée à la reconstitution de médicaments, à la dilution de médicaments ni à toute utilisation pour laquelle une hospitalisation intraveineuse avec chlorure de sodium n'est pas indiquée.
- **La seringue BD PosiFlush™ SP ne doit pas être utilisée sur champ stérile.**

POPULATION DE PATIENTS PRÉVUE
La seringue BD PosiFlush™ SP est destinée à être utilisée sur des patients porteurs de cathéters intraveineux périphériques (PIVC), cathéters centraux insérés par voie périphérique (PICC) et cathéters veineux centraux (CVC) et ports implantables.
UTILISATEUR PRÉVU
- La seringue BD PosiFlush™ SP est destinée être utilisée par des professionnels de santé ayant l'expérience de l'accès vasculaire et de l'utilisation de dispositifs. Les seringues BD PosiFlush™ SP sont des dispositifs manuels qui peuvent être utilisés par tout professionnel de santé présentant des caractéristiques humaines différentes, notamment la taille des mains et la flexibilité.

CONTRE-INDICATIONS
- Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypernatrémie sévère et une rétention hydrique. Évaluer l'administration de tous les patients pour leur prédisposition à développer une surcharge volumique.
- Ne pas utiliser la seringue BD PosiFlush™ SP chez un patient présentant une allergie connue à l'un de ses composants, matériaux ou à la solution de chlorure de sodium à 0,9 %. Cela pourrait entraîner une réaction allergique ou anaphylactique.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
- Interopérabilité avec les dispositifs d'accès vasculaire (VAD).
- Toutes les seringues (1 ml, 3 ml et 10 ml) ont le même diamètre de cylindre de 10 ml, de sorte que la pression d'irrigation est similaire pour toutes les tailles de seringues.

AVERTISSEMENTS
- Ne pas utiliser si l'emballage stérile ou le contenu présentent des signes de détérioration.
- Ne pas utiliser si le produit a été exposé à des températures de congélation.
- Vérifier la date de péremption sur l'emballage ou l'étiquette du produit. Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Ne pas utiliser si la solution est trouble ou colorée, si elle contient un précipité ou si le sceau est endommagé.
- NE PAS RÉUTILISER. Une réutilisation peut entraîner une infection ou autre maladie/blessure.
- Les petites pièces représentent un danger potentiel d'étouffement. Après utilisation, éliminer les petites pièces conformément au protocole de l'établissement.
- Ne pas restériliser.
- Complications et/ou réactions indésirables possibles associées au rinçage peuvent inclure une septicémie, une infection (localisée/systémique) avec risque de lésion muqueuse et sanguine, une expansion et agrégation plaquettaires transitoires dans le sang, une embolie, une perte de sang, une hémolyse, une coagulation du sang. Réactivez, bande pour provoquer une exposition aux hémacs/liquides organiques. De plus, l'utilisation de techniques non aseptiques ou d'une solution saline normale contaminée peut entraîner une infection et un décès.
- Le non-respect d'une technique aseptique et de la voie intraveineuse et des directives de rinçage peut entraîner : infection de la circulation sanguine liée au cathéter et/ou infection au site d'insertion, fièvre, douleur, décoloration, complications liées au cathéter telles que occlusion, infiltration, extravasation, œdème, infection ou douleur.

PRÉCAUTIONS
- Ne pas restériliser.
- Conserver à une température contrôlée (15-25°C). Tolérance jusqu'à 30°C pendant une période maximale de 30 jours.
- Consulter les instructions d'utilisation du fabricant pour vérifier la compatibilité avant l'utilisation avec un cathéter. Ne pas utiliser la seringue BD PosiFlush™ SP si l'emballage est endommagé.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou si le sceau est ouvert.
- Ne pas utiliser si le produit a dépassé sa date de péremption.
- Ne pas utiliser si le produit présente des signes de détérioration.
- Ne pas utiliser si la solution est trouble ou colorée, si elle contient un précipité ou si le sceau est endommagé.
- NE PAS RÉUTILISER. Une réutilisation peut entraîner une infection ou autre maladie/blessure.
- Les petites pièces représentent un danger potentiel d'étouffement. Après utilisation, éliminer les petites pièces conformément au protocole de l'établissement.
- Ne pas restériliser.

COMPOSITION/UNITÉ
- Chaque seringue BD PosiFlush™ contient 10 ml de Chlorure de Sodium pour Injection.
- Solution saline : dentro de sodium à 9 g/l (NaCl à 0,9 %), eau distillée stérile q.s.p.

MODE D'EMPLOI
L'emballage BD PosiFlush™ comprend la notice d'utilisation en caoutchouc naturel. Solution saline : dentro de sodium à 9 g/l (NaCl à 0,9 %), eau distillée stérile q.s.p.

DEUTSCH

GEBRAUCHSANWEISUNG

Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung, die Richtlinien des Herstellers und die Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise für die Installation des Infusionsgeräts.
BESCHREIBUNG
Die BD PosiFlush™ SP Spritze ist ein gebrauchsfertiges Medizinprodukt (vom Typ LOT), das 10 ml 0,9 % (9 mg/ml) Natriumchlorid enthält. Der Inhalt ist eine Polypropylenspritze, die eine sterile und isotonische 0,9 %ige Natriumchlorid-Lösung enthält. Der Inhalt der Spritze ist gewinnt steril, nicht-toxisch und nicht-pyrogen.
VORGESEHENE ANWENDUNGSINDIKATIONEN FÜR DIE VERWENDUNG
- Die BD PosiFlush™ SP Spritzen sind NUR ZUR SPÜLUNG von IV-Flüssigkeiten vorgesehen Katheters (PIVCs), peripher eingeführten zentralen Katheter (PICC), zentralen Venenkatheter (CVC) und implantierten Venenzugangsports.
- Die BD PosiFlush™ SP Spritze ist nicht zur Zubereitung trockener Produkte, zur Verdünnung von Medikamenten oder für jegliche Anwendung, die keine Verabreichung von Natriumchlorid erfordert.
- **Die BD PosiFlush™ SP Spritze darf nicht in einem sterilen Umfeld verwendet werden.**

VORGESEHENE PATIENTENPOPULATION
Die BD PosiFlush™ SP Spritze ist für die Anwendungen bei Patienten mit in-situ peripheren intravenösen Katheter (PIVC), peripher eingeführten zentralen Katheter (PICC), zentralen Venenkathetern (CVC) und implantierten Venenzugangsports vorgesehen.
VORGESEHENER BENUTZER
- Die BD PosiFlush™ SP Spritze ist zur Anwendung durch Gesundheitsfachkräfte mit Erfahrung im Gefäßzugang und der Verwendung von Flüssigkeiten und Geräten vorgesehen. Zur Verwendung an einem einzelnen Patienten. Sie eine sicheren Medikamentenverabreichung gewährleisten, einschließlich Handgröße und stärke, bedient werden können.

KONTRAINDIKATIONEN
- Nicht verwenden bei Patienten mit schwerer Hypernatriämie und Flüssigkeitsretention. Bewertung aller Patienten auf ihre Anfälligkeit für eine Überwässerung.
- Die BD PosiFlush™ SP Spritze nicht bei Patienten verwenden, wenn ein Patient eine bekannte Allergie gegen einen der Bestandteile, eines der Materialien oder gegen 0,9 %ige Natriumchlorid-Lösung hat. Dies kann eine allergische oder anaphylaktische Reaktion hervorrufen.

LEISTUNGSMERKMALE
- Interoperabilität mit Gefäßzugangsgeräten (VAD).
- Alle Spritzen (1 ml, 3 ml und 10 ml) haben denselben Spritzenzylinder mit 10 ml Durchmesser, sodass der Spülungsdruck für alle Größen ähnlich ist.

WARNHINWEISE
- Nicht verwenden, wenn Verpackung oder Sterilbarriere bereits nicht mehr vorhanden.
- Nicht verwenden, wenn das Produkt Gefrierbedingungen ausgesetzt wurde.
- Überprüfen Sie das Verfallsdatum auf der Produktpackung oder auf dem Produktetikett vor der Verwendung. Nicht nach Verfallsdatum verwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Spritzenkappe oder der Stopfen beschädigt ist oder wenn Flüssigkeit bereits ausgetreten ist. Nicht verwenden, wenn die Lösung trübe ist oder Partikel enthält oder Schwebstoffen aufweist.
- NICHT WIEDERVERWENDEN. Wiederverwendung kann zu Infektionen führen.
- Kleinteile stellen eine potenzielle Erstickungsgefahr dar. Kleinteile sind nach Gebrauch gemäß den Vorschriften Ihrer Einrichtung zu entsorgen.
- Nicht erneut sterilisieren.
- Mögliche Komplikationen und/oder unerwünschte Reaktionen im Zusammenhang mit der Spülung können u. a. Sepsis, Infektionen (lokal/systemisch), Expansion der Schleimhaut-gegenüber Blut, Expansion und Aggregation der Blutplättchen im Blut, Embolie, Blutverlust, Hämolyse, Blutgerinnung. Reaktivieren, tape für Exposition gegenüber Blut/Körperflüssigkeiten führen. Außerdem kann die Nichtverwendung aseptischer Techniken oder der Verwendung von normaler Kochsalzlösung zu Infektionen und zum Tod führen.
- Die Nichteinhaltung aseptischer Techniken und der Richtlinien für die Spülung kann zu folgenden Komplikationen führen: katheterbedingte Blutstrominfektionen und damit verbundenes Versagen oder Tod, Katheterversagen wie Okklusion, Infiltration, Extravasation, Ödem, Infektion, Schwellung oder Schmerzen.

VORSICHTSMASSNAHMEN
- Nicht erneut sterilisieren. Temperatur (15-25°C). Vorübergehend bei bis zu 30°C für maximal 30 Tage.
- Vor der Verwendung mit einem Katheter die Gebrauchsanweisung des Arzneimittelherstellers auf Kompatibilität prüfen. Die BD PosiFlush™ SP Spritze nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist oder das Siegel geöffnet ist.
- Nicht verwenden, wenn das Produkt das Verfallsdatum überschritten hat.
- Nicht verwenden, wenn Anzeichen einer Beschädigung vorliegen.
- Nicht verwenden, wenn die Lösung trübe oder verfärbt ist oder Partikel enthält.
- NICHT WIEDERVERWENDEN. Wiederverwendung kann zu Infektionen führen.
- Kleinteile stellen eine potenzielle Erstickungsgefahr dar. Nach Gebrauch sind Kleinteile gemäß den Vorschriften Ihrer Einrichtung zu entsorgen.
- Nicht erneut sterilisieren.

ZUSAMMENSETZUNG/INHALT
- Jede BD PosiFlush™ Spritze enthält 10 ml Natriumchlorid-Lösung für Injektionszwecke.
- Kochsalzlösung : dentro von Natrium 9 g/l (NaCl 0,9 %), steriles destilliertes Wasser q.s.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Die BD PosiFlush™ SP Spritze ist in der Packung mit Gebrauchsanweisung aus Naturkautschuk enthalten. Kochsalzlösung : dentro von Natrium 9 g/l (NaCl 0,9 %), steriles destilliertes Wasser q.s.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

Para administrar el líquido, siga las instrucciones de uso, las directrices del fabricante y las precauciones/advertencias de instalación.
DESCRIPCIÓN
La jeringa BD PosiFlush™ SP es un producto sanitario listo para usar (según el tipo LOT) que contiene 10 ml de cloruro de sodio al 0,9 % (9 mg/ml). El contenido es una jeringa de polipropileno que contiene solución isotónica estéril y apropiada de cloruro sodio al 0,9 %. Garantizamos que el contenido de la jeringa es estéril, no tóxico y apirógeno.
INDICACIONES/USO PREVISTO
- Las jeringas BD PosiFlush™ SP están indicadas SOLO para el LAVADO de catéteres intravenosos periféricos (CVP), catéteres centrales de inserción periférica (CCIP), catéteres venosos centrales (CVC) y puertos de acceso venoso implantados.
- Jeringa BD PosiFlush™ SP no está indicada para la reconstitución de productos en polvo, para la dilución de medicamentos ni para ningún uso que no esté indicado el tratamiento intravenoso con cloruro sódico.
- **No utilice la jeringa si el envase está dañado.**

POBLACIÓN DE PACIENTES PREVISTA
La jeringa BD PosiFlush™ SP debe utilizarse en pacientes que portan catéteres intravenosos periféricos (CVP), catéteres centrales de inserción periférica (CCIP), catéteres venosos centrales (CVC) y puertos de acceso venoso implantados.
USUARIO PREVISTO
- La jeringa BD PosiFlush™ SP está destinada únicamente para su uso por profesionales sanitarios con experiencia en acceso vascular y en el uso de este productos. Las jeringas BD PosiFlush™ SP son productos manuales que pueden ser utilizados por cualquier profesional sanitario con características antropométricas diferentes, como las palmas de tamaño y la flexibilidad de la mano.

CONTRAINDICACIONES
- No utilice en pacientes que padecen hipernatremia y retención de líquidos graves. Evaluación de todos los pacientes para detectar su predisposición al desarrollo de sobrecarga de volumen.
- No utilice la jeringa BD PosiFlush™ SP en pacientes con alergia conocida a cualquiera de sus componentes, materiales o a la solución de cloruro de sodio al 0,9 %. Podría provocar una reacción alérgica o anafiláctica.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- Interoperabilidad con dispositivos de acceso vascular (VAD).
- Todas las jeringas (1 ml, 3 ml, y 10 ml) tienen el mismo cilindro de 10 ml de diámetro, por lo que la presión de irrigación es similar para todos los tamaños.

ADVERTENCIAS
- No lo use si el envase exterior o su contenido están dañados.
- No utilice el producto si este se ha quedado a temperatura de congelación.
- Verifique la fecha de caducidad/fecha de fabricación antes de utilizar el producto. No lo utilice si el producto ha caducado.
- No utilice si el líquido está descolorido, la goma de la jeringa o el tapón presentan signos de deterioro.
- No utilice el producto si la solución está turbia o colorada, si contiene algún precipitado o si el sello está dañado.
- NO REUTILIZAR. Si se utiliza más de una vez, pueden producirse infecciones u otras lesiones.
- Las piezas pequeñas suponen un peligro potencial de asfixia. Tras su uso, deseche las piezas pequeñas según el protocolo de su centro sanitario.
- No esterilizar de nuevo.
- Las posibles complicaciones y/o reacciones adversas relacionadas con el lavado pueden incluir sepsis, infección (localizada/sistémica) que implica mucosas y sangre, expansión y agregación plaquetarias transitorias por todo el sangre, embolia, pérdida de sangre, hemólisis, coagulación de la sangre. Reactivar, tape para provocar exposición a hemacs/líquido corporal. Además, el uso de técnicas no asépticas o el uso de solución salina normal contaminada puede provocar infección y muerte.
- El incumplimiento de una técnica aséptica y la exposición a líquidos y directrices de irrigación pueden resultar en: infección del torrente sanguíneo relacionada con el catéter y/o infección del lugar de inserción, fiebre, dolor, coloración, complicaciones relacionadas con el catéter tales como oclusión, infiltración, extravasación, edema, infección o dolor.

PRECAUCIONES
- No esterilizar de nuevo.
- Almacenar a temperatura ambiente (15-25°C). Puede mantenerse a una temperatura ambiente de hasta 30 días.
- Para garantizar la compatibilidad antes de utilizar con un catéter, lea el manual de instrucciones de uso del fabricante del farmaco. Si la jeringa BD PosiFlush™ SP está dañada, no la utilice.
- No utilice si el envase está dañado o si el sello está abierto.
- No utilice si el producto ha caducado.
- No utilice si el líquido está descolorido, la goma de la jeringa o el tapón presentan signos de deterioro.
- No utilice si la solución está turbia o colorada, si contiene algún precipitado o si el sello está dañado.
- NO REUTILIZAR. Si se utiliza más de una vez, pueden producirse infecciones u otras lesiones.
- Las piezas pequeñas suponen un peligro potencial de asfixia. Tras su uso, deseche las piezas pequeñas según el protocolo de su centro sanitario.
- No esterilizar de nuevo.

COMPOSICIÓN POR UNIDAD
- Cada jeringa BD PosiFlush™ contiene 10 ml de Cloruro de Sodio para Inyección.
- Solución salina : dentro de sodio a 9 g/l (NaCl a 0,9 %), agua destilada estéril q.s.

INSTRUCCIONES DE USO
El envase de la jeringa BD PosiFlush™ SP incluye el Prospecto de Caucho Natural. Solución salina : dentro de sodio a 9 g/l (NaCl a 0,9 %), agua destilada estéril, sin conservantes y apirógenos.
VENTAJAS CLÍNICAS
- Jeringa BD PosiFlush™ SP es una jeringa de un solo uso precargada con solución salina normal (cloruro sódico al 0,9 %) diseñada para el lavado de vías venosas periféricas y centrales.
- La jeringa BD PosiFlush™ SP reduce el riesgo de contaminación por contacto que puede ocurrir durante la preparación manual de jeringas de irrigación de solución salina.

en: EXPLANATION OF SYMBOLS/ fr: SIGNIFICATION DES SYMBOLES/ de: ERKLÄRUNG DER SYMBOLE/ es: EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS/ pt: EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS/ it: SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI/ el: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ/ nl: UITLEG VAN DE SYMBOLEN/ sv: FÖRKLARING AV SYMBOLERNA/ da: FORKLARING AF SYMBOLERNE/ fi: SYMBOLIEN SELITE/ cs: VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ/ et: SÜMBOLITE SELGITUS/ lv: SIMBOLU SKAIDROJUMS/ lt: SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS/ pl: OBJAŚNIENIE SYMBOLI/ sk: VYSVETLENIE SYMBOLOV/ sl: RAZLAGA SIMBOLOV/ hr: OBJAŠNJENJE SIMBOLA/ ro: EXPLICAREA SIMBOLURILOR/ hu: A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA/ bg: ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ/ sr: ОБЈАШЊЕЊЕ СИМБОЛА/ tr: SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI/ ar: شرح الرموز/ ru: ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ/ uk: ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ/ el: Επεξήγηση συμβόλων

en Intended for FLUSHING ONLY of in-situ PIVCs, PICCs, CVCs, and implanted venous access ports

fr Destiné au RINÇAGE UNIQUEMENT de cathéters PIVC, PICC et CVC in situ et de ports d'accès à chambre implantables

de NUR ZUM SPÜLEN von in-situ PIVCs, PICCs, CVCs und implantierten Venenzugangsports

es Destinado SOLO para el LAVADO de catéteres intravenosos periféricos (PIVC), catéteres centrales de inserción periférica (CCIP), catéteres venosos centrales (CVC) y puertos de acceso venoso implantados

pt Destina-se APENAS PARA EFIS DE LAVAGEM de cateteres endovenosos periféricos (PIVC), cateteres centrales de inserção periférica (PICC), cateteres venosos centrais (CVC) e portas de acesso venoso implantadas

it Destinato SOLO per il LAVAGGIO di cateteri endovenosi periferici (PIVC), cateteri centrali inseriti perifericamente (PICC) e cateteri venosi centrali (CVC) in sito e porte di accesso venoso impiantate

el Προορίζεται ΜΟΝΟ για ΕΚΠΛΥΣΗ in-situ περιφερικών καθετήρων (PIVC), κεντρικών καθετήρων (CVC) και εμφυτευμένων θυρών φλεβικής πρόσβασης

nl UITSLUITEND bedoeld voor SPOELEN van in-situ PIVC's, PICC's, CVC's en geïmplanteerde veneuze toegangspoorten

sv Endast för SPOLNING av in-situ PIVC, PICC, CVC och implanterade venösa infarter

da Kun beregnet til SKYLNING af in-situ PIVC'er, PICC'er, CVC'er og implanterede venøse adgangsporte

0050

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417 USA. Made in Spain. bd.com/symbols-glossary
BECTON Becton Dickinson Ireland Limited, Donore Road, Drogheda Co. Louth, A92 YT52, Ireland
Australia - Imported by: Becton Dickinson Pty Ltd, 66 Waterloo Road North Ryde NSW 2113 Australia
New Zealand - Imported by: Becton Dickinson Limited
148 George Street, Level 10, Wellington 6011 New Zealand
BD, the BD Logo, Luer-Lok and PosiFlush are trademarks of Becton, Dickinson and its affiliates. © 2024 BD. All rights reserved.
SSCP is available on https://eifu.bd.com/#/public/Multilanguage

10000223600/07 500078560 Rev. 2024-08

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

Follow instructions for use, manufacturer guidelines, and institution procedures for flush administration.

DESCRIPTION

BD PosiFlush™ SP Syringe is a ready to use medical device (according to regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council). It is a polypropylene syringe containing sterile and non-pyrogenic isotonic 0.9% sodium chloride solution. The syringe content is guaranteed to be sterile, non-toxic, and non-pyrogenic.

INTENDED USE/INDICATIONS FOR USE

- BD PosiFlush™ SP Syringes are intended to be used FOR FLUSHING ONLY of in-situ peripheral intravenous catheters (PIVCs), peripherally inserted central catheters (PICCs), central venous catheters (CVCs), and implanted venous access ports.
- BD PosiFlush™ SP Syringe is not intended for dry product reconstitution, for medication dilution, or where intravenous therapy with sodium chloride is indicated.
- **BD PosiFlush™ SP Syringe must not be used on a sterile field.**

INTENDED PATIENT POPULATION

BD PosiFlush™ SP Syringe is to be used with patients with in-situ peripheral intravenous catheters (PIVCs), peripherally inserted central catheters (PICCs), central venous catheters (CVCs), and implanted venous access ports.

INTENDED USER

BD PosiFlush™ SP Syringe is to be used by healthcare professionals experienced in vascular access and the use of these devices. The BD PosiFlush™ SP Syringes are manual devices that may be operated by a large range of people with various human characteristics, including hand sizes and strengths.

CONTRAINDICATIONS

- Do not use in patients suffering from hypernatremia and fluid retention when the administration of sodium or chloride could be clinically detrimental.
- Do not use BD PosiFlush™ SP Syringe if a patient has a known allergy to any of its components, materials or 0.9% sodium chloride solution, which may lead to an allergic response resulting in anaphylaxis.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- Interoperability with Vascular Access Devices (VAD).
- All syringe barrels (3 mL, 5 mL and 10 mL) have the same 10 mL diameter syringe barrel and therefore the flush pressure is equivalent for all sizes.

WARNINGS

- Do not use if unit package or content is damaged.
- Do not use if product has been left at freezing temperature.
- Verify the expiration date on the product package or label. Do not use if product has expired.
- Do not use if syringe tip cap or stopper is damaged.
- Do not use if solution is cloudy or colored, contains a precipitate, or has any type of suspended particulate matter.
- Do not re-use. Re-use may lead to infection or other illness/injury.
- Small parts are a potential choking hazard. After use, discard small parts according to your facility protocol.
- Do not re-sterilize.
- Possible complications and/or adverse reactions associated with flushing may include sepsis, infections (localized/systemic), mucocutaneous blood exposure, exposure to bloodborne pathogens, air embolism, particulate embolism, blood clots, phlebitis, leakage that may lead to hazardous drug/fluid exposure, irritation, a transitory taste or odor during flushing. Use of contaminated normal saline product may lead to infection and possibly death.
- Not using aseptic technique and failure to adhere to flushing guidelines may lead to: catheter related bloodstream infection and related injury or death, catheter failure, catheter related complications such as occlusion, infiltration, extravasation, erythema, swelling or pain.

PRECAUTIONS

- Store at controlled temperature (15-25°C). Excursions permitted to 30°C. Do not leave at freezing temperature.
- Check with drug manufacturer instructions for use to ensure compatibility with 0.9% sodium chloride solution prior to use. If 0.9% sodium chloride solution is not compatible, follow the drug manufacturer instructions for flushing practices, or first flush the vascular access device (VAD) with a compatible solution such as 5% dextrose in water to remove traces of the medication in accordance with manufacturer and institution policies.
- Clinicians should consider the patient's specific medical conditions, treatment needs, age, and weight that may require restricted sodium or fluid intake when deciding to flush with 0.9% sodium chloride injection. Saline flushes should be taken into account when prescribing fluids to not exceed fluid intake guidelines.
- There are no known clinical studies of flushing with BD PosiFlush™ SP Syringe in pregnant and lactating women.
- BD PosiFlush™ SP Syringe is designed to be used with ISO luer compliant components for intravenous applications.
- For single use only. Discard any partially used product.
- EU Only: Users should report any serious incident related to the device to the Manufacturer and National Competent Authority.

DIRECTIONS FOR USE

Single use, single patient device. To ensure safe medication preparation and administration, clinicians should practice the "7 rights" of medication administration: right patient, right drug, right dose, right time, right route, right reason and right documentation.

Current practice recommendations are to flush before and after each medication, fluid administration, or blood sampling; and at regular intervals when catheters are not in use. However always consider device manufacturer, medication and institution guidelines.

Follow disinfection protocols as per institution and manufacturer guidelines.

Use aseptic technique throughout the procedure.

1. Open pack and remove syringe.
2. Check that syringe tip cap is in place. Inspect clarity of solution. (Fig. 1a)
3. Depress plunger with tip cap on to release the stopper seal. (Fig. 1b)
4. Unscrew tip cap from the syringe ensuring that there is no touch contamination of the syringe luer connection. (Fig. 2)
5. Push syringe plunger to expel the air. (Fig. 3)
6. Connect BD PosiFlush™ SP syringe to vascular access device, taking care that there is no touch contamination of the connection. (Fig. 4) Ensure secure connection.
7. Push syringe plunger to inject the required volume of saline following institution's policy. (Fig. 5) Inject the solution slowly in order to avoid overpressure. In case of plunger resistance, it is recommended that excessive force is not exerted.
8. After use, dispose of in accordance with recognized procedure in your institution. (Fig. 6)

COMPOSITION PER UNIT

Polypropylene syringe with BD Luer-Lok™ tip.

BD PosiFlush™ SP Syringe is not formulated with Natural Rubber Latex.

Saline solution: sodium chloride 9 g/l (NaCl 0.9%), distilled sterile water to volumes, preservative free and non-pyrogenic.

Flow pack consists of Polypropylene.

CLINICAL BENEFITS

- The BD PosiFlush™ SP syringe is a pre-filled, single use 0.9% sodium chloride syringe that helps to improve clinician efficiency by eliminating steps and time involved in the manual preparation of saline syringes.
- The BD PosiFlush™ SP syringe reduces risk of touch contamination that may occur during manual preparation of saline flush syringes.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης, τις κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστή και τις διαδικασίες του ιδρύματος για τη χορήγηση έκπλυσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σύριγγα BD PosiFlush™ SP είναι ένα έτοιμο προς χρήση ιατροτεχνολογικό προϊόν (σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Πρόκειται για σύριγγα πολυπροπυλενίου που περιέχει αποστειρωμένο και μη πυρετογόνο ισότονο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,9%. Το περιεχόμενο της σύριγγας είναι εγγυημένα αποστειρωμένο, μη τοξικό και μη πυρετογόνο.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ/ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Οι Σύριγγες BD PosiFlush™ SP προορίζονται για χρήση ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΚΠΛΥΣΗ in-situ περιφερικών ενδοφλέβιων καθετήρων (PIVC), περιφερικά εισαγόμενων κεντρικών καθετήρων (PICC), κεντρικών φλεβικών καθετήρων (CVC) και εμφυτευμένων θυρών φλεβικής προσπέλασης.
- Η Σύριγγα BD PosiFlush™ SP δεν προορίζεται για την ανασύσταση ξηρών προϊόντων, για ιατρικές αραιώσεις ή για τις περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται ενδοφλέβια θεραπεία με χλωριούχο νάτριο.
- **Η Σύριγγα BD PosiFlush™ SP δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε στείρο πεδίο.**

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η Σύριγγα BD PosiFlush™ SP χρησιμοποιείται σε ασθενείς με in-situ περιφερικούς ενδοφλέβιους καθετήρες (PIVC), περιφερικά εισαγόμενους κεντρικούς καθετήρες (PICC), κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες (CVC) και εμφυτευμένες θύρες φλεβικής προσπέλασης.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

Η Σύριγγα BD PosiFlush™ SP χρησιμοποιείται από επαγγελματίες υγείας με πείρα στην αγγειακή προσπέλαση και τη χρήση αυτών των συσκευών. Οι Σύριγγες BD PosiFlush™ SP είναι χειροκίνητες συσκευές τις οποίες μπορεί να χειριστεί μεγάλο εύρος ανθρώπων με διαφορετικά σωματικά χαρακτηριστικά, όπως μέγεθος χεριού και δύναμη.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Να μη χρησιμοποιείται σε ασθενείς που πάσχουν από υπερνατριαιμία και κατακράτηση υγρών όταν η χορήγηση νατρίου ή χλωρίου ενδέχεται να είναι κλινικά επιβλαβής.
- Μη χρησιμοποιείτε σύριγγα BD PosiFlush™ SP εάν ένας ασθενής έχει γνωστή αλλεργία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά της, τα υλικά της ή σε διάλυμα 0,9% χλωριούχου νατρίου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αλλεργική αντίδραση με αποτέλεσμα αναφυλαξία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- Διαλειτουργικότητα με Συσκευές αγγειακής προσπέλασης (VAD).
- Όλες οι σύριγγες (3 mL, 5 mL και 10 mL) έχουν τον ίδιο κύλινδρο σύριγγας διαμέτρου 10 mL και ως εκ τούτου η πίεση της έκπλυσης είναι ισοδύναμη για όλα τα μεγέθη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μη τη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία ή το περιεχόμενο της μονάδας έχει υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε εάν το προϊόν έχει αφεθεί σε θερμοκρασία υπό του μηδενός.
- Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία ή στην ετικέτα του προϊόντος. Αν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, μην το χρησιμοποιήσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε εάν το καπάκι του ρύγχους ή το πώμα της σύριγγας έχει υποστεί φθορά.
- Μη χρησιμοποιείτε εάν το διάλυμα είναι θολό ή χρωματισμένο, εάν περιέχει ίζημα ή αιωρούμενη σωματιδιακή ύλη.
- ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ. Η επαναχρησιμοποίηση ενδέχεται να οδηγήσει σε λοίμωξη ή σε άλλη ασθένεια/άλλον τραυματισμό.
- Τα μικρά εξαρτήματα αποτελούν πιθανό κίνδυνο πνιγμού. Μετά τη χρήση, απορρίψτε τα μικρά εξαρτήματα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εγκατάστασης.
- Μην επαναποστειρώνετε
- Οι πιθανές επιπλοκές ή/και ανεπιθύμητες αντιδράσεις που σχετίζονται με την έκπλυση μπορεί να περιλαμβάνουν σηψαιμία, λοιμώξεις (τοπικές/συστηματικές), βλεννογονοδερματική έκθεση σε αίμα, έκθεση σε αιματογενώς μεταδιδόμενα παθογόνα, εμβολή αέρα, εμβολή σωματιδίων, πήγματα αίματος, φλεβίτιδα, διαρροή που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε φάρμακο/υγρό, ερεθισμό, παροδική γεύση ή οσμή κατά την έκπλυση. Η χρήση μολυσμένου φυσιολογικού ορού μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη και πιθανώς σε θάνατο.
- Η μη χρήση άσηπτης τεχνικής και η αδυναμία τήρησης των οδηγιών έκπλυσης μπορούν να οδηγήσουν σε: λοίμωξη στην κυκλοφορία του αίματος που σχετίζεται με τον καθετήρα και σχετικό τραυματισμό ή θάνατο, αστοχία του καθετήρα, επιπλοκές που σχετίζονται με τον καθετήρα, όπως απόφραξη, διήθηση, εξαγγείωση, ερύθημα, οίδημα ή άλγος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάσσεται σε ελεγχόμενη θερμοκρασία (15-25°C). Η διακίνηση του προϊόντος να γίνεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 30°C. Μην αφήνετε το προϊόν σε θερμοκρασία κατάψυξης.
- Ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του φαρμάκου για να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα με διάλυμα 0,9% χλωριούχου νατρίου πριν από τη χρήση. Εάν το διάλυμα 0,9% χλωριούχου νατρίου δεν είναι συμβατό, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του φαρμάκου για τις πρακτικές έκπλυσης ή εκπλύνετε πρώτα τη συσκευή αγγειακής προσπέλασης (VAD) με ένα συμβατό διάλυμα, όπως 5% δεξτρόζη σε νερό, για να απομακρύνετε τυχόν ίχνη του φαρμάκου σύμφωνα με τις πολιτικές του κατασκευαστή και του ιδρύματος.
- Κατά τη λήψη της απόφασης για έκπλυση με έγχυση χλωριούχου νατρίου 0,9%, οι κλινικοί ιατροί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ιατρικές καταστάσεις, τις ανάγκες θεραπείας, την ηλικία και το βάρος του ασθενούς, τα οποία ενδέχεται να απαιτούν περιορισμένη πρόσληψη νατρίου ή υγρών. Οι εκπλύσεις με αλατούχο διάλυμα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν συνταγογραφούνται υγρά, ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση της ποσότητας πρόσληψης υγρών βάσει των οδηγιών.
- Δεν υπάρχουν γνωστές κλινικές μελέτες για την έκπλυση με σύριγγα BD PosiFlush™ SP σε έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες.
- Η Σύριγγα BD Posiflush™ SP είναι σχεδιασμένη για χρήση με εξαρτήματα συμβατά με Luer που φέρουν πιστοποίηση ISO για ενδοφλέβιες εφαρμογές.
- Για μία μόνο χρήση. Απορρίψτε κάθε προϊόν που χρησιμοποιήθηκε εν μέρει
- ΕΕ μόνο: Οι χρήστες θα πρέπει να αναφέρουν τυχόν σοβαρά συμβάντα που σχετίζονται με τη συσκευή στον κατασκευαστή καθώς και στην αρμόδια αρχή της χώρας τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συσκευή μίας χρήσης, για έναν μόνο ασθενή. Για να διασφαλιστεί η ασφαλής παρασκευή και χορήγηση του φαρμάκου, οι κλινικοί ιατροί πρέπει να εφαρμόζουν τα «7 σωστά» της χορήγησης φαρμάκων: σωστός ασθενής, σωστό φάρμακο, σωστή δόση, σωστός χρόνος, σωστή οδός, σωστός λόγος και σωστή τεκμηρίωση.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της τρέχουσας πρακτικής, θα πρέπει να πραγματοποιείται έκπλυση πριν και μετά από κάθε φάρμακο, χορήγηση υγρού ή αιμοληψία, καθώς και ανά τακτά χρονικά διαστήματα όταν οι καθετήρες δεν χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, πάντοτε να λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής, του φαρμάκου, καθώς και τις οδηγίες του ιδρύματος.

Ακολουθείτε τα πρωτόκολλα απολύμανσης σύμφωνα με τις οδηγίες του ιδρύματος και του κατασκευαστή.

Να χρησιμοποιείτε άσηπτη τεχνική καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

1. Ανοίξτε τον ασκό ροής και αφαιρέστε τη σύριγγα.
2. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του άκρου της σύριγγας είναι στη θέση του. Εξετάστε τη διαύγεια του διαλύματος. (Εικ. 1α)
3. Πατήστε το έμβολο, έχοντας το κάλυμμα του άκρου στη θέση του, για να ελευθερώσετε τη στεγανοποίηση του πώματος. (Εικ. 1β)
4. Ξεβιδώστε το κάλυμμα του άκρου από τη σύριγγα, φροντίζοντας να μην μολυνθεί με επαφή η σύνδεση luer της σύριγγας. (Εικ. 2)
5. Πιέστε το έμβολο της σύριγγας για να αποβάλετε τον αέρα. (Εικ. 3)
6. Συνδέστε το BD PosiFlush™ SP της σύριγγας στη συσκευή ενδαγγειακής προσπέλασης, φροντίζοντας να μην μολυνθεί η σύνδεση με επαφή. (Εικ. 4) Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι καλά στερεωμένη
7. Πιέστε το έμβολο της σύριγγας για να εγχύσετε την απαιτούμενη ποσότητα αλατούχου διαλύματος, ακολουθώντας την πολιτική του ιδρύματος. (Εικ. 5) Ενέστε το διάλυμα αργά για να αποφύγετε την υπερπίεση. Σε περίπτωση αντίστασης από το έμβολο, συνιστάται να μην ασκείτε υπερβολική δύναμη.
8. Μετά τη χρήση, απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την αποδεκτή διαδικασία του ιδρύματός σας. (Εικ. 6)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

Σύριγγα πολυπροπυλενίου με άκρο BD Luer-Lok™.

Η σύριγγα BD PosiFlush™ SP δεν είναι κατασκευασμένη από λάτεξ φυσικού καουτσούκ.

Φυσιολογικός ορός ; χλωριούχο νάτριο 9 g/l (NaCl 0,9%), αποστειρωμένο στείρο νερό έως τον απαιτούμενο όγκο, χωρίς συντηρητικά και μη πυρετογόνο.

Ο ασκός ροής κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

- Η σύριγγα BD PosiFlush™ SP είναι μια προγεμισμένη με διάλυμα 0,9% χλωριούχου νατρίου σύριγγα μίας χρήσης που βοηθά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κλινικού ιατρού, εξαλείφοντας τα βήματα και τον χρόνο που απαιτούνται για τη χειροκίνητη προετοιμασία συριγγών αλατούχου διαλύματος.
- Η σύριγγα BD PosiFlush™ SP μειώνει τον κίνδυνο της μόλυνσης δια της αφής, η οποία μπορεί να συμβεί κατά τη χειροκίνητη προετοιμασία συριγγών έκπλυσης με αλατούχο διάλυμα.

NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING

Volg de gebruiksinstructies, de richtlijnen van de fabrikant en procedures van uw instituut voor toediening van spoeling.

BESCHRIJVING

BD PosiFlush™ SP-spuit is een gebruiksklaar medisch hulpmiddel (volgens verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad). Het is een polypropyleen spuit met steriele en niet-pyrogene isotone 0,9% natriumchlorideoplossing. De inhoud van de spuit is gegarandeerd steriel, niet-toxisch en pyrogeenvrij.

GEBRUIKSDOEL/GEBRUIKSINDICATIES

- BD PosiFlush™ SP-spuiten zijn UITSLUITEND bedoeld VOOR HET UITSPOELEN van in-situ perifere intraveneuze katheters (PICV's), perifeer ingebrachte centraal veneuze katheters (PICC's), centraal veneuze katheters (CVC's) en geïmplanteerde veneuze toegangspoorten.
- BD PosiFlush™ SP Spuit is niet bestemd voor het reconstitueren van een droog product, voor de verdunning van medicatie of in gevallen waarin intraveneuze therapie met natriumchloride is aanbevolen.
- **BD PosiFlush™ SP Spuit mag niet worden gebruikt op een steriel veld.**

BEOOGDE PATIËNTENPOPULATIE

BD PosiFlush™ SP -spuit kan worden gebruikt voor patiënten met in-situ perifere intraveneuze katheters (PICV's), perifeer ingebrachte centraal katheters (PICC's), centraal veneuze katheters (CVC's) en geïmplanteerde veneuze toegangspoorten.

BEOOGDE GEBRUIKER

BD PosiFlush™ SP -spuit is bedoeld om gebruikt te worden door zorgverleners die ervaring hebben met vasculaire toegang en het gebruik van deze apparaten. De BD PosiFlush™ SP-spuiten zijn handmatige apparaten die bediend kunnen worden door een groot aantal verschillende mensen met verscheidene menselijke kenmerken, zoals de grootte van de hand en de sterkte daarvan.

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken voor patiënten die lijden aan hypernatriëmie en vochtophoping als de toediening van natrium of chloride klinisch nadelig zou kunnen zijn.
- Gebruik BD PosiFlush™ SP-spuiten niet als de patiënt allergisch is voor een van de onderdelen, materialen of 0,9% natriumchlorideoplossingen. Dit kan leiden tot een allergische reactie en uiteindelijk anafylaxie.

PRESTATIEKENMERKEN

- Compatibiliteit met vasculaire toegangsapparaten (VAD).
- Alle injectiespuiten (3 mL, 5 mL en 10 mL) hebben dezelfde cilinder met een diameter van 10 mL waardoor de spoeldruk bij alle maten equivalent is.

WAARSCHUWINGEN

- Niet gebruiken als de verpakking of inhoud beschadigd is.
- Niet gebruiken als het product aan temperaturen onder 0 °C is blootgesteld.
- Controleer de uiterste gebruiksdatum op de productverpakking of het productetiket. Niet gebruiken als de uiterste gebruiksdatum is overschreden.
- Niet gebruiken als de tipdop of stop van de naald beschadigd is.
- Niet gebruiken als de oplossing troebel of verkleurd is, bezinksel bevat of zwevende deeltjes bevat.
- NIET OPNIEUW GEBRUIKEN. Hergebruik kan leiden tot infectie of andere ziekten/soorten letsel.
- Kleine onderdelen zijn een potentieel verstikkingsgevaar. Na gebruik kleine onderdelen weggooien volgens het protocol van uw instelling.
- Niet opnieuw steriliseren
- Mogelijke complicaties en/of bijwerkingen met betrekking tot spoelen zijn onder andere sepsis, infecties (plaatselijk/systemisch), blootstelling aan mucocutaan bloed, blootstelling aan ziektekiemen, embolie, bloedpropjes, flebitis, lekken die tot gevaarlijke medicatie/vloeistofblootstelling kunnen leiden, irritatie, een tijdelijke smaak of geur tijdens het spoelen. Gebruik van besmette zoutoplossingen kan leiden tot infectie en mogelijk de dood.
- Het niet gebruiken van antiseptische technieken en het niet naleven van spoelinstructies kan leiden tot: katheter-gerelateerde bloedinfecties en daaraan gerelateerd letsel of de dood, falen van katheter, katheter-gerelateerde complicaties zoals afsluiting, infiltratie, extravasatie, erythema, zwellingen of pijn.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Bewaren bij een gecontroleerde temperatuur (15-25°C). Afwijkingen tot 30°C toegestaan. Niet laten bevriezen.
- Controleer voor gebruik in de gebruiksinstructies van de geneesmiddelenfabrikant of deze compatibel zijn met een 0,9% sodiumchlorideoplossing. Als een 0,9% sodiumchlorideoplossing niet compatibel is, volg dan de instructies van de geneesmiddelenfabrikant voor spoelinstructies of spoel het vasculaire toegangsapparaat (VAD) uit met een compatibele oplossing zoals 5% dextrose in water om sporen van de medicatie te verwijderen in navolging van het beleid van de fabrikant en het instituut.
- Clinici moeten de specifieke medische omstandigheden, de behandeling, de leeftijd en het gewicht van de patiënt in acht nemen. Deze kunnen een beperkte inname van natrium of vloeistof vereisen wanneer u besluit te spoelen met een injectie natriumchloride 0,9%. Zoutspoelingen moeten in acht genomen worden bij het voorschrijven van vloeistoffen om de voorgeschreven vloeistofinname niet te overschrijden.
- Er zijn geen bekende klinische onderzoeken naar het spoelen met de BD PosiFlush™ SP-spuit bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.
- BD Posiflush™ SP -spuit is ontworpen om gebruikt te worden met ISO luer compatibele onderdelen voor interveneuze toepassingen.
- Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Een eventueel gedeeltelijk gebruikt product moet worden weggeworpen.
- Alleen EU: gebruikers moeten elk ernstig incident met betrekking tot het apparaat melden aan de fabrikant en nationale bevoegde autoriteit.

GEBRUIKSAANWIJZING

Apparaat voor eenmalig gebruik bij één patiënt. Om te garanderen dat medicatie veilig wordt voorbereid en toegediend, dienen clinici de '7 juisten' voor medicatietoediening te hanteren: de juiste patiënt, het juiste medicijn, de juiste dosering, het juiste moment, de juiste route, de juiste reden en de juiste documentatie.

De huidige aanbevolen praktijken zijn om voor en na elke medicatie, vloeistoftoediening of bloedafname te spoelen; en regelmatig als de katheters niet worden gebruikt. Hou daarbij altijd de richtlijnen van de fabrikant, medicatie en instituut in acht.

Volg de ontsmettingsprotocollen zoals uiteengezet in de richtlijnen van het instituut en de fabrikant.

Gebruik tijdens de procedure voortdurend een aseptische techniek.

1. Open flow-pack en neem spuit eruit.
2. Controleer of de dop op de conus zit. Controleer of de oplossing helder is (Afb. 1a).
3. Druk de zuiger in met de dop nog op de conus zodat de stopperafdichting wordt verbroken (Afb. 1b).
4. Schroef de dop van de conus. Vermijd hierbij aanraking met de luer-aansluiting van de spuit, zodat contaminatie uitgesloten wordt. (Afb. 2).
5. Druk de zuiger in om alle lucht uit de spuit te verwijderen (Afb. 3).
6. Sluit de conus van de spuit aan op het vasculaire toedieningssysteem, door middel van de BD PosiFlush™ SP. Vermijd hierbij aanraking met de aansluiting, zodat contaminatie uitgesloten wordt (Afb. 4). Zorg voor een stevige verbinding
7. Duw de injectieplunjer omlaag om de gewenste hoeveelheid zoutoplossing te injecteren zoals beschreven in het beleid van het instituut. (Afb. 5) Spuit de oplossing langzaam in om overdruk te voorkomen. In geval van extreme weerstand van de plunjer wordt aangeraden niet te veel kracht te zetten.
8. Werp de spuit na gebruik weg conform de gangbare voorschriften van uw instelling (Afb. 6).

SAMENSTELLING PER EENHEID

Spuit van polypropyleen met BD Luer-Lok™ aansluiting.

De BD PosiFlush™ SP spuit bevat geen natuurrubberlatex.

Fysiologische zoutoplossing : 9 g/l natriumchloride (0.9% NaCl), gedistilleerd, steriel water tot het vereiste volume, pyrogeenvrij en vrij van conserveermiddelen.

Flow-pack bestaat uit polypropyleen.

KLINISCHE VOORDELEN

- De BD PosiFlush™ SP -spuit is een voorgevulde injectiespuit met een 0,9% sodiumchlorideoplossing voor eenmalig gebruik die de efficiëntie van de behandelaar bevorderd door het elimineren van de tijd en handelingen die nodig zijn voor het handmatig voorbereiden van zoutoplossingsinjecties.
- De BD PosiFlush™ SP -spuit verkleint het risico op besmetting door aanraking die kan voorkomen bij het handmatig voorbereiden van zoutspoelingsinjectiespuiten.

SVENSKA

BRUKSANVISNING

Följ instruktionerna för användning, tillverkarens riktlinjer och institution etablerade rutiner för spolning.

BESKRIVNING

BD PosiFlush™ SP-spruta är en medicinsk utrustning som är färdig att använda (enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745). Det är en polypropenspruta som innehåller steril och icke-pyrogen isotonisk 0,9 % natriumkloridlösning. Innehållet i sprutan garanteras vara sterilt, icke-toxiskt och icke-pyrogent.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE/INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

- BD PosiFlush™ SP sprutor är avsedda för ENDAST SKÖLJNING av in situ perifera intravenösa katetrar (PIVC:er), perifert inlagda centrala katetrar (PICC:er), centrala venkatetrar (CVC:er) och implanterade venösa infarter.
- BD PosiFlush™ SP Spruta är inte avsedd för blandning med torra substanser, för utspädning av läkemedel eller när intravenös behandling med koksaltlösning indikeras.
- **BD PosiFlush™ SP Spruta får ej användas på ett sterilt område.**

AVSEDD PATIENTGRUPP

BD PosiFlush™ SP sprutor är avsedda för patienter med in situ perifera intravenösa katetrar (PIVC:er), perifert inlagda centrala katetrar (PICC:er), centrala venkatetrar (CVC:er) och implanterade venösa infarter.

AVSEDD ANVÄNDARE

BD PosiFlush™ SP-sprutan ska användas av sjukvårdspersonal med erfarenhet av vaskulär åtkomst och användning av dessa enheter. BD PosiFlush™ SP-sprutorna är manuella enheter som kan användas av personer med varierande mänskliga egenskaper, inklusive varierande handstorlek och styrka.

KONTRAINDIKATIONER

- Använd inte för patienter som lider av hypernatremi och vätskeansamling när administreringen av natrium eller klorid kan vara kliniskt skadlig.
- Använd inte BD PosiFlush™ SP Syringe om en patient har en känd allergi till någon av beståndsdelarna, materialen eller 0,9% natriumkloridlösning, då det kan medföra en allergisk reaktion ledande till anafylaktisk chock.

KLINISK PRESTANDA

- Interoperabilitet med vaskulära infarter.
- Alla sprutor (3 mL, 5 mL och 10 mL) har sprutyhlsor med samma diameter på 10 mL, och därför är spoltrycket likvärdigt för alla storlekar.

VARNINGAR

- Får ej användas om den enskilda förpackningen eller innehållet är skadat.
- Använd inte om produkten har lämnats i minustemperatur.
- Kontrollera utgångsdatumet på produktförpackningen eller -etiketten. Får ej användas om produktens utgångsdatum har överskridits.
- Använd inte om sprutspetsen eller proppen är skadad.
- Använd inte om lösningen är grumlig eller färgad, innehåller en fällning eller någon typ av suspenderade partiklar.
- FÅR EJ ÅTERANVÄNDAS. Återanvändning kan leda till infektion eller annan sjukdom/skada.
- Små delar utgör en potentiell kvävningsrisk. Kassera små delar efter användning enligt sjukhusets protokoll.
- Får ej omsteriliseras.
- Möjliga komplikationer och/eller biverkningar i samband med spolning kan inkludera sepsis, infektioner (lokala/systemiska), mukokutan blödning, inverkan av blodburna patogener, luftembolier, partikelembolier, blodproppar, tromboflebit, läckage som kan leda till farlig drog/vätskeexponering, irritationer, en övergående upplevelse av smak eller lukt medan spolningen pågår. Användning av kontaminerad normal saltlösning kan leda till infektion och eventuellt dödsfall.
- Underlåtelse att använda aseptisk teknik och underlåtelse att följa riktlinjerna för spolning kan leda till: kateterrelaterad blodomloppsinfektion och relaterad skada eller dödsfall, kateterfel, kateterrelaterade komplikationer såsom occlusion, infiltration, extravasation, erytem, svullnad eller smärta.

FÖRSIKTIGHET

- Förvaras vid kontrollerad temperatur (15-25°C). Transport tillåten vid temperatur upp till 30°C. Får ej lämnas vid temperaturer på 0° C eller under.
- Kontrollera med läkemedelstillverkarens bruksanvisning för att säkerställa kompatibilitet med 0,9 % natriumkloridlösning före användning. Om 0,9 % natriumkloridlösning inte är kompatibel, följ läkemedelstillverkarens instruktioner för spolningsmetoder, eller skölj först den vaskulära infarten med en kompatibel lösning som 5 % dextros i vatten för att ta bort spår av medicinen i enlighet med tillverkaren och din institutions rutiner.
- Läkare måste ta hänsyn till patientens specifika medicinska tillstånd, behandlingsbehov, ålder och vikt när beslutet om att spola med 0,9% natriumkloridinjektion fattas, då ett begränsat intag av natrium eller vätska kan krävas. Saltvattenspolningar bör beaktas vid förskrivning av vätskor för att inte överskrida riktlinjerna för vätskeintag.
- Det finns inga kända kliniska studier gällande spolning med BD PosiFlush™ SP Syringe på gravida och ammande kvinnor.
- BD PosiFlush™ SP-spruta är designad för att användas med ISO-kompatibla luerkopplingar för intravenösa applikationer.
- Endast för engångsbruk. En delvis använd produkt skall kasseras.
- Endast EU: användare ska rapportera alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med användning av enheten till tillverkaren och medlemsstatens behöriga myndighet.

BRUKSANVISNING

Enhet för engångs- och enpatientbruk. För att säkerställa säker läkemedelsberedning och -administrering ska läkare följa de "7 reglerna" för läkemedelsadministrering: rätt patient, rätt läkemedel, rätt dos, rätt tid, rätt administreringsväg, rätt anledning och rätt dokumentation.

Aktuella praxisrekommendationer är att spola före och efter varje administrering av läkemedel eller vätska eller blodprovstagning, samt att spola med jämna mellanrum när katetrar inte används. Tänk dock alltid på enhetstillverkarens, läkemedlets och institutionens riktlinjer.

Följ desinfektionsprotokoll enligt institutionens och tillverkarens riktlinjer.

Tillämpa aseptiskt handhavande under hela förfarandet.

1. Öppna förpackningen och ta ut sprutan.
2. Kontrollera att sprutans skyddshuv är på plats. Kontrollera att lösningen är klar. (Fig. 1a)
3. Tryck in sprutkolven något, med skyddshuven på plats, för att frigöra packningen. (Fig. 1b)
4. Skruva av skyddshuven och se till att sprutans luerfattning inte kontamineras genom beröring. (Fig. 2)
5. Tryck in sprutkolven för att evakuera luften. (Fig. 3)
6. Anslut sprutans BD PosiFlush™ SP fattning till infusionskatetern och se till att fattningen inte kontamineras genom beröring. (Fig. 4) Säkerställ säker koppling
7. Tryck på sprutkolven för att injicera den erforderliga volymen saltlösning i enlighet med klinikens riktlinjer. (Bild 5) Injicera lösningen långsamt för att undvika övertryck. Om kolven inte går lätt att trycka in bör man inte använda överdriven kraft.
8. Efter användning, kassera sprutan i enlighet med lokala föreskrifter. (Fig. 6)

SAMMANSÄTTNING PER ENHET

Polypropylenspruta med BD Luer-Lok™-kona.

BD PosiFlush™ SP-spruta är inte tillverkad med naturgummilatex.

Saltlösning : koksaltlösning 9 g/l (NaCl 0.9 %), et aq. steril. q. s., fri från konserveringsmedel och pyrogenfri.

Förpackningen består av polypropylen.

KLINISKA FÖRDELAR

- BD PosiFlush™ SP-sprutan är en förfylld spruta med 0,9 % natriumklorid för engångsbruk som bidrar till att förbättra klinikens effektivitet genom att eliminera behovet av förberedelser som manuell beredning av saltlösningssprutor medför.
- BD PosiFlush™ SP-sprutan minskar risken för beröringskontamination som kan uppstå under manuell beredning av sprutor med koksaltlösning.

SUOMI

KÄYTTÖOHJE

Noudata käyttöohjeita, valmistajan ohjeita ja laitoksen menettelytapoja koskien huuhtelua.

LAITTEEN KUVAUS

BD PosiFlush™ SP -ruisku on käyttövalmis lääkinnällinen laite (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 mukaisesti). Se on polypropyleeniruisku, joka sisältää steriiliä ja pyrogeenitonta isotonista 0,9-prosenttista natriumkloridiliuosta. Ruiskun sisällön steriiliys, myrkyttömyys ja pyrogeenittomuus on varmistettu.

KÄYTTÖTARKOITUS/KÄYTTÖAIHEET

- BD PosiFlush™ SP -ruiskut on tarkoitettu käytettäväksi VAIN SEURAAVIEN LAITTEIDEN HUUHTELUUN: in situ -perifeeriset laskimokatetrit (PIVC), perifeerisesti asetetut keskuskatetrit (PICC), keskuslaskimokatetrit (CVC) ja implantoidut laskimoyhteysportit.
- BD PosiFlush™ SP Ruisku-laitetta ei ole tarkoitettu kuivatun aineen rekonstituoimiseen, lääkeaineen laimentamiseen, tai käytettäväksi suonensisäisen natriumkloridihoidon antamiseen.
- **BD PosiFlush™ SP Ruisku:tä ei saa laittaa steriilille alueelle.**

POTILASRYHMÄ

BD PosiFlush™ SP -ruisku on tarkoitettu käytettäväksi potilailla, joille on asennettu in situ -perifeerisiä laskimokatetreja (PIVC), perifeerisesti asetettuja keskuskatetreja (PICC), keskuslaskimokatetreja (CVC) ja implantoituja laskimoyhteysportteja.

KÄYTTÄJÄ

BD PosiFlush™ SP -ruiskua saavat käyttää vain terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on kokemusta suoniyhteydestä ja näiden laitteiden käytöstä. BD PosiFlush™ SP -ruiskut ovat manuaalisia laitteita, joita voidaan käyttää monilla ihmisillä, joilla on erilaisia ominaisuuksia, kuten käsien koko ja voima.

KONTRAINDIKAATIOT

- Älä käytä potilaille, joilla on hypernatremia ja nesteretentio, kun natriumin tai kloridin antaminen voi olla kliinisesti haitallista.
- BD PosiFlush™ SP -ruiskua ei saa käyttää, jos potilaan tiedetään olevan allerginen jollekin sen ainesosalle, materiaalille tai 0,9-prosenttiselle natriumkloridiliuokselle, joka voi aiheuttaa allergisen reaktion ja johtaa anafylaksiaan.

SUORITUSKYKYOMINAISUUDET

- Sopii yhteen suonensisäisten laitteiden kanssa.
- Kaikissa ruiskuissa (3 mL, 5 mL ja 10 mL) on halkaisijaltaan sama 10 mL:n säiliö, joten huuhtelupaine on kaikenkokoisissa ruiskuissa sama.

VAROITUKSET

- Ei saa käyttää, jos pakkaus tai sen sisältö on vahingoittunut.
- Ei saa käyttää, jos tuote on jätetty alle 0 °C:n lämpötilaan.
- Tarkasta pakkauksesta tai etiketistä laitteen viimeinen käyttöpäivämäärä. Ei saa käyttää, jos tuotteen viimeinen käyttöpäivämäärä on umpeutunut.
- Ei saa käyttää, jos ruiskun kärjen korkki tai tulppa on vaurioitunut.
- Ei saa käyttää, jos liuos on sameaa tai värillistä tai siinä on sakkaa tai millaisia tahansa suspendoituneita hiukkasia.
- EI SAA KÄYTTÄÄ UUDELLEEN. Uudelleenkäyttö voi aiheuttaa infektion tai muun sairauden/vamman.
- Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Hävitä pienet osat käytön jälkeen laitoksen protokollan mukaisesti.
- Ei saa steriloida uudelleen.
- Huuhteluun liittyviä mahdollisia komplikaatioita ja/tai haittareaktioita voivat olla sepsis, infektiot (paikalliset/systeemiset), iho- ja limakalvoaltistus verelle, altistuminen veren välityksellä tarttuville patogeeneille, ilmaembolia, hiukkasembolia, verihyytymät, laskimotulehdus, vuoto, joka voi johtaa vaaralliseen altistumiseen lääkeaineelle/nesteelle, ärsytys sekä ohimenevä maku tai haju huuhtelun aikana. Kontaminoituneen normaalin suolaliuoksen käyttö voi johtaa infektioon ja mahdollisesti kuolemaan.
- Aseptisen tekniikan käyttämättä jättäminen ja huuhteluohjeiden noudattamatta jättäminen voivat johtaa katetriin liittyvään verenkiertoinfektioon ja siitä aiheutuvaan vammaan tai kuolemaan, katetrin toimintahäiriöön sekä katetriin liittyviin komplikaatioihin, kuten tukokseen, infiltraatioon, ekstravasaatioon, punoitukseen, turvotukseen tai kipuun.

VAROTOIMET

- Säilytä paikassa, missä lämpötilaa valvotaan (15-25°C). Säilytys alle 30°C. Älä jätä paikkaan, missä lämpötila voi laskea alle jäätymispisteen.
- Tarkista lääkkeen valmistajan käyttöohjeista yhteensopivuus 0,9-prosenttisen natriumkloridiliuoksen kanssa ennen käyttöä. Jos 0,9-prosenttinen natriumkloridiliuos ei ole yhteensopiva, noudata lääkkeen valmistajan ohjeita huuhtelukäytännöistä tai huuhtele ensin suonensisäinen laite yhteensopivalla liuoksella, kuten 5 prosenttia dekstroosia sisältävällä vedellä, lääkejäämien poistamiseksi valmistajan ja laitoksen käytäntöjen mukaisesti.
- Lääkäreiden tulee ottaa huomioon potilaan yksilölliset sairaudet, hoitotarpeet, ikä ja paino, jotka saattavat vaatia natriumin tai nesteen saannin rajoittamista silloin, kun huuhtelu päätetään tehdä 0,9-prosenttisella natriumkloridi-injektionesteellä. Nesteitä määrättäessä on otettava huomioon suolaliuoshuuhtelut niin, että nesteen saantiohjeita ei ylitetä.
- Tiedossa ei ole kliinisiä tutkimuksia huuhtelusta BD Posiflush™ SP -ruiskulla raskaana olevilla ja imettävillä naisilla.
- BD Posiflush™ SP -ruisku on suunniteltu käytettäväksi ISO-yhteensopivien Luer-osien kanssa laskimonsisäiseen käyttöön.
- Kertakäyttöinen. Laitteeseen käytön jälkeen jäänyttä liuosta ei saa enää käyttää.
- Vain EU: laitteen käytön yhteydessä ilmenevistä vakavista haittatapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja jäsenvaltion viranomaisille.

KÄYTTÖOHJEET

Kertakäyttöinen, yhden potilaan käyttöön tarkoitettu laite. Jotta lääkkeen turvallinen valmistelu ja anto voidaan varmistaa, lääkäreiden tulee toimia turvallisen lääkehoidon 7 periaatteen mukaisesti: oikea potilas, oikea lääke, oikea annos, oikea antoaika, oikea antoreitti, oikea käyttöaihe ja oikea dokumentointi.

Nykyisin suositellaan huuhtelemaan ennen ja jälkeen jokaisen lääkkeen ja nesteen annon tai verinäytteenoton; sekä säännöllisin väliajoin, kun katetreja ei käytetä. Huomioi kuitenkin aina laitteen valmistajan, lääkkeen ja laitoksen ohjeet.

Noudata desinfiointimenetelmiä laitoksen ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Sovella aseptista tekniikkaa koko toimenpiteen ajan.

1. Avaa muovisuojus ja ota ruisku esiin.
2. Tarkasta, että ruiskun kärkivaippa on paikallaan. Tarkasta, että liuos on kirkasta. (Kuvio 1a)
3. Paina alas ruiskun mäntä kärkivaipan ollessa paikallaan, jotta tulpan tiiviste avautuu. (Kuvio 1b)
4. Irrota kärkivaippa ruiskusta kiertämällä. Varo koskemasta ruiskun luer-liitoskohtaan. (Kuvio 2)
5. Poista ilma ruiskusta työntämällä ruiskun mäntää alaspäin. (Kuvio 3)
6. Liitä ruiskun BD PosiFlush™ SP -lukituslaite suonensisäiseen laitteeseen. Varo koskemasta liitoskohtaan. (Kuvio 4) Varmista tiivis liitäntä.
7. Paina ruiskun mäntää tarvittavan suolaliuosmäärän ruiskuttamiseksi laitoksen ohjeiden mukaisesti. (Kuva 5) Vältä ylipaine injisoimalla liuos hitaasti. Jos männässä tuntuu vastusta, on suositeltavaa olla käyttämättä liiallista voimaa.
8. Käytön jälkeen poista laite käytöstä ao. laitoksessa noudatettavan käytännön mukaisesti (Kuvio. 6)

YKSIKÖN KOKOONPANO

Polypropeeniruisku, jossa on BD Luer-Lok™ - kärki.

BD PosiFlush™ SP -ruiskun koostumus ei sisällä luonnonkumilateksia.

Suolaliuos : natriumkloridi 9 g/l (NaCl 0.9%), tarpeellinen määrä tislattua, steriiliä vettä, ei sisällä säilöntäaineita eikä aiheuta kuumetta.

Ruiskun muovisuojus on valmistettu polypropeenista.

KLIINISET HYÖDYT

- BD PosiFlush™ SP -ruisku on kertakäyttöinen 0,9-prosenttisella natriumkloridilla esitäytetty ruisku, joka auttaa parantamaan lääkärin tehokkuutta poistamalla suolaliuosruiskujen manuaaliseen valmisteluun liittyvät vaiheet ja ajan.
- BD PosiFlush™ SP -ruisku vähentää kosketuskontaminaation riskiä, jota voi esiintyä suolaliuoshuuhteluruiskujen manuaalisen valmistelun yhteydessä.

NORSK

BRUKERVEILEDNING

Følg bruksanvisningen, produsentens retningslinjer og institusjonens prosedyrer for administrasjon av skylling.

BESKRIVELSE

BD PosiFlush™ SP-sprøyte er et medisinsk utstyr som er klart til bruk (i henhold til forordning (EU) 2017/745 fra Europaparlamentet og rådet). Det er en polypropylensprøyte som inneholder steril og ikke-pyrogen isotonisk 0,9 % natriumkloridløsning. Sprøyteinnholdet er garantert sterilt, ikke giftig og ikke pyrogenisk.

INDIKASJONER/INDIKASJONER FOR BRUK

- BD PosiFlush™ SP-sprøyter skal brukes for KUN SPYLING av in-situ perifere intravenøse katetre (PIVC-er), perifert innsatte sentralkatetre (PICC-er), sentralvenekatetre (CVC-er) og implanterte venetilgangsporter.
- BD PosiFlush™ SP Sprøyte er ikke indisert for blandinger med tørrprodukter, for fortynning av legemidler eller når intravenøs behandling med natriumklorid er indisert.
- **BD PosiFlush™ SP Sprøyte må ikke brukes på et sterilt område.**

TILTENKT PASIENTPOPULASJON

BD PosiFlush™ SP-sprøyten skal brukes hos pasienter med in-situ perifere intravenøse katetre (PIVC-er), perifert innsatte sentralkatetre (PICC-er), sentralvenekatetre (CVC-er) og implanterte venetilgangsporter.

TILTENKT BRUKER

BD PosiFlush™ SP-sprøyten skal brukes av helsepersonell med erfaring med kartilgang og bruk av disse enhetene.

BD PosiFlush™ SP-sprøytene er manuelle enheter som kan betjenes av en lang rekke personer med ulike menneskelige karakteristikker, inkludert håndstørrelse og styrke.

KONTRAINDIKASJONER

- Skal ikke brukes hos pasienter som lider av hypernatremi og ødem, når administrasjon av natrium eller klorid kan være klinisk skadelig.
- Ikke bruk BD PosiFlush™ SP-sprøyte hvis en pasient har en kjent allergi mot noen av komponentene, materialene eller 0,9 % natriumkloridoppløsning, noe som kan føre til en allergisk respons som resulterer i anafylaksi.

YTELSESEGENSKAPER

- Interoperabilitet med kartilgangenheter (VAD-er).
- Alle sprøyter (3 mL, 5 mL og 10 mL) har samme 10 mL diameter sprøytesylinder, og spyletrykket er derfor likt for alle størrelser.

ADVARSLER

- Må ikke brukes dersom enhetspakningen eller innholdet er skadet.
- Må ikke brukes hvis produktet har vært oppbevart i frysetemperatur.
- Kontroller utløpsdatoen på pakningen eller etiketten. Må ikke brukes dersom produktet har utløpt på dato.
- Må ikke brukes hvis sprøytespisshetten eller stopperen er skadet.
- Oppløsningen må ikke brukes hvis den er tåkete eller farget, inneholder presipitat eller har noen som helst type suspenderte partikler.
- SKAL IKKE BRUKES FLERE GANGER. Gjenbruk kan medføre infeksjon eller andre sykdommer/skader.
- Små deler er en potensiell kvelningsfare. Etter bruk skal små deler kastes i henhold til institusjonens retningslinjer.
- Må ikke steriliseres på nytt
- Mulige komplikasjoner og/eller bivirkninger assosiert med skylling kan omfatte sepsis, infeksjoner (lokalisert/systemisk), mukokutan blodeksponering, eksponering for blodbårne patogener, luftemboli, partikkelemboli, blodpropp, flebitt, lekkasje som kan føre til eksponering for farlig medikament/væske, irritasjon, forbigående smak eller lukt under spyling. Bruk av kontaminert normalt saltvannsprodukt kan føre til infeksjon og muligens død.
- Manglende bruk av aseptisk teknikk og manglende overholdelse av retningslinjer for spyling kan føre til: kateterrelatert blodstrøminfeksjon og relatert personskade eller død, katetersvikt, kateterrelaterte komplikasjoner som okklusjon, infiltrasjon, ekstravasasjon, erytem, hevelse eller smerte.

FORSIKTIGHETSREGLER

- Oppbevares ved kontrollert temperatur (15-25°C). Avvik tillates opp til 30 grader C. Må ikke ligge i frysetemperatur.
- Sjekk med legemiddelprodusentens bruksanvisning for å sikre forenlighet med 0,9 % natriumkloridløsning før bruk. Hvis 0,9 % natriumkloridløsning ikke er forenlig, følg legemiddelprodusentens instruksjoner for spyling, eller spyl først kartilgangsenheten (VAD) med en forenlig løsning, som 5 % dekstrose i vann, for å fjerne spor av legemidlet i samsvar med produsentens og institusjonens retningslinjer.
- Helsepersonell skal ta i betraktning pasientens medisinske tilstand, behandlingsbehov, alder og vekt, med tanke på mulige begrensninger på natrium- eller væskeinntak når man avgjør om man skal injisere 0,9% natriumløsning. Saltvannsspylinger bør tas i betraktning ved forskrivning av væsker, for ikke å overskride retningslinjene for væskeinntak.
- Det er ingen kjente kliniske studier av skylling med BD PosiFlush™ SP-sprøyte hos gravide og ammende kvinner.
- BD Posiflush™ SP-sprøyten er utformet for bruk med ISO-luer-kompatible komponenter for intravenøs bruk.
- Kun til engangsbruk. Kasser eventuelt delvis brukt produkt.
- Kun EU: Brukere skal rapportere alle alvorlige hendelser i forbindelse med enheten til produsenten og den nasjonale offentlige myndigheten.

BRUKSANVISNING

Engangsbruk, kun til én pasient. For å sikre korrekt klargjøring og administrering av legemidler skal helsepersonell bruke de syv grunnleggende retningslinjene for riktig medisinering: riktig pasient, riktig legemiddel, riktig dose, riktig administrasjonsmåte, riktig årsak og riktig dokumentasjon.

Gjeldende praksisanbefalinger er å spyle før og etter hver medisinering, væskeadministrasjon eller blodprøvetaking; og med jevne mellomrom når katetre ikke er i bruk. Vurder imidlertid alltid enhetsprodusentens, legemidlets og institusjonens retningslinjer.

Følg desinfeksjonsprotokollene i henhold til institusjonens og produsentens retningslinjer.

Bruk aseptisk teknikk gjennom hele prosedyren.

1. Åpne pakningen og ta ut sprøyten.
2. Kontroller at sprøytehetten sitter på. Undersøk om løsningen er klar. (Fig. 1a)
3. Trykk ned stempelet med hetten på for å frigjøre stopperforseglingen. (Fig. 1b)
4. Skru av hetten fra sprøyten. Pass på at du ikke forurenser luerkoplingen på sprøyten ved berøring. (Fig. 2)
5. Skyv inn sprøytestempelet for å drive ut luft. (Fig. 3)
6. Kople sprøytens BD PosiFlush™ SP til kartilgangsinnretningen. Pass på at du ikke forurenser koplingen ved berøring. (Fig. 4) Sørg for sikker tilkobling
7. Skyv sprøytestempelet for å injisere det nødvendige volumet saltvann i henhold til institusjonens retningslinjer. (Fig. 5) Injiser løsningen sakte for å unngå overtrykk. I tilfeller med motstand i stempelet anbefales det ikke å bruke for mye kraft.
8. Etter bruk kasseres produktet i henhold til godkjente retningslinjer for institusjonen. (Fig. 6)

SAMMENSETNING PER ENHET

Sprøyte av polypropylen med BD Luer-Lok™-kopling.

BD PosiFlush™ SP-sprøyten inneholder ikke naturgummilateks.

Saltvannsløsning : natriumklorid 9 g/l (NaCl 0,9 %), destillert sterilt vann, uten konserveringsmiddel og ikke-pyrogent.

Flow-pakken består av polypropylen.

KLINISK NYTTE

- BD PosiFlush™ SP-sprøyten er en ferdigfylt engangssprøyte med 0,9 % natriumklorid som bidrar til å forbedre klinikerens effektivitet ved å eliminere trinn og tid involvert i manuell klargjøring av saltvannssprøyter.
- BD PosiFlush™ SP-sprøyten reduserer risikoen for berøringskontaminering som kan oppstå under manuell klargjøring av spylesprøyter med saltvann.

DANSK

INSTRUKTIONER

Følg brugsanvisninger, producentens retningslinjer og institutionens procedurer for administration af skylning.

BESKRIVELSE

BD PosiFlush™ SP-sprøjten er en brugsklar medicinsk anordning (i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745). Det er en polypropylensprøjte, der indeholder steril og ikke-pyrogen isotonisk 0,9 % natriumkloridopløsning. Sprøjtens indhold er garanteret sterilt, ikke-giftigt og ikke-pyrogent.

INDIKATION/INDIKATIONER FOR BRUG

- BD PosiFlush™ SP sprøjter er beregnet til KUN at blive anvendt TIL SKYLNING af in-situ perifere intravenøse katetre (PIVC'er), perifert indsatte centrale katetre (PICC'er), centrale venekatetre (CVC'er) og implanterede venøse adgangsporte.
- BD PosiFlush™ SP Sprøjte er ikke beregnet til brug ved genfortyndelse af tørprodukter, medicinsk fortyndelse, eller hvor intravenøs behandling med saltvandsopløsning er indikeret.
- **Der må ikke anvendes BD PosiFlush™ SP Sprøjte på et sterilt område.**

TILSIGTET PATIENTPOPULATION

BD PosiFlush™ SP sprøjte skal anvendes til patienter med in-situ perifere intravenøse katetre (PIVC'er), perifert indsatte centrale katetre (PICC'er), centrale venekatetre (CVC'er) og implanterede venøse adgangsporte.

TILSIGTET BRUGER

BD PosiFlush™ SP sprøjte skal anvendes af sundhedspersonale, der har erfaring med vaskulær adgang og brugen af disse enheder. BD PosiFlush™ SP sprøjter er manuelle enheder, der kan betjenes af en lang række personer med forskellige menneskelige egenskaber, herunder håndstørrelser og -styrker.

KONTRAINDIKATIONER

- Må ikke bruges til patienter, der lider af hypernatriæmi og væskeretention, hvor administrationen af natrium eller klorid kan være klinisk skadeligt.
- BD PosiFlush™ SP-sprøjten må ikke benyttes, hvis patienten har en kendt allergi over for en eller flere af dens komponenter, materialer eller over for 0,9 % natriumkloridopløsning, hvilket kan forårsage en allergisk reaktion, der medfører anafylaksi.

YDEEVNE

- Interoperabilitet med udstyr til vaskulær adgang (VAD).
- Alle sprøjter (3 mL, 5 mL og 10 mL) har samme sprøjte med en diameter på 10 mL, og derfor er skylletrykket tilsvarende for alle størrelser.

ADVARSLER

- Må ikke anvendes, hvis indpakningen eller indholdet er beskadiget.
- Må ikke anvendes, hvis produktet har været opbevaret ved frysepunktet.
- Check udløbsdatoen på produktindpakningen eller—mærkaten. Må ikke anvendes, hvis datoen er udløbet.
- Må ikke anvendes, hvis spidshætten eller proppen på sprøjten er beskadiget.
- Må ikke anvendes, hvis opløsningen er uklar eller farvet, indeholder en udfældning eller har nogen form for suspenderet partikulært materiale.
- MÅ IKKE GENBRUGES. Genbrug kan føre til infektion eller anden sygdom/skade.
- Små dele udgør en potentiel risiko for kvælning. Efter brug skal små dele kasseres i henhold til hospitalets protokol.
- Må ikke gensteriliseres
- Mulige komplikationer og/eller bivirkninger i forbindelse med skylning kan omfatte sepsis, infektioner (lokaliserede/systemiske), mukokutan blodeksponering, eksponering for blodbårne patogener, luftemboli, partikelemboli, blodkoagler, flebitis, lækage som kan medføre farlig eksponering for lægemidler/væsker, irritation, en forbigående smag eller lugt under skylningen. Brug af kontamineret normalt saltvand kan føre til infektion og muligvis død.
- Manglende anvendelse af aseptisk teknik og manglende overholdelse af retningslinjerne for skylning kan føre til: kateterrelateret blodstrømsinfektion og relateret skade eller død, katetersvigt, kateterrelaterede komplikationer som f.eks. okklusion, infiltration, ekstravasation, erytem, hævelse eller smerte.

FORHOLDSREGLER

- Opbevares ved en kontrolleret temperatur (15-25°C). Undtagelsesvis op til 30°C. Må ikke opbevares ved temperaturer under frysepunktet.
- Kontroller med lægemiddelproducentens brugsanvisninger for at sikre kompatibilitet med 0,9 % natriumkloridopløsning før brug. Hvis 0,9 % natriumkloridopløsning ikke er kompatibel, skal du følge lægemiddelproducentens anvisninger for skylningspraksis eller først skylle den vaskulære adgangsanordning (VAD) med en kompatibel opløsning, f.eks. 5 % dextrose i vand, for at fjerne spor af medicinen i overensstemmelse med producentens og institutionens politikker.
- Klinikerne skal tage hensyn til den enkelte patients medicinske tilstand, behandlingsbehov, alder og vægt, i det omfang dette kan kræve begrænsning af natrium- eller væskeindtag, når der træes beslutning om at skylle med en injektion med 0,9% natriumchlorid. Der bør tages hensyn til saltvandsskylninger, når der ordineres væske, så retningslinjerne for væskeindtag ikke overskrides.
- Der er ingen kendte kliniske undersøgelser af skylning med BD PosiFlush™ SP-sprøjten hos gravide eller ammende kvinder:
- BD PosiFlush™ SP sprøjten er designet til at blive brugt med ISO Luer-kompatible komponenter til intravenøse applikationer.
- Udelukkende til engangsbrug. Delvist brugte produkter skal kasseres.
- Kun EU: Brugerne skal rapportere enhver alvorlig hændelse, der er relateret til enheden, til producenten og til den nationale kompetente myndighed.

BRUGSANVISNING

Anordning til engangsbrug på en enkelt patient. For at garantere sikker klargøring og administration af lægemidler skal klinikerne overholde de "7 rigtige" ved lægemiddeladministration: den rigtige patient, det rigtige lægemiddel, den rigtige dosis, det rigtige tidspunkt, den rigtige administrationsvej, den rigtige årsag og den rigtige dokumentation.

De nuværende anbefalinger er at skylle før og efter hver medicinering, væskeadministration eller blodprøvetagning og med regelmæssige mellemrum, når katetre ikke er i brug. Overvej dog altid retningslinjerne for udstyrsproducenten, medicinen og institutionen.

Følg desinfektionsprotokoller i henhold til institutionens og producentens retningslinjer.

Der skal anvendes aseptisk teknik under hele proceduren.

1. Åben flowpakken og tag sprøjten ud.
2. Check, at kanylens beskyttelseshætte sidder korrekt. Check, at opløsningens farve er klar. (fig. 1a)
3. Med beskyttelseshætten påsat, presses stemplet for at frigøre proppens sejl. (fig. 1b)
4. Beskyttelseshætten skrues af kanylen uden at forårsage berøringskontaminering af kanylens luer-tilslutning. (fig. 2)
5. Der presses lidt på sprøjtestemplet for at uddrive eventuel luft. (fig. 3)
6. Kanylens BD PosiFlush™ SP tilsluttes det vaskulære adgangsudstyr uden at forårsage berøringskontaminering ved tilslutningen. (fig. 4) Sørg for sikker forbindelse
7. Tryk på sprøjtens stempel for at injicere den nødvendige mængde saltvand i henhold til institutionens politik. (Fig. 5) Injicer opløsningen langsomt for at undgå overtryk. I tilfælde af modstand fra stemplet anbefales det, at der ikke udøves for stor kraft.
8. Udstyret kasseres efter brug i overensstemmelse med den anerkendte procedure på din institution. (fig. 6)

SAMMENSÆTNING PER ENHED

Sprøjte af polypropylen med BD Luer-Lok™ spids.

BD PosiFlush™ SP-sprøjte er ikke formuleret med naturgummilatex.

Saltvandsopløsning : natriumklorid 9 g/l (NaCl 0.9%), destilleret sterilt vand, indeholder ikke konserveringsmidler og er ikke pyrogenholdigt.

Flowpakken er fremstillet af polypropylen.

KLINISKE FORDELE

- BD PosiFlush™ SP sprøjten er en præ-fyldt 0,9 % natriumkloridsprøjte til engangsbrug, der hjælper med at forbedre klinikernes effektivitet ved at eliminere de trin og den tid, der er forbundet med manuel klargøring af saltvandssprøjter.
- BD PosiFlush™ SP sprøjten reducerer risikoen for kontaminering ved berøring, som kan forekomme ved manuel klargøring af saltvandssprøjter.