

Inkontinenzslips

Seni Active Normal



Beschreibung

Die atmungsaktiven Inkontinenzslips Seni Active Super für Menschen mit mittlerer Harninkontinenz. Obere und untere Schicht aus weichem Vlies. Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Nässeindikator- der schwarze Schriftzug verblasst beim Kontakt mit Feuchtigkeit. Atmungsaktive Außenschicht. Mit Z-Faltband im Rückenbereich zum Umwickeln der Inkontinenzslips nach Gebrauch.

Rohstoffe

Zellulose, hydrophiler Vliesstoff, hydrophober Vliesstoff, Verteilungsvliesstoff (EDS), dampfdurchlässige Folie, Elastomergarn, Schmelzklebstoffe, Superabsorber, Klebeband vom Typ Z.

Größe

Größe	Länge* [mm]	Länge Saugkern* [mm]	Gesamtbreite* [mm] Vorne-Mitte-Hinten	Taillenumfang [cm]
Small	770	490	530	55-85
Medium	810	490	660	80-110
Large	870	490	770	100-135
Extra Large	920	490	890	120-160

* Abweichung: +/- 10 mm.

Eigenschaften

Größe	Min. Gewicht [g]	Min. Saugstärke [g] (gem. ISO 11948-1)
Small	52,8	1100
Medium	54,7	1100
Large	57,8	1100
Extra Large	59,0	1100

Logistikdaten

Größe	Artikelnummer	Anzahl Stück in VE	Anzahl VE in Karton	Anzahl Kartons auf Palette	Transportverpackung
Small	SE-096-SM10-N01	10	8	24	Karton
Medium	SE-096-ME10-N01	10	8	24	Karton
Large	SE-096-LA10-N01	10	8	24	Karton
Extra Large	SE-096-XL10-N01	10	8	24	Karton

Lagerung und Transport

Inkontinenzeinlagen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von $\leq 70\%$ in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

Sonstiges

- Haltbarkeit: 60 Monate
- Medizinprodukt der Klasse I

Stand 14.08.2025