

# Domotherm® Untersuchungshandschuhe Nitril

Größe  
M



Kostenlose Abgabe über die  
Pauschale für häusliche Pflege.  
Mit Hilfsmittelnummer: 54.99.01.1001

## Domotherm Untersuchungshandschuhe Nitril

100 STÜCK



Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte und der Verordnung (EU) 2016/425 über Persönliche Schutzausrüstung.

- Puderfrei
- Unsteril
- Latexfrei
- Lebensmittelecht
- Hautfreundlich – für Allergiker Typ I geeignet
- Beidhändig passend – mit Rollrand

1. Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien. 2. Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können. 3. Wurden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften geringeren Widerstand gegen gefährliche Chemikalien bieten. Durch bei Berührung mit Chemikalien verursachte Degradation, Bewegungen, Fadenziehen, Reibung usw. kann die tatsächliche Anwendungszeit wesentlich reduziert werden. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von gegen Chemikalien beständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist. 4. Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler oder Mängel zu überprüfen. 5. Es sind keine möglichen Allergene im Handschuh, von denen bekannt ist, dass sie dem Träger schaden können. 6. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf. 7. Vermeiden Sie den Kontakt mit Ozon, starkem Licht, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit.

 Lyncmed Medical Technology (Beijing) Co., Ltd  
Room 1601, Building No 2, Zhubang 2000 Business Building  
Balizhuang xili99, Chaoyang District, 100022  
Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Lyncmed Technology SRL  
Via Procaccini Giulio Cesare 32 Cap  
20154 Milano (MI), Italy



| Prüfnormen           |    |
|----------------------|----|
| EN 455-1 / -2 / -3   | Ja |
| EN 374-2 / -4 / -5   | Ja |
| EN 1186              | Ja |
| EN 420               | Ja |
| EN 16523-1           | Ja |
| EN 1186-1 / -9 / -14 | Ja |

| EN ISO 374-1:2016 / Type B                                                            | EN ISO 374-5:2016                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| KPT                                                                                   | VIRUS                                                                                 |

| Test Chemical           | EN ISO 374-1:2016+A1:2018<br>Permeation level | EN ISO 374-4:2013<br>Degradation (mean value) |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| K Sodium Hydroxide 40%  | 6                                             | -38.4 %                                       |
| P Hydrogen Peroxide 30% | 2                                             | 17.6 %                                        |
| T Formaldehyde 37%      | 5                                             | 46.6 %                                        |

| Classification of Permeation Performance Level<br>EN ISO 374-1:2016 |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Measured Breakthrough Time (min)                                    | Permeation Performance Level |
| > 10                                                                | 1                            |
| > 30                                                                | 2                            |
| > 60                                                                | 3                            |
| > 120                                                               | 4                            |
| > 240                                                               | 5                            |
| > 480                                                               | 6                            |

Resistance against Bacteria, Fungi and

PZN 17247644

Vertreiber: UEBE Medical GmbH  
Bürgermeister-Kuhn-Straße 22  
97900 Kilsheim, Deutschland

**MD** Medizin-  
produkt

**UEBE**  
Germany est.1890

2021-04