

ALLEVYN GENT BO LI 7.5X7.5

ALLEVYN Gentle Border Lite 7,5x7,5 cm Schaumverb.

PZN: 17830912

Inhalt: 10 St

Hersteller: Acti Medi GmbH

Zweckbestimmung

Beschreibung ALLEVYN Gentle Border Lite ist dreilagig aufgebaut - eine Kombination aus einem absorbierenden hydrozellulären Schaumstoffkern, eingeschlossen zwischen einer perforierten Wundkontaktschicht mit einem haftenden Silikongel und einer hoch atmungsaktiven und wasserdichten Außenschicht. Die Außenfolie ist wasser- und keimdicht. Anwendungsgebiete Behandlung von flachen granulierenden Wunden, chronischen und akuten, exsudierenden Wunden, tiefe und oberflächliche Wunden wie Dekubitalulzera, Unterschenkelulzera, Ulzera bei diabetischem Fuß, infizierte Wunden, maligne Wunden, Operationswunden, Verbrennungen ersten und zweiten Grades, Transplantationswunden, Hautrisse, exulzierende Läsionen. ALLEVYN Gentle Border Lite ist für die Wundversorgung bei empfindlicher Haut geeignet. Vorsichtsmaßnahmen ALLEVYN Gentle Border Lite Wundverbände dürfen nicht mit oxidierenden Substanzen wie Hypochloritlösungen (z. B. EUSOL) oder Wasserstoffperoxid genutzt werden, da diese die absorbierende Polyurethankomponente des Verbands zersetzen können. Anwendung abbrechen, wenn Rötungen oder Sensibilisierungen auftreten. ALLEVYN Gentle Border Lite ist ein Einmalprodukt. Wenn es bei mehr als einem Patienten angewandt wird, kann dies zu Kreuzkontamination oder Infektionen führen. Das Öffnen der Verpackung beschädigt die sterile Barriere. Alle unbenutzten Verbände sind zu verwerfen.

Zusammensetzung

Haftender hydrozellulärer Schaumverband mit Silikongelbeschichtung