

SUPRASORB P SE BO LI 10X10

SUPRASORB P sensitive PU-Schaumv.bor.lite 10x10cm

PZN: 17875406

Inhalt: 10 St

Hersteller: EurimPharm Arzneimittel GmbH

Zweckbestimmung

Der Suprasorb P sensitive Silikon-Schaumverband kann zur Behandlung aller Wunden eingesetzt werden. Vorausgesetzt es handelt sich um leicht bis mittel exsudierende, oberflächliche bis tiefe Wunden. (Bei tiefen Wunden ggfls.einen Wundverband entsprechend der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Verbandes applizieren) Dekubitalulzera, Bein- und Fußulzera, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Hautentnahme- und empfängerstellen, Schürfwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades. Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenene/nekrotischen Wunden angewendet werden

Zusammensetzung

Der Suprasorb P sensitive Silikon-Schaumverband besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einer PU-Schaum -schicht, sowie einer wasserdampf-durchlässigen und wasserdichten Folie