

# TECHNISCHES DATENBLATT



## INKONTINENZVORLAGEN

### SENI SAN FOR MEN



## I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die atmungsaktiven Inkontinenzvorlagen für Männer mit schwerer Harninkontinenz. Zwei anatomisch geformte Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz mit elastischem Garn (nach innen gerichtet) schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Doppelter Nässeindikator - die Anzeige ändert sich beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Der Aufdruck verblasst und schwimmt. Die gelben Streifen verändern ihre Farbe in Blau- Grün. Atmungsaktive Außenschicht.

## II. ROHSTOFFE

Zellulose, Superabsorber, dampfdurchlässiges weißes Laminat mit einem Aufdruck, hydrophiler Außenvliesstoff, Ausbreitungsvliesstoff (EDS), hydrophober Vliesstoff, Elastomergarn, Schmelzklebstoffe, natürliches Grünteeextrakt.

## III. ABMESSUNGEN\*

Größe	Gesamtlänge [mm]	Länge des Saugkerns [mm]		Gesamtbreite [mm] (Vorderteil – Mittelteil – Hinterteil)	Breite des Saugkerns [mm] (Vorderteil – Mittelteil – Hinterteil)
		oben	unten		
Seni San for Men	690	390	610	380-230-335	330-170-290

\* Maßtoleranz: +/- 10 mm

## IV. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Größe	Masse [g], mindestens	Saugfähigkeit [g], mindestens (ISO 11948-1)	Retention [g] durchschnittlich (NAFC)
Seni San for Men	109,9	2450,0	770,0

## V. LOGISTIKDATEN

Größe	Index	Einzelverpackung [Stck.]	Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung	Anzahl der Transportverpackungen auf einer Palette	Art der Transportverpackung
Seni San for Men	SE-093-FM30-G01	30	2	30	Karton

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie, von oben mit einer Folienhaube, von unten dagegen mit einer Folienhaube oder einer Zwischenlage aus Pappe.

## VI. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die anatomischen Vorlagen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit  $\leq 70$  % aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

## VII. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.  
Haltbarkeit: 60 Monate.

**erstellt:** Monika Landratkiewicz,  
Fachfrau für Technologie

**genehmigt:** Tomasz Przybylski,  
Prokurist/ Stellv. Direktor Produktion und Innovation

Erstellungsdatum des Dokuments: 17.11.2022