

### Wie Döderlein® Feuchtcreme wirkt

Döderlein® Feuchtcreme ist ein topischer Feuchtigkeitsspender, der einen Film auf der Vaginalschleimhaut bildet und Symptome wie Scheidentrockenheit, Brennen und Unwohlsein lindert. Döderlein® Feuchtcreme haftet an der Vaginalschleimhaut und trägt zur Bildung einer Schutzbarriere bei. Der Zustand der Vaginalflora wird gefördert, da das Vaginalgewebe mit Feuchtigkeit versorgt wird. Döderlein® Feuchtcreme fördert die natürliche Feuchtigkeitsbildung in der Vagina und verbessert dadurch den Zustand des Vaginalgewebes.

### Anwendungsbereich

Bei Symptomen wie Scheidentrockenheit, Brennen und Unwohlsein.

### Anwendung

Döderlein® Feuchtcreme wird in die Vagina und auf umliegende vaginale Bereiche aufgetragen, um Symptome wie Scheidentrockenheit, Brennen und Unwohlsein zu lindern. Döderlein® Feuchtcreme kann mit dem beiliegenden Applikator in die Vagina eingeführt werden. Döderlein® Feuchtcreme ist für die Verwendung mit Latexkondomen geeignet.

### ➔ Äußerliche Anwendung

Bei Beschwerden im äußeren Intimbereich kann Döderlein® Feuchtcreme mit dem Finger aufgetragen werden (Waschen Sie sich vor und nach der Anwendung gründlich die Hände).

### ➔ Innere Anwendung

Döderlein® Feuchtcreme wird mit einem speziellen Applikator angewendet, der auf die Tube geschraubt werden kann. Der Applikator ermöglicht eine gezielte Anwendung des Produkts in der Vagina. Waschen Sie sich vor und nach der Anwendung gründlich die Hände.

1. Entfernen Sie den Deckel von der Tube. Stechen Sie vor der ersten Anwendung die Tube mit dem Dorn im Deckel ein.
2. Schrauben Sie den Applikator auf die Öffnung der Tube.
3. Ziehen Sie an dem Applikatorstößel und füllen Sie den Applikator durch Drücken der Tube bis der Stößel stoppt (eine Dosis).
4. Schrauben Sie den Applikator von der Tube ab und finden Sie eine bequeme Position, um den Applikator in die Vagina einzuführen. Drücken Sie vorsichtig den Applikatorstößel, um den gesamten Applikatorinhalt in die Vagina einzubringen (Sie können auch eine dünne Schicht der Creme auf die Außenseite des Applikators auftragen, um das Einführen zu erleichtern).
5. Säubern Sie den Applikator nach der Anwendung mit lauwarmem Wasser.
6. Reinigen Sie den Applikator mit den Händen und spülen ihn mehrfach mit Wasser aus.
7. Entfernen Sie überschüssiges Wasser durch Schütteln des Applikators und säubern und trocknen Sie den Applikator mit einem sauberen Tuch.

### Hinweise zur Anwendung

Zur Linderung von Trockenheit und Irritationen Döderlein® Feuchtcreme nach Bedarf anwenden. Um die natürliche Feuchtigkeitsbildung in der Vagina anzuregen, Döderlein® Feuchtcreme täglich vor dem Schlafengehen anwenden. Nach 30 Tagen der Anwendung die Behandlung für mindestens eine Woche unterbrechen, bevor die Anwendung fortgesetzt wird.

### Inhaltsstoffe

Wasser, Cetearyl Olivat, C12-13 Alkylactat, Cetearylalkohol, Glycerin, Süßes Mandelöl, Sorbitan-Olivat, Dimethicon, Betaine, Paraffinöl, Sheabutter, Hydroxyethylcellulose, Vitamin E-Acetat, Xanthangummi, Aloe Vera-

Blattsaft, Dimethicon/PEG-10/15 Kreuzpolymer, Phenoxyethanol, Benzylalkohol, Bienenwachs, Panthenol, Kaliumsorbat, Natriumhyaluronat, Tamarinden-Samen-Polysaccharid, Xylitylglucoside, Anhydroxylit, Dinatrium-EDTA, Milchsäure, Xylitol, Allantoin, Oleylalkohol, Glukose, Dipropylenglykol, Yamswurzel-Extrakt, Natriumcarboxymethyl-Betaglucan, Natriumcitrat, Soja-Sterole, Vitamin E, Natriumbenzoat, Zitronensäure.

## Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bei der Anwendung von Döderlein® Feuchtcreme bekannt. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie überempfindlich auf einen der Inhaltsstoffe reagieren. Bei Unsicherheiten über die Verträglichkeit eine kleine Menge der Creme auf die Innenseite des Unterarms auftragen. Wenn gereizte, rote Flecken auftreten, sollte das Produkt nicht verwendet werden. Informieren Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder Ihre Apotheke über Nebenwirkungen oder wenn die Symptome anhalten.

## Warnhinweise

Döderlein® Feuchtcreme ist nur für den persönlichen Gebrauch. Nicht mit anderen Personen teilen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt nicht schlucken. Trocken und vor direktem Licht geschützt bei Raumtemperatur lagern (zwischen 5° und 30° C). Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist. Nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden. Verschließen Sie die Tube nach jeder Anwendung.


## Bitte beachten

Nach der Anwendung kann ein leichtes Kribbeln und/oder Brennen auftreten. Dies ist normal und klingt schnell wieder ab. Döderlein® Feuchtcreme sollte nicht länger als 30 aufeinanderfolgende Tage angewendet werden. Döderlein® Feuchtcreme ist kein Biozid und kein Arzneimittel. Bei anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden sollte immer ein Arzt oder

eine Ärztin aufgesucht werden. Das Produkt wurde nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit getestet. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, sollte die Anwendung nur nach Rücksprache mit Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt oder Ihrer Apotheke angewendet werden. Es handelt sich nicht um ein Spermizid und bietet keinen Schutz vor Schwangerschaft. Da Döderlein® Feuchtcreme einen für die Vagina optimalen pH-Wert aufweist und Spermien alkalisch sind, kann die Anwendung des Produktes die Spermienaktivität herabsetzen. Sie sollte daher nicht bei Schwangerschaftswunsch angewendet werden.

## Mögliche Wechselwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bei gleichzeitiger Anwendung von vaginalen Feuchtigkeitsspendern und Östrogenen (sowohl oral als auch lokal angewendet) bekannt. Beim Auftreten von Nebenwirkungen wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder Ihre Apotheke.

**Inhalt:** 30 ml Tube mit wiederverwendbarem Applikator 

 0477







 Biokosmes s.r.l.

Via dei Livelli 1  
23842 Bosisio Parini (LC) ITALIEN  
Hergestellt in Italien

Vertrieb Deutschland  
Heilpflanzenwohl GmbH  
Alt-Moabit 101 D  
10559 Berlin · Deutschland

Überarbeitung 01/2025

## Symbol Bedeutung

-  Hersteller
-  CE-Kennzeichnung erteilt durch die Benannte Stelle 0477
-  Vor der Anwendung Gebrauchsanweisung lesen
-  Bei 5° bis 30°C lagern
-  Verwendbar bis
-  Chargennummer