

## **HYDROCOLL CLAS 7.5X7.5CM**

## **HYDROCOLL Classic Wundverband 7,5x7,5 cm**

PZN: 19855856

Inhalt: 10 St

Hersteller: C P C medical GmbH & Co. KG

## **Zweckbestimmung**

Zur feuchten Wundbehandlung klinisch nicht infizierter, schwach bis mittelstark sezernierender Wunden, insbesondere bei Wunden mit schlechter Heilungstendenz und langwierigem Granulationsaufbau, z.B. bei Ulcus cruris oder Dekubitus, bei Verbrennungen 2. Grades, Hydrocoll sacral wird bei Dekubitalulzerationen im Sakralbereich, Hydrocoll concave an Ferse oder Ellenbogen eingesetzt.

## Zusammensetzung

Hydrocoll Classic besteht aus drei Materialien: Hydrokolloid, Polyurethanfolie und Trennpapier (Release Liner). Die Hydrokolloidschicht besteht aus Natrium-Carboxymethylcellulose (Na-CMC) und Schmelzklebstoff. Sie absorbiert Flüssigkeiten und ermöglicht das Anhaften des Wundverbands an der Wunde sowie der umgebenden Haut. Die Polyurethanfolie ist wasserdampfdurchlässig sowie wasser-, flüssigkeits- und keimdicht.