

Gynofit Milchsäure Vaginal-Gel

Hersteller: Tentan Deutschland

PZN: 00046611

Inhalt: 6x5 ml

Stand: 27.01.2026

Produktkurztext:

Milchsäure für eine starke Scheide

Unterstützen Sie Ihren Körper dabei, den optimalen pH-Wert im Intimbereich wiederherzustellen. Auf diese Weise minimieren Sie die Möglichkeit einer **Vaginalinfektion**.

Gynofit Milchsäure Vaginal-Gel eignet sich zur Behandlung **verschiedener Scheideninfektionen**. Es kann auch vorbeugend und zur Begleitung einer Antibiotikatherapie angewendet werden. Der beste Weg um die geschädigte Scheidenflora wieder zu regenerieren.

Gynofit Milchsäure Vaginal-Gel bringt Ihr Vaginalklima in ein gesundes Gleichgewicht. Unangenehme Beschwerden werden rasch und sicher gelindert.

Bakterielle Vaginose - ein enorm belastendes Problem

Über 70% aller Frauen leiden immer wieder darunter: **Juckreiz, Brennen, schlecht riechender Ausfluss, Schwellungen** und **dumpfe Schmerzen** im Vaginalbereich.

Die Symptome sind lästig und mühsam, aber doch nicht so, dass Antibiotika, Anti-Pilz-Medikamente etc. nötig sind. Sie möchten das auch lieber vermeiden, wegen der Neben- und Nachwirkungen. Hausmittel sind mühsam anzuwenden und zweifelhaft in der Wirkung.

Gynofit Milchsäure-Gel dient dazu, den physiologischen pH-Wert des Vaginalmilieus zu stabilisieren und dadurch die Vaginalflora zu normalisieren.

Gestörtes Gleichgewicht

Juckreiz, Brennen, schlecht riechender Ausfluss, Schwellungen und **dumpfe Schmerzen** im Vaginalbereich - Ursache dieser Symptome ist in ca. 60% der Fälle eine Dysbakteriose: die heikle Balance der Mikroorganismen im vaginalen Ökosystem ist gestört. Meist ausgelöst durch bakterielle Vaginose oder eine andere durch Geschlechtsverkehr übertragbare Infektion. In ca. einem Drittel der Fälle sind auch vermehrt Candida Albicans-Kulturen feststellbar.

Das Wichtigste auf einen Blick:

- wirkt gegen Jucken, Brennen und unangenehmen Geruch
- bringt den pH-Wert ins Gleichgewicht
- normalisiert die Vaginalflora
- im praktischen Hygiene-Applikator
- kondomverträglich

Anwendung:

Gynofit Milchsäure Vaginal-Gel wurde in Zusammenarbeit mit Gynäkologinnen und Gynäkologen entwickelt. Mit einem Ziel: Die Scheidenflora auf natürliche Weise rasch wieder zurück in ein gesundes, stabiles Gleichgewicht zu bringen. Das Gel enthält keine Hormone oder Parfum und ist daher sehr gut verträglich. Der praktische Applikator bringt das Gel hygienisch sicher auf das Vaginalepithel, wo es haften bleibt. Tragen Sie das Gel am besten abends vor dem Schlafengehen im Liegen auf – spätestens nach vier bis sechs Stunden sollte bereits eine Linderung der Beschwerden spürbar sein. Daneben bauen sie mit der hochwertigen Milchsäure das notwendige saure Milieu auf, so dass ihre Scheidenflora wieder ins Gleichgewicht kommt.

Inhaltsstoffe:

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Lactic Acid, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Levulinic Acid, Glycogen, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Hydroxide, P-Anisic Acid

Keywords:

Vaginalgel, Milchsäuregel, Milchsäure Vaginalgel, Vaginalgel Milchsäure, Vaginalgel pH-Wert, Vaginalgel pH-Balance, Vaginalflora regenerieren, Vaginalflora aufbauen, Vaginalgel bei Scheidentrockenheit, Vaginalgel ohne Hormone, Vaginalgel bei Juckreiz, Vaginalgel bei Brennen, Vaginalgel bei Geruch, Vaginalgel bakterielle Vaginose, Vaginalgel bei Dysbakteriose, Vaginalgel Antibiotika Begleittherapie, Vaginalgel Wechseljahre, Vaginalgel mit Applikator, Vaginalgel Intimpflege, Vaginalgel Frauen