



Anzeige von Herzrhythmusstörungen



Manschettensitz- und Bewegungskontrolle



Speicherung der Messwerte für 2 Benutzer

Einfach messen, gut vorsorgen.

Einfache, verlässliche Messung,
für 2 Anwender.

Der einfache Weg zu genauen Messergebnissen. Die integrierte Manschettensitz- und Bewegungskontrolle geben Sicherheit bei jeder Messung und helfen, Messfehler zu vermeiden. Jeweils 90 Werte können von 2 Benutzern gespeichert werden.



- Klinisch validierte Messgenauigkeit nach EN ISO 81060-2:2019
- Anzeige unregelmäßiger Pulswellen
- Bewegungskontrolle und Manschettensitzkontrolle
- Universalmanschette für Armumfänge von 22 – 42 cm
- 2 Benutzerspeicher für je 90 Messwerte mit Mittelwertanzeige
- Ampelfunktion zur einfachen Einstufung der Blutdruckwerte
- Intelligentes Aufpumpen, ohne Nachpumpen
- Großes, kontrastreiches Display
- Datum/Uhrzeit
- Netzteilanschluss (Netzteil = Sonderzubehör)

PZN 01147685



2022-11