

## Tricodur® Talus

Die Aktivbandage zur funktionellen Behandlung des Sprunggelenks.

### Produkt

Tricodur® Talus komprimiert, stabilisiert und entlastet das Sprunggelenk. Das hochelastische Wellengestrick im Gelenkbereich stellt hohe Dehnungsreserven für die Bewegung bereit und verhindert Faltenbildung und Rutschen. Tricodur® Talus besteht aus einem elastischen Formgestrick. In die Bandage sind zwei viskoelastische Pelotten eingearbeitet, die um die Malleolen verlaufen. Sie unterstützen den Abbau lokaler Ödeme und führen zu einer Funktionsverbesserung des Gelenkablaufts. Durch die Verwendung qualitativ hochwertiger Strickgarne ist ein verbesserter Feuchtigkeitstransport nach außen möglich und reduziert somit die Hautmazeration.

Tricodur® Talus besteht aus Polyamid, Baumwolle, Elastodien, Elastan und einer Silikonkautschukpelotte und ist bei 30°C waschbar.

### Anwendung

- akute Außenbandverletzungen (fibulare Bandruptur)
- akute Kapselbandzerrungen
- akute, entzündliche und chronische Gelenkgüsse und Schwellungen (z.B. bei Arthrose oder Arthritis)
- chronische Instabilität des Sprunggelenks
- postoperative und posttraumatische Reizzustände (z.B. nach Distorsionen)

Anwendungsdauer: mehrere Wochen

 Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.



Schnelle Schmerzlinderung, guter und rutschfester Sitz.

### Lieferformen

Best.-Nr.	Größe	Fesselumfang*	Verp.-Einheit	PZN
weiß/blau				
4804200	XS rechts	17–19 cm	1/12	03094378
4804300	S rechts	19–21 cm	1/12	03094415
4804400	M rechts	21–23 cm	1/12	03094421
4804500	L rechts	23–25 cm	1/12	03094438
4804600	XL rechts	25–27 cm	1/12	03094444
4803500	XS links	17–19 cm	1/12	03094266
4803600	S links	19–21 cm	1/12	03094326
4803700	M links	21–23 cm	1/12	03094332
4803800	L links	23–25 cm	1/12	03094349
4803900	XL links	25–27 cm	1/12	03094361
schwarz/blau				
4804201	XS rechts	17–19 cm	1/12	03094562
4804301	S rechts	19–21 cm	1/12	03094579
4804401	M rechts	21–23 cm	1/12	03094585
4804501	L rechts	23–25 cm	1/12	03094591
4804601	XL rechts	25–27 cm	1/12	03094616
4803501	XS links	17–19 cm	1/12	03094450
4803601	S links	19–21 cm	1/12	03094467
4803701	M links	21–23 cm	1/12	03094473
4803801	L links	23–25 cm	1/12	03094527
4803901	XL links	25–27 cm	1/12	03094556
Hilfsmittelnummer: 05.02.01.0014				
*Umfang an der dünnsten Stelle oberhalb des Knöchels messen.				

## Tricodur® Talobrace

Die gebrauchsfertige Sprunggelenkorthese zur funktionellen Therapie.

### Produkt

Tricodur® Talobrace dient zur Unterstützung und Stabilisierung des Sprunggelenks. Hohe Therapiesicherheit wird durch ein individuell verstellbares Fußteil und ein bewährtes Klettverschlussystem gewährleistet. Hautfreundliche Materialien sowie die anatomiegerechte Passform sorgen für hohen Tragekomfort. Ein bewährtes Klettverschlussystem ermöglicht die zuverlässige Positionierung von Tricodur® Talobrace. Der Verschluss kann bei Bedarf jederzeit wieder gelockert oder geöffnet werden.

Tricodur® Talobrace besteht aus Polyamid, Elastan, Polyurethan und einer Polypropylenschale. Das Produkt kann mit einem feuchten Tuch und einem milden Reiniger gesäubert werden.



Die Kanten sind durch ein Spezialverfahren weich und geben bei Druck nach.



Unterstützung und Stabilisierung des Sprunggelenks.

### Anwendung

- chronische Instabilität des Sprunggelenks
- leichte Weichteilläsionen
- akute, entzündliche und chronische Ödeme
- Kapsel-/Bandverletzungen des Sprunggelenks (z.B. Bänderriss, Zerrung, Distorsion)

Anwendungsdauer: mehrere Wochen

 Latexfreie Rezeptur



### Lieferformen

Best.-Nr.	Größe	Körpergröße	Verp.-Einheit	PZN
7107000	S/M rechts	≤ 152 cm	1/12	01999218
7107300	L/XL rechts	≥ 152 cm	1/12	01999230
7107100	S/M links	≤ 152 cm	1/12	01999201
7107200	L/XL links	≥ 152 cm	1/12	01999224
Hilfsmittelnummer: 23.02.02.0008				