



Hautpflege - nach der Arbeit

Trockene und stark beanspruchte Haut



Physioderma®

PHYSIODERM® CREME

Reichhaltige Pflegecreme für extrem belastete und sehr trockene Haut.

- für Hände und Gesicht
- weiße, regenerierende W/O-Emulsion
- mit hohem Lipidanteil, intensiv rückfettend
- auch als therapiebegleitende Hautpflege bei bereits vorgeschädigter Haut empfohlen
- silikonfrei
- parfümiert

Your Partner for
Professional Skin Care



Physioderm®

PHYSIODERM® CREME



EIGENSCHAFTEN

- für Hände und Gesicht
- weiße, regenerierende W/O-Emulsion
- mit hohem Lipidanteil, intensiv rückfettend
- auch als therapiebegleitende Hautpflege bei bereits vorgeschädigter Haut empfohlen
- silikonfrei
- parfümiert

ANWENDUNG

PHYSIODERM® CREME nach der Arbeit gleichmäßig auf die saubere und trockene Haut auftragen und sorgfältig verteilen. Besonders auf gefährdete Hautpartien, z. B. zwischen den Fingern und an den Nägeln, achten.

Ein Erprobungsbogen steht als Download zur Verfügung.

Zu den Downloads und Videos:
www.pgp-hautschutz.de/infocenter/produkthanwendungen



BESCHREIBUNG

Die intensiv rückfettende Hautpflegecreme pflegt die beruflich extrem belastete Haut und unterstützt, regelmäßig angewendet, die Regeneration der Haut. PHYSIODERM® CREME enthält den feuchtigkeitsbindenden Hautpflegefaktor Sorbitol und Isopropylmyristat als rückfettende Komponente. Die Creme steigert das Wasserhaltevermögen der Haut, unterstützt die Aufrechterhaltung des Säureschutzmantels und trägt zur Hautglättung bei. PHYSIODERM® CREME kann die Regeneration der Haut bei Abnutzungsdermatosen oder Ekzemen nachhaltig fördern und wird daher auch als therapiebegleitende Hautpflege bei bereits vorgeschädigter Haut empfohlen.

HAUTVERTRÄGLICHKEIT

Die Hautverträglichkeit von PHYSIODERM® CREME wurde sorgfältig geprüft und bestätigt. Das Ergebnis liegt als dermatologisches Gutachten vor und kann angefordert werden.

LACKVERTRÄGLICHKEIT

Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung bestätigt in einem Prüfbefund die grundsätzliche Lackverträglichkeit von PHYSIODERM® CREME.

ERSTE HILFE

Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen: sofort gründlich mit viel handwarmem Wasser ausspülen; bei verbleibenden Reizungen vorsorglich Augenarzt konsultieren.

LAGERUNGSHINWEISE

PHYSIODERM® CREME ist in originalverschlossenen Gebinden mindestens 30 Monate (ab Herstellungsdatum) bei Raumtemperatur lagerfähig. Die Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen (PAO, Period after Opening) ist auf der Verpackung angegeben.

Your Partner for
Professional Skin Care



Physioderm®

PHYSIODERM® CREME

GEEIGNETE SPENDERSYSTEME



Wir empfehlen Ihnen:

Art.-Nr.: 14393001
VARIOMAT PRO STANDARD
Kunststoffspender
für 1-L- und 2-L-Varioflasche
auch in schwarz erhältlich

Weitere geeignete
Spendersysteme finden Sie hier:

www.ggp-hautschutz.de/dosiertechnik



PRODUKTQUALITÄT

Die Herstellung erfolgt unter GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE) Bedingungen. Die Keimzahl wird regelmäßig mikrobiologisch geprüft und liegt unter 100 Keimen pro Gramm.

GESETZLICHE VORSCHRIFTEN

PHYSIODERM® CREME unterliegt der EU-Kosmetik-Verordnung (EG) Nr. 1223/2009, nicht aber der CLP- oder der REACH-Verordnung. . Hautschutzmittel sind als Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) anerkannt.

UMWELT


Die Tuben und Flaschen sind aus PE gefertigt und können nach vollständiger Entleerung als PE-Abfall entsorgt werden. Die leere Verpackung/der leere Behälter sollte in einem speziell für das Recycling bestimmten Sammelbehälter entsorgt werden. Die Verpackungen sind entsprechend gekennzeichnet. Die Tuben (exkl. Verschluss) bestehen zu min. 30 % aus recyceltem Kunststoff. Die 1-L-Varioflaschen inkl. Spenderpumpe und Etikett sind mit dem Interzero-Siegel „Made for Recycling“ ausgezeichnet. Die Verwendung des Produkts in der richtigen Dosierung minimiert die Umweltauswirkungen und spart Geld.

INGREDIENTS

AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, PEG-7 HYDROGENATED CASTOR OIL, ISOPROPYL MYRISTATE, PETROLATUM, SORBITOL, PEG-45 / DODECYL GLYCOL COPOLYMER, LANOLIN, PHENOXYETHANOL, SORBITAN ISOSTEARATE, PEG-2 HYDROGENATED CASTOR OIL, OZOKERITE, SODIUM LACTATE, LACTIC ACID, HYDROGENATED CASTOR OIL, MAGNESIUM SULFATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SORBIC ACID, LECITHIN, PROPYLENE GLYCOL, BHT, GLYCERYL STEARATE, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID, PARFUM.



100-ml-Tube
Art.-Nr.: 14009003
📦 12 Stück



1-L-Varioflasche
Art.-Nr.: 14009001
📦 6 Stück

Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Erkenntnisse. Wir erteilen sie unverbindlich. Sie stellen weder eine Garantie dar noch wird hierdurch ein Vertragsverhältnis begründet. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor. Wir bitten Sie, die Produkte stets selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Stand: 08/2026

Peter Greven Physioderm GmbH
Procter-&-Gamble-Straße 26
D-53881 Euskirchen

Telefon: +49 (0)2251 77617-0
info@pgp-hautschutz.de
www.ggp-hautschutz.de

Your Partner for
Professional Skin Care

