

URGOSTART 15X20CM

URGOSTART 15x20 cm Schaumstoffwundverband

PZN: 07750282

Inhalt: 5 St

Hersteller: Urgo GmbH

Zweckbestimmung

UrgoStart wird angewendet zur Abdeckung und Behandlung folgender Hautwunden: - Unterschenkelulzera - Diabetische Fußulzera - Druckulzera (Dekubitus) - Andere Wunden mit langwieriger Wundheilung oder wiederkehrende Wunden / Wunden mit dem Risiko einer verzögerten Wundheilung. UrgoStart ist für die Anwendung bei Wunden bestimmt, die überwiegend mit Granulationsgewebe (rötliches Gewebe im Wundbett) bedeckt sind.

Zusammensetzung

UrgoStart besteht aus: - Einer absorbierenden Komresse aus Polyurethanschaum, die mit der TLC-NOSF-Technologie (Lipidokolloid- Technologie - Nano-Oligo-Saccharid-Faktor) beschichtet ist. Die TLC-NOSF-Technologie besteht aus flüssigem Parafin, Natrium-Carboxymethylcellulose (CMC), Kalium-Sucrose-Octasulfat (Nano-Oligosaccharidfaktor) und Polymeren. - Einer äußeren Polyurethan-Trägerschicht.