

CUTIMED SORBACT GEL 7.5X15

CUTIMED Sorbact Gel Kompressen 7,5x15 cm

PZN: 13907345

Inhalt: 10 St

Hersteller: Kohlpharma GmbH

Zweckbestimmung

Cutimed® Sorbact® eignet sich für alle unsauberen, kontaminierten oder infizierten Wunden: chronische Wunden (z.B. venöse, arterielle oder diabetische Ulzera sowie Druckgeschwüre) postoperative Wunden und Wunddehiszenzen traumatische Wunden Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen Hautpilzinfektionen Anwendungsdauer: abhängig von der Indikation, max. drei Tage Cutimed® Sorbact® eignet sich für alle unsauberen, kontaminierten oder infizierten Wunden: chronische Wunden (z.B. venöse, arterielle oder diabetische Ulzera sowie Druckgeschwüre) postoperative Wunden und Wunddehiszenzen traumatische Wunden Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen Hautpilzinfektionen Anwendungsdauer: abhängig von der Indikation, max. drei Tage

Zusammensetzung

Cutimed® Sorbact® ist ein starker und fortschrittlicher Wundverband, der Infekte auf besonders sichere und effiziente Weise bekämpft - rein physikalisch. Cutimed® Sorbact® bindet Keime nach dem Prinzip der hydrophoben Wechselwirkung und kommt ohne die Verwendung chemischer antimikrobieller Substanzen aus: Die spezielle Sorbact®-Beschichtung verleiht dem Produkt starke hydrophobe (wasserabweisende) Eigenschaften.