

## Handgelenk- Blutdruckmessgerät



### Vorgeformte Manschette

Für Handgelenkumfang  
von 12,5 -21,5 cm



### Einfach

visocor Geräte legen den Fokus auf einfache Blutdruckmessung – einfach zu bedienen mit einem Tastendruck.



### Präzise

Die Messgenauigkeit der visocor Blutdruckmessgeräte wurde von mehreren unabhängigen Instituten geprüft und bestätigt.



### Qualität

Alle visocor Blutdruckmessgeräte durchlaufen mehrere Qualitätskontrollen. Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

- Klinisch **geprüfte Messgenauigkeit ISO 81060-2**
- Anzeige **unregelmäßiger Pulswellen**
- **WHO-Ampel**
- Speicher für **120** Messungen mit Mittelwertanzeige
- Intelligentes Aufpumpen - ohne Nachpumpen
- Vorgeformte Manschette für Handgelenkumfang 12,5-21,5 cm
- Datum/Uhrzeit



Klinisch validierte  
Messgenauigkeit



Arrhythmie-  
Anzeige



WHO-  
Ampel



Durchschnitts-  
wert



CE0123

Lager- und Transportbedingungen Storage and transport conditions	-25 °C - 70 °C 2 - 93 % RH
Betriebsbedingungen Operating conditions	5 °C - 40 °C 15 % - 93 % RH



4 0 2 3 3 6 8 2 2 0 6 0 2

### Inhalt

Vollautomatisches Blutdruckmessgerät visocor<sup>®</sup> HM60  
Gebrauchsanleitung  
Aufbewahrungsbox  
2 x 1,5 V Mignon Alkaline-Batterien (AAA, LR03)

REF 22060  
PZN-16259929

UEBE Medical GmbH  
Bürgermeister-Kuhn-Str. 22  
97900 Kilsheim  
Germany  
info@uebe.com  
www.uebe.com