

Längenmesser zum Flocare MiniSoft Button

Mit Hilfe des Längenmessers zum Button kann die Stomalänge gemessen und somit die Steglänge des Buttons bestimmt werden. Dies ist Voraussetzung für die Auswahl des passenden Buttons. Das Blockungsventil mit Luer-Ansatz dient der Befüllung des Ballons.

Produktmerkmale

- Messinstrument zur Bestimmung der Stomalänge; Voraussetzung für die Auswahl des passenden Buttons
- Blockungsventil mit Luer-Ansatz



Verordnungsfähigkeit

erstattungsfähig

Anwendungshinweise

Der Längenmesser ist zur Einmalanwendung vorgesehen und darf nicht wiederverwendet, wiederverarbeitet oder resterilisiert werden. Haltbarkeit: 60 Monate.

Längenmesser zum Flocare MiniSoft Button

Bestellinformationen

Artikelname	EAN/GTIN	PZN	SKU/SAP Nummer	VPE
Längenmesser zum Flocare MiniSoft Button	7290001602164	16538345	178600	2 Stück