

SUPRASORB P SE PU B L15X15

SUPRASORB P sensitive PU-Schaumv.bor.lite 15x15cm

PZN: 17311572

Inhalt: 10 St

Hersteller: ACA Müller/ADAG Pharma AG

Zweckbestimmung

Bei leicht und mittel exsudierenden Wunden, oberflächlichen bis tiefen Wunden, nicht infizierten Wunden, wie Dekubitalulzera, Bein- und Fußulzera, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Hautentnahme- und empfängerstellen, Schürfwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades. Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenen/nekrotischen Wunden angewendet werden

Zusammensetzung

Silikon-Schaumverband besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einer PU-Schaumschicht, sowie einer wasserdampf-durchlässigen und wasserdichten Folie