

# INHALATIONSGERÄT COMPACT PLUS

**apornorm®**  
die marke der apotheke



**Für  
Sparfüchse  
mit und ohne  
Rezept!**

Best.-Nr. 047940  
PZN 17823266



## **Vielfältige Anwendungsbereiche**

Inhalationstherapie bei Asthma, Bronchitis, COPD und Behandlung von Erkältungsbeschwerden sowie allergisch bedingten Atemwegserkrankungen (Heuschnupfen, Pollen-, Hausstauballergie)



## **Universell einsetzbar**

Für Anwendende jeden Alters – geeignet für Babys, Kinder und Erwachsene



## **Verneblungsmenge (TOR)**

95,8 % < 5 µm  
0,40 ml/Min. (NaCl 0,9 %)



## **Gute Materialbeschaffenheit**

Gerätegehäuse und Zubehörteile sind frei von Phthalaten und Bisphenol A



## **Kurze Inhalationszeit**

Unter 7 Minuten für 2,5 ml  
Inhalationslösung NaCl 0,9 %



## **Partikelgröße 2,08 µm (MMAD)**

Für obere und untere Atemwege



## **Effektive Verneblung**

mit allen gängigen Inhalationslösungen  
(auch Kortikosteroiden)



## **Geräuschpegel**

von 51,5 dB



## **Leichte Bedienung**

durch Ein-Knopf-Bedienung für eine einfache Handhabung

**5 Jahre  
Garantie**

## **5 Jahre Garantie**

Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, Batterien und Zubehör gemäß Angaben in der Gebrauchsanweisung

## **Optional erhältlich – Silikon-Kindermasken & Babywinkel**

### **Silikon-Kindermaske Gr. L**

Maskenvertikale: 8,5 cm (ab 3 Jahre)  
Best.-Nr. 047934 | **PZN 14358604**

### **Silikon-Kindermaske Gr. M**

Maskenvertikale: 6,5 cm (1-3 Jahre)  
Best.-Nr. 047933 | **PZN 16399547**



### **Silikon-Kindermaske Gr. S**

Maskenvertikale: 5,0 cm (0-12 Monate)  
Best.-Nr. 047932 | **PZN 14358596**

### **Babywinkel**

Best.-Nr. 047396 | **PZN 13169605**



=



**ACHTUNG:** Die Altersangaben bei den Masken sind nur grobe Richtwerte. Babys und Kinder sind in Ihrer Entwicklung sehr individuell, weshalb eine Einschätzung der richtigen Maskengröße sehr schwierig ist.

## **Kombination Babywinkel:**

Ermöglicht das Abwinkeln der Inhalationsmasken über 45°, ohne dass dabei Inhalationslösung ausläuft. Somit ist die Inhalation selbst im Liegen kein Problem. Der Babywinkel ist damit die ideale Ergänzung für Babys, Kleinkinder oder auch bettlägerige Patienten.

## **Technische Daten:**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Verneblungsmenge (TOR)     | 0,40 ml/Min. (NaCl 0,9%) |
| Partikelgröße (MMAD)       | 2,08 µm                  |
|                            | 95,8% < 5 µm NaCl 0,9%   |
| Füllmenge Verneblereinheit | min. 2 ml, max. 8 ml     |
| Restmenge (Totvolumen)     | ≤ 0,5 ml                 |
| Geräuschpegel              | 51,5 dB                  |
| Gewicht                    | 1.200 g                  |
| Abmessungen (B x H x T mm) | 160 x 161 x 90           |
| Länge Netzkabel            | 1,8 m                    |

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Max. Luftfluss                | 15 l/Min.                                                      |
| Spannungsversorgung           | 230 V / 50 Hz / 150 VA                                         |
| Betriebsdauer                 | 30 Min. EIN / 30 Min. AUS                                      |
| Betriebsbedingungen           | 10 bis 40 °C<br>(10-95% relative max. Luftfeuchtigkeit)        |
| Lager- & Transportbedingungen | -20 bis 60 °C<br>(10-95% relative max. Luftfeuchtigkeit)       |
| Verweis auf Normen            | EN13544 4, EN60601-1, EN60601-2,<br>EN60601-1-6, IEC60601-1-11 |