



einfache Fingerclip
Anwendung

Pulsoximeter zur Ermittlung der arteriel- len Sauerstoffsättigung (% SpO₂), der Herzfrequenz (PR) und des Perfusionis- dex (PI)

Einfach
jederzeit messen.

Für Risikopatienten, wie Personen mit
Herzerkrankungen, Asthmatiker, aber auch für Sportler
und gesunde Personen, die sich in großen Höhen
bewegen (z.B. Bergsteiger, Skifahrer oder Sportflieger).

- Klinisch geprüft
- Optisches Signal mit Alarmfunktion
- Zweifarbiges OLED-Display, drehbar in 4 Anzeigeperspektiven

Lieferumfang: Pulsoximeter, Anleitung, Batterien,
Halteband



PZN 17840164

UEBE Medical GmbH
Bürgermeister-Kuhn-Straße 22
97900 Künsheim, Deutschland

MD Medizin-
produkt

CE 0123

UEBE
Germany est.1890