

Inkontinenzslips

Seni Active Trio



Beschreibung

Die atmungsaktiven Inkontinenzslips für Menschen mit schwerer Harninkontinenz. Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Nässeindikator- die bedruckte schwarze Aufschrift, verblasst beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Atmungsaktive Außenschicht. Entsorgungsklebestreifen im hinteren Teil.

Rohstoffe

Zellulose, hydrophiler Vliesstoff, hydrophober Vliesstoff, Verteilungsvliesstoff (EDS), dampfdurchlässige Folie, Elastomergarn, Schmelzklebstoffe, Superabsorber, Klebeband vom Typ Z.

Größe

Größe	Länge* [mm]	Länge Saugkern* [mm]	Gesamtbreite* [mm] Vorne-Mitte-Hinten	Tailenumfang [cm]
Medium	810	510	660	80-110
Large	870	510	770	100-135
Extra Large	920	510	890	120-160

\* Abweichung: +/- 10 mm.

## Eigenschaften

Größe	Min. Gewicht [g]	Min. Saugstärke [g] (gem. ISO 11948-1)
Medium	94,0	2500
Large	97,6	2500
Extra Large	101,7	2500

## Logistikdaten

Größe	Artikelnummer	Anzahl Stück in VE	Anzahl VE in Karton	Anzahl Kartons auf Palette	Transportverpackung
Medium	SE-096-ME10-A03	10	8	24	Karton
Large	SE-096-LA10-A03	10	8	24	Karton
Extra Large	SE-096-XL10-A03	10	6	28	Karton

## Lagerung und Transport

Inkontinenzeinlagen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von  $\leq 70\%$  in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

## Sonstiges

- Haltbarkeit: 60 Monate
- Medizinprodukt der Klasse I

Stand 14.08.2025