

CUTIMED SORB KOMPR 4X6CM

CUTIMED Sorbact Kompressen 4x6 cm

PZN: 19347166

Inhalt: 42 St

Hersteller: Acti Medi GmbH

Zweckbestimmung

Cutimed Sorbact Kompressen sind für die Behandlung von sauberen, kontaminierten, kolonisierten oder infizierten exsudierenden Wunden wie z. B. Operationswunden, traumatischen Wunden, Druckgeschwüren, diabetischen Fußgeschwüren und Beingeschwüren geeignet. Es kann sowohl bei oberflächlichen als auch bei tiefen Wunden eingesetzt werden. Für das Exsudatmanagement sollte Cutimed Sorbact Kompressen zusammen mit einem Sekundärverband verwendet werden, der dem Exsudatlevel entspricht. Tragedauer: Die Wundauflage kann, abhängig vom klinischen Zustand, max. 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

Zusammensetzung

Cutimed Sorbact Kompressen sind eine DACC-beschichtete, nicht absorbierende, bakterien- und pilzbindende Wundkontaktschicht.