

Gynofit WaschStück

Hersteller: Tentan Deutschland

PZN: 20399613

Inhalt: 75 g

Stand: 27.01.2026

Die Haut im Intimbereich ist zu sensibel, um sie mit herkömmlicher Seife zu reinigen. Seifen können die Haut irritieren, da sie alkalisch sind und ihr pH-Wert weit über dem natürlichen Wert der Haut liegt. Gynofit WaschStück unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen Seifen und weist einen idealen pH-Wert für den Intimbereich auf. Für das spezielle Plus an Pflege sorgen Joghurtextrakt und Sheabutter. Die enthaltene Milchsäure unterstützt die Flora.

Das Wichtigste auf einen Blick:

- Seifenfreie Intimreinigung
- Mit Milchsäure zur Unterstützung der Flora
- Mit Joghurtextrakt und Sheabutter
- Ohne Plastik und Mikroplastik
- Recyclbare Verpackung
- Mit Aufhänge-Bändchen aus Oceanplastic
- Ins Handgepäck bei Flugreisen

Ein Schritt in Richtung plastikfreies Badezimmer

Gynofit WaschStück ist eine Pflegendes Intimreinigung ohne Plastik und Mikroplastik. Das seifenfreie WaschStück hat eine recycelbare Verpackung.

Umweltschutz und nachhaltige Körperpflege kombinieren?

Gynofit WaschStück ist eine nachhaltige Seife ohne Plastik mit natürlichen Inhaltsstoffen und einer biologisch abbaubaren Verpackung.

Plastikfreie Körperpflege ist eine der Möglichkeiten, Umweltschutz im eigenen Bad umzusetzen. Durch feste Körperpflege-Produkte, die zudem in recycelbares Material verpackt sind, lässt sich Plastikmüll und CO2 einsparen.

Mikroplastikfreie Körperpflege verzichtet bei der Produktion auf kostengünstige Plastikzusätze, deren Partikel über die Abflüsse von Waschbecken und Badewannen in die Kanalisation und schliesslich in die Meere gelangen.

Kompakte Körperpflege verzichten auf Verdünnen der Inhaltsstoffe mit Wasser. Dadurch wird ganz direkt Wasser eingespart und die Ökobilanz verbessert sich durch Verminderung des Gewichts beim Transport.

Seifenfrei

Ein seifenfreies Waschstück unterscheidet sich in der Herstellung grundsätzlich von klassischer Seife. Es wird nicht mit einer Lauge verkocht, bei der ungünstige basische Substanzen entstehen.

Das seifenfreie Waschstück entsteht durch die Vermengung verschiedener Inhaltsstoffe, die danach stark gepresst und anschliessend getrocknet werden. Der grosse Vorteil dieses Herstellungsverfahrens liegt in der Möglichkeit, den pH-Wert optimal einstellen zu können.

Säureschutzmantel

Unsere Haut wird von einem Schutzmantel umschlossen, der auch Hydrolipidfilm genannt wird. Er ist das Schutzschild der Haut, welches unter anderem aus Wasser, Enzymen, Hornzellen, Talg und Schweiß besteht. Sein pH-Wert ist idealerweise leicht sauer und liegt zwischen 4 und 5,6.

Wieso braucht Intimpflege einen anderen pH-Wert als normale Hautpflege?

Bakterien und Pilze vermehren sich besser im isolierten, warmen, feuchten Klima mit verhältnismässig hohem pH-Wert. Beim menschlichen Körper sind das zum Beispiel die Füsse, Achseln, Hautfalten und der **Intimbereich**.

Anwendung

Aufschäumen – auftragen – abspülen – fertig!

Aufbewahrung:

Die speziell entwickelte Form des Waschstückes erlaubt ein bequemes Aufhängen im Badezimmer oder in der Dusche. Hängen Sie das Waschstück nach jeder Verwendung auf oder bewahren Sie es in einer Seifenschale oder auch in einem Seifensäckchen auf. Das Wasser tropft ab, das Waschstück trocknet und bleibt Ihnen dadurch lange erhalten.

Ingredients:

Triticum vulgare (Wheat) Starch, Sodium Cocoyl Isethionate, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Cetearyl Alcohol, Aqua, Glycerin, Hydrogenated Castor Oil, Lactic Acid, Inulin, Yoghurt, Butyrospermum Parkii Butter, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cocamidopropyl Betaine, Cl